





Bedienungs- anleitung



ELEKTRISCHE ZAHNBÜRSTE





Lieferumfang

- 1 Antriebswelle
- 2 Ein-/Aus-Taste
- 3 Modusanzeige
- 4 Batterie-Symbol
- 5 Handteil
- 6 Abdeckung Aufbewahrungsfach
- 7 Monobüschelbürste
- 8 Zahnseide-Aufsatz
- 9 Bürsten-Aufsatz
- 10 Basis
- 11 Aufbewahrungsfach
- 12 Ladestation

Benötigte, nicht mitgelieferte Werkzeuge

- 13 Kreuzschlitzschraubendreher



Inhaltsverzeichnis

Lieferumfang	3
Benötigte, nicht mitgelieferte Werkzeuge	3
Allgemeines	5
Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren	5
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	5
Zeichenerklärung	6
Sicherheit	7
Hinweiserklärung	7
Allgemeine Sicherheitshinweise.....	8
Produktbeschreibung	17
Erstinbetriebnahme	17
Produkt und Lieferumfang prüfen	17
Grundreinigung	18
Produkt aufstellen	18
Erstaufladung.....	19
Bedienung	19
Allgemeine Bedienung	20
Modi- und Timerfunktion	22
Clever-Start Funktion	23
Bürsten-Aufsatz verwenden	24
Monobüschelbürste verwenden.....	25
Zahnseide-Aufsatz verwenden.....	25
Aufbewahrungsfach	26
Transportsicherung.....	26
Akku aufladen	27
Störung und Behebung	28
Reinigung und Wartung	29
Reinigung	30
Aufbewahrung	30
Technische Daten	31
Entsorgung	31
Verpackung entsorgen	31
Produkt entsorgen	31
Konformitätserklärung	34

Allgemeines

Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren



Diese Bedienungsanleitung gehört zu dieser elektrischen Zahnbürste (im Folgenden nur „Produkt“ genannt). Sie enthält wichtige Informationen zur Inbetriebnahme und Handhabung.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt einsetzen. Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann zu schweren Verletzungen und zu Schäden am Produkt führen.

Die Bedienungsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung mit.

Wenden Sie sich an den Kundendienst, wenn Sie weitere Ausfertigungen der Bedienungsanleitung benötigen.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Produkt ist ausschließlich zum Reinigen der Zähne und zur Zahnfleischmassage konzipiert. Es ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet. Das Produkt ist kein Kinderspielzeug.

Verwenden Sie das Produkt nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen.

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole und Signalwörter werden in dieser Bedienungsanleitung, auf dem Produkt oder auf der Verpackung verwendet.



Dieses Symbol gibt Ihnen nützliche Zusatzinformationen zum Zusammenbau oder zum Betrieb.



Konformitätserklärung (siehe Kapitel „Konformitätserklärung“): Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.

IPX7

Dieses Symbol zeigt an, dass das Produkt gegen zeitweiliges Untertauchen in Wasser geschützt ist.



Dieses Symbol zeigt an, dass die Ladestation der Schutzklasse II entspricht.



Geprüfte Sicherheit: Produkte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, entsprechen den Anforderungen des deutschen Produktsicherheitsgesetzes (ProdSG).



Verwenden Sie das Produkt nur in Innenräumen.



Lesen Sie die Bedienungsanleitung.



Wechselstrom



Gleichstrom

Sicherheit

Hinweiserklärung

Die folgenden Symbole und Signalwörter werden in dieser Bedienungsanleitung verwendet.



Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.



Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS!

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.

Allgemeine Sicherheitshinweise



Stromschlaggefahr!

Fehlerhafte Elektroinstallation oder zu hohe Netzspannung können zu elektrischem Stromschlag führen.

- Schließen Sie das Produkt nur an, wenn die Netzspannung der Steckdose mit der Angabe auf dem Typenschild übereinstimmt.
- Schließen Sie das Produkt nur an eine gut zugängliche Steckdose an, damit Sie das Produkt bei einem Störfall schnell vom Stromnetz trennen können.
- Betreiben Sie das Produkt nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist oder das Netzkabel bzw. der Netzstecker defekt ist.
- Das Netzkabel des Produkts kann nicht ausgewechselt werden. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, sollte das Produkt weggeworfen werden.
- Das Produkt darf nur mit der mitgelieferten Ladestation verwendet werden.

-
- Öffnen Sie das Gehäuse nicht, sondern überlassen Sie die Reparatur Fachkräften. Wenden Sie sich dazu an eine Fachwerkstatt. Bei eigenständig durchgeführten Reparaturen, unsachgemäßem Anschluss oder falscher Bedienung sind Haftungs- und Garantieansprüche ausgeschlossen.
 - Bei Reparaturen dürfen nur Teile verwendet werden, die den ursprünglichen Gerätedaten entsprechen. In diesem Produkt befinden sich elektrische und mechanische Teile, die zum Schutz gegen Gefahrenquellen unerlässlich sind.
 - Tauchen Sie weder die Ladestation noch das Netzkabel oder den Netzstecker in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
 - Fassen Sie den Netzstecker niemals mit feuchten Händen an.
 - Ziehen Sie den Netzstecker nie am Netzkabel aus der Steckdose, sondern fassen Sie immer den Netzstecker an.
 - Verwenden Sie das Netzkabel nie als Tragegriff.

- Halten Sie das Produkt, den Netzstecker und das Netzkabel von offenem Feuer und heißen Flächen fern.
- Verlegen Sie das Netzkabel so, dass es nicht zur Stolperfalle wird.
- Knicken Sie das Netzkabel nicht und legen Sie es nicht über scharfe Kanten.
- Verwenden Sie das Produkt nur in Innenräumen.
- Lagern Sie das Produkt nie so, dass es in eine Wanne oder in ein Waschbecken fallen kann.
- Greifen Sie niemals nach einem Elektrogerät, wenn es ins Wasser gefallen ist. Ziehen Sie in einem solchen Fall sofort den Netzstecker aus der Steckdose.
- Sorgen Sie dafür, dass Kinder keine Gegenstände in das Produkt hineinstecken.
- Wenn Sie das Produkt nicht benutzen, es reinigen oder wenn eine Störung auftritt, schalten Sie das Produkt immer aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- Wenn ein Lithium-Ionen-Akku/Lithium-Ionen-Produkt über einen längeren

Zeitraum gelagert werden soll, sollte der Ladezustand regelmäßig überprüft. Die optimale Lagerung erfolgt in kühler und trockener Umgebung.

- Schalten Sie das Produkt vor dem Aufladen aus.
- Verwenden Sie das Produkt niemals während des Ladevorgangs und schalten Sie es nicht ein.
- Das Produkt enthält Akkus, die nicht ersetzbar sind.
- Lassen Sie ein beschädigtes Netzteil sofort von autorisiertem Fachpersonal austauschen, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Dieses Produkt enthält wiederaufladbare Akkus. Werfen Sie die Akkus nicht ins Feuer und setzen Sie sie nicht hohen Temperaturen aus.
- Setzen Sie den Akku oder das Produkt keinem Feuer oder hohen Temperaturen aus. Feuer oder Temperaturen über 130 °C können eine Explosion verursachen.

- Befolgen Sie alle Ladeanweisungen und laden Sie das Produkt nicht außerhalb des in den Anweisungen angegebenen Temperaturbereichs auf. Unsachgemäßes Aufladen oder Aufladen bei Temperaturen außerhalb des angegebenen Temperaturbereichs kann den Akku beschädigen und die Brandgefahr erhöhen.
- Verändern Sie das Produkt nicht und versuchen Sie nicht, es zu reparieren, es sei denn, dies ist in der Bedienungs- und Wartungsanleitung angegeben.
- Laden Sie das Produkt nur mit der vom Hersteller mitgelieferten Ladestation auf.
- Unter missbräuchlichen Bedingungen kann Flüssigkeit aus der Batterie austreten; vermeiden Sie den Kontakt. Aus der Batterie austretende Flüssigkeit kann Reizungen oder Verbrennungen verursachen.
- Wenn die Batterieflüssigkeit mit Haut oder Augen in Berührung kommt, waschen und spülen Sie die betroffene

Stelle sofort mit sauberem Wasser aus.
Suchen Sie einen Arzt auf.



Gefahren für Kinder und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten (beispielsweise teilweise Behinderte, ältere Personen mit Einschränkung ihrer physischen und mentalen Fähigkeiten) oder Mangel an Erfahrung und Wissen (beispielsweise ältere Kinder).

- Dieses Produkt kann von Kindern ab acht Jahren sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produkts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

- Lassen Sie das Produkt während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt.
- Halten Sie Kinder jünger als acht Jahre von der Ladestation und der Anschlussleitung fern.
- Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen. Kinder können sich beim Spielen darin verfangen und ersticken.



Explosionsgefahr!

Akkus können explodieren, wenn sie stark erhitzt werden.

- Erhitzen Sie Akkus nicht und werfen Sie sie nicht ins offene Feuer.



Verletzungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Verletzungen führen.

- Ersetzen Sie abgenutzte oder beschädigte Aufsätze sofort, um Verletzungen im Mund- und Zahnbereich zu vermeiden.

HINWEIS!**Beschädigungsgefahr!**

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen des Produkts führen.

- Stellen Sie das Produkt auf einer gut zugänglichen, ebenen, trockenen, hitzebeständigen und ausreichend stabilen Arbeitsfläche auf. Stellen Sie das Produkt nicht an den Rand oder an die Kante der Arbeitsfläche.
- Lassen Sie das Handteil nicht herunterfallen. Wenn dies doch passiert, nutzen Sie das Produkt nicht mehr. Lassen Sie das Produkt von einer zugelassenen Servicestelle überprüfen.
- Schalten Sie das Produkt vor dem Wechseln des Aufsatzes aus.
- Stellen Sie das Produkt nie auf oder in der Nähe von heißen Oberflächen ab (z. B. Herdplatten etc.).
- Bringen Sie das Netzkabel nicht mit heißen Teilen in Berührung.
- Setzen Sie das Produkt niemals hoher Temperatur (Heizung etc.) oder

- Witterungseinflüssen (Regen etc.) aus.
- Füllen Sie niemals Flüssigkeit in das Produkt.
 - Tauchen Sie die Ladestation zum Reinigen niemals in Wasser und verwenden Sie zur Reinigung keinen Dampfreiniger. Das Produkt kann sonst beschädigt werden.
 - Geben Sie das Produkt keinesfalls in die Spülmaschine. Sie würden es dadurch zerstören.
 - Verwenden Sie das Produkt nicht mehr, wenn die Kunststoffbauteile des Produkts Risse oder Sprünge haben oder sich verformt haben. Ersetzen Sie beschädigte Bauteile nur durch passende Originalersatzteile.
 - Trennen Sie das Produkt von der Stromversorgung, bevor Sie die Batterien entfernen.
 - Der Akku ist im Produkt fest eingebaut und kann nicht ausgetauscht werden.

Produktbeschreibung

Das Produkt ist zum Reinigen der Zähne und zur Zahnfleischmassage konzipiert.



Erstinbetriebnahme

Produkt und Lieferumfang prüfen

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spit-

zen Gegenständen öffnen, kann das Produkt schnell beschädigt werden.

– Gehen Sie beim Öffnen sehr vorsichtig VOR.

1. Nehmen Sie das Produkt aus der Verpackung.
2. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist (siehe Kapitel „Lieferumfang“).
3. Prüfen Sie, ob das Produkt oder die Einzelteile Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, benutzen Sie das Produkt nicht. Wenden Sie sich wie auf der Garantiekarte beschrieben an den Garantiegeber.

Grundreinigung

1. Entfernen Sie das Verpackungsmaterial und sämtliche Schutzfolien.
2. Reinigen Sie vor der erstmaligen Verwendung das Handteil **5**, die Basis **10** und die Ladestation **12** mit einem leicht angefeuchteten Tuch, um mögliche Verpackungs- und Produktionsrückstände zu entfernen.
3. Spülen Sie die Aufsätze **7** / **8** / **9** unter fließendem Wasser ab und wischen Sie sie trocken.

Produkt aufstellen

1. Setzen Sie die Ladestation **12** in die Basis **10** ein und stellen Sie sie auf einer ebenen, trockenen und sauberen Oberfläche auf.
2. Stecken Sie den Netzstecker in eine ordnungsgemäß installierte Steckdose.

Erstaufladung

Vor der ersten Verwendung muss der Akku für 24 Stunden aufgeladen werden. Gehen Sie dazu vor, wie im Kapitel „Akku laden“ beschrieben.

Bedienung



Verletzungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Verletzungen führen.

- Üben Sie beim Zähneputzen nicht zu viel Druck auf das Produkt und Ihre Zähne aus.
- Während der ersten Nutzung kann das Zahnfleisch bluten. Wenn das Zahnfleisch länger als 7 Tage blutet, suchen Sie einen Zahnarzt auf.
- Konsultieren Sie vor der Verwendung des Produkts einen Arzt, wenn Sie in den letzten zwei Monaten einen kieferchirurgischen Eingriff hatten oder am Zahnfleisch operiert wurden.
- Konsultieren Sie vor der Verwendung des Produkts einen Arzt, wenn Sie einen Herzschrittmacher o. ä. tragen.

Allgemeine Bedienung




- Reinigen Sie den verwendeten Aufsatz **7** / **8** / **9** gründlich unter sauberem, fließendem Wasser.
- Ziehen Sie den Aufsatz vom Handteil **5** ab und klopfen Sie ihn anschließend mit der Aufnahmeöffnung kräftig gegen ein Handtuch und trocknen Sie ihn ab.

Im Lieferumfang befinden sich drei Aufsätze:

- ein Bürsten-Aufsatz **9**
- eine Monobüschelbürste **7**
- ein Zahnseide-Aufsatz **8**

1. Laden Sie das Produkt auf, falls das Batterie-Symbol **4** während des Betriebs rot blinkt.



2. Stecken Sie den gewünschten Aufsatz **7** / **8** / **9** so auf das Handteil **5**, dass der Aufsatz fest auf der Antriebswelle **1** sitzt (siehe **Abb. 1**).

Der verwendete Aufsatz muss hierbei in Richtung der Ein-/Aus-Taste **2** zeigen.

Es bleibt ein Spalt zwischen Aufsatz und Handteil, dies ist konstruktionsbedingt und kein Defekt.

3. Setzen Sie den Bürstenkopf bzw. den verwendeten Aufsatz auf/am bzw. zwischen dem Zahn auf.
4. Schalten Sie das Produkt durch Drücken der Ein-/Aus-Taste ein. Das Produkt schaltet sich für zwei Minuten ein. Die LED des gewählten Modus in der Modusanzeige **3** leuchtet.

5. Nach zwei Minuten schaltet sich das Produkt automatisch aus. Bei Bedarf können Sie das Produkt auch vorzeitig durch Drücken der Ein-/Aus-Taste ausschalten.

Modi- und Timerfunktion

- Das Produkt verfügt über einen Timer, der alle 30 Sekunden für eine kurze Unterbrechung der Vibration sorgt. Mit etwas Übung können Sie sich Ihre Zähne in vier Quadranten aufteilen und diese dann alle 30 Sekunden wechseln.
- Nach jedem Moduswechsel beginnt die automatische Betriebszeit von zwei Minuten (4 Mal 30 Sekunden) von neuem.
- Das Produkt speichert den zuletzt gewählten Modus und schaltet bei der nächsten Verwendung zu Beginn automatisch in diesen.
- Ist ein Modus länger als 10 Sekunden in Betrieb, so schaltet sich das Produkt durch Drücken der Ein-/Aus-Taste **2** aus. Ist ein Modus kürzer als 10 Sekunden in Betrieb, so wechselt das Produkt durch Drücken der Ein-/Aus-Taste in den folgenden Modus (Ausnahme: im Modus DEEP CLEAN schaltet sich das Produkt durch Drücken der Ein-/Aus-Taste aus).
- Durch Drücken der Ein-/Aus-Taste können Sie zwischen folgenden vier Modi wählen:
 - **NORMAL:** Standardmodus zum normalen Zähneputzen.
 - **SENSITIVE:** Sanfter Modus für empfindlichen Mundraum.
 - **WHITEN:** Modus zum Zähneputzen mit integriertem Polieren und Aufhellen.
 - **DEEP CLEAN:** Modus zum extra gründlichen Zähneputzen.

Die Modusanzeige **3** zeigt den aktuell gewählten Modus an.

Clever-Start Funktion



Die Clever-Start Funktion dient dazu, die Zähne bzw. den Mundraum neuer Benutzer allmählich an das Produkt zu gewöhnen. Hierbei wird die Intensität der Schallvibrationen während der ersten 14 Reinigungszyklen Stück für Stück erhöht. Nach 14 abgeschlossenen Reinigungszyklen wird die Clever-Start Funktion automatisch deaktiviert, wobei ein Reinigungszyklus vollständig ausgeführt werden muss (zwei Minuten), um gezählt zu werden. Bei aktivierter Clever-Start Funktion blinken die LEDs der Modi in der Modusanzeige **3** wenn sich das Produkt im jeweiligen Modus befindet. Bei deaktivierter Clever-Start Funktion leuchten die LEDs durchgehend.

Die Clever-Start Funktion ist bei Erstinbetriebnahme des Produkts standardmäßig aktiviert.

Um die Clever-Start Funktion zu deaktivieren bzw. zu reaktivieren, gehen Sie wie folgt vor:

1. Stellen Sie das Produkt auf wie im Kapitel „Produkt aufstellen“ beschrieben.
2. Stecken Sie das Handteil **5** auf die Ladestation **12**. Das Batterie-Symbol **4** leuchtet rot.
3. Halten Sie die Ein-/Aus-Taste **2** für ca. 5 Sekunden gedrückt.

Die LEDs in der Modusanzeige leuchten 5 Mal von oben beginnend nacheinander kurz auf.

Die Clever-Start Funktion ist deaktiviert.

4. Um die Clever-Start Funktion zu reaktivieren, stecken Sie das Handteil erneut auf die Ladestation.
Das Batterie-Symbol leuchtet rot.
5. Halten Sie die Ein-/Aus-Taste für ca. 5 Sekunden gedrückt.
Die LEDs in der Modusanzeige leuchten 5 Mal von unten beginnend nacheinander kurz auf.
Die Clever-Start Funktion ist reaktiviert.

Bürsten-Aufsatz verwenden

Mit dem Bürsten-Aufsatz  können Sie ihre Zähne regulär putzen.

1. Bringen Sie den Bürsten-Aufsatz auf dem Produkt an wie im Kapitel „Allgemeine Bedienung“ beschrieben.
2. Halten Sie den Bürstenkopf bei Bedarf kurz unter sauberes Wasser, um ihn zu befeuchten.
3. Tragen Sie eine erbsengroße Portion Zahncreme auf den Bürstenkopf auf.
4. Steuern Sie den Aufsatz wie im Kapitel „Allgemeine Bedienung“ beschrieben.



- Lassen Sie einen möglichst geringen Abstand zum Zahnfleisch.
- Putzen Sie in kleinen Drehbewegungen.
- Putzen Sie bis in die Zahnzwischenräume.
- Putzen Sie die Zahnoberseiten und Zahnunterseiten sowie die Zahnaußenflächen und Zahninnenflächen ohne Druck.

Monobüschelbürste verwenden

Mit der Monobüschelbürste **7** können Sie die Zahnzwischenräume, die Kauflächen der Backenzähne oder Zahnprothesen/Zahnspangen putzen. Bei freiliegenden Zahnhälsen fragen Sie vor der Anwendung Ihren Zahnarzt.

- Bringen Sie die Monobüschelbürste auf dem Produkt an und steuern Sie sie wie im Kapitel „Allgemeine Bedienung“ beschrieben.

Zahnseide-Aufsatz verwenden



Verletzungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Verletzungen führen.

- Seien Sie im Umgang mit Zahnseide achtsam. Sie können leicht Ihr Zahnfleisch verletzen.

Mit dem Zahnseide-Aufsatz **8** können Sie die Zahnzwischenräume effektiv reinigen indem Sie Zahnseide nutzen.

1. Nehmen Sie ein ca. 15 cm langes Stück handelsübliche Zahnseide und wickeln Sie das eine Ende 2 bis 3 Mal um das Rädchen unterhalb der Bügel.
2. Führen Sie die Zahnseide straff über die beiden Bügel.
3. Wickeln Sie das andere Ende erneut 2 bis 3 Mal um das Rädchen.

4. Die Zahnseide muss zwischen den beiden Bügeln gespannt sein und darf sich beim Putzen der Zahnzwischenräume nicht lösen.
5. Wenn sich die Schraube und somit das Rädchen lösen sollte, ziehen Sie die Schraube mithilfe eines Kreuzschlitzschraubendrehers **13** wieder fest.
6. Bringen Sie den Aufsatz auf dem Produkt an wie im Kapitel „Allgemeine Bedienung“ beschrieben.
7. Führen Sie Zahnseide zwischen zwei Zähne ein, während das Produkt ausgeschaltet ist.
8. Schalten Sie das Produkt wie im Kapitel „Allgemeine Bedienung“ beschrieben ein und wählen Sie den Modus NORMAL oder SENSITIVE.
9. Säubern Sie durch vorsichtige Auf- und Abbewegungen alle Zahnzwischenräume.

Aufbewahrungsfach

Auf der Basis **10** befindet sich ein Aufbewahrungsfach **11**, in dem Sie bis zu 4 Aufsätze aufbewahren können. Diese müssen vollständig trocken sein, bevor Sie sie im Aufbewahrungsfach verstauen.

1. Nehmen Sie Abdeckung **6** vom Aufbewahrungsfach ab.
2. Stecken Sie die trockenen Aufsätze **7** / **8** / **9** auf die Vorrichtungen.
3. Setzen Sie die Abdeckung wieder so auf das Aufbewahrungsfach, dass sie spürbar einrastet.

Transportsicherung

Die Transportsicherung verhindert ein versehentliches Einschalten des Produkts, etwa während des Transports.

1. Schalten Sie das Produkt aus.
2. Halten Sie die Ein-/Aus-Taste **2** gedrückt, bis das Batterie-Symbol **4** 5 Mal kurz blinkt.
Die Transportsicherung ist aktiviert.
Beim Drücken der Ein-/Aus-Taste blinkt das Batterie-Symbol und das Produkt schaltet sich nicht ein.
3. Um die Transportsicherung zu deaktivieren, halten Sie die Ein-/Aus-Taste erneut mehrere Sekunden lang gedrückt, bis das Batterie-Symbol einmal lang aufleuchtet.
Das Produkt schaltet sich ein.
Die Transportsicherung ist deaktiviert.

Akku aufladen

Stecken Sie das Handteil **5** auf die Ladestation **12**.

Das Batterie-Symbol **4** leuchtet rot.

Das Produkt wird nun aufgeladen. Wenn das Produkt vollständig aufgeladen ist und der Ladevorgang beendet, leuchtet das Batterie-Symbol grün.

Wenn das Batterie-Symbol während des Betriebs rot blinkt, ist der Akkuladestand niedrig und das Produkt sollte wie in diesem Kapitel beschrieben, aufgeladen werden.



- Um die Batterie im vollständig aufgeladenen Zustand zu halten, können Sie das Handteil bei Nichtverwendung auf der Ladestation lassen.
- Mit der Zeit lässt die Akkuleistung und die Betriebszeit nach. Wenden Sie sich an den Kundendienst, wenn sich der Akku dem Ende der Produktlebensdauer nähert.

Störung und Behebung

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Das Produkt funktioniert nicht.	Das Produkt muss vor der Erstinbetriebnahme vollständig aufgeladen werden.	Laden Sie den Akku für mindestens 24 Stunden auf, wie im Kapitel „Akku laden“ beschrieben.
Schwache oder verminderte Vibrationen.	Das Produkt wird zu stark gegen Ihre Zähne gedrückt.	Üben Sie weniger Druck auf den Aufsatz 7 / 8 / 9 bzw. auf Ihre Zähne aus.
Das Produkt hat nur eine sehr kurze Akkulaufzeit, selbst wenn es unmittelbar vorher aufgeladen wurde.	Der Akku hat sein Produktlebensende erreicht.	Wenden Sie sich an den Kundendienst.
	Die Ladezeit war nicht ausreichend.	Laden Sie den Akku für mindestens 16 Stunden wie im Kapitel „Akku laden“ beschrieben, auf.

Reinigung und Wartung

HINWEIS!

Kurzschlussgefahr!

In das Gehäuse eingedrungenes Wasser oder andere Flüssigkeiten können einen Kurzschluss verursachen.

- Tauchen Sie die Ladestation niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen des Produkts führen.

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten sowie keine scharfen oder metallischen Reinigungsgegenstände wie Messer, harte Spachtel und dergleichen. Diese können die Oberflächen beschädigen.

- Geben Sie das Produkt keinesfalls in die Spülmaschine. Sie würden es dadurch zerstören.

Reinigung


1. Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker der Ladestation **12**.
2. Nehmen Sie die Ladestation aus der Basis **10** heraus.
3. Wischen Sie das Handteil **5** und die Ladestation mit einem leicht angefeuchteten Tuch ab.
4. Reinigen Sie die Basis unter fließendem Wasser.
5. Reinigen Sie das Produkt regelmäßig und entfernen Sie sämtliche Rückstände und Verunreinigungen von den Aufsätzen **7** / **8** / **9** und dem Handteil.
6. Tauschen Sie die Aufsätze alle 3 Monate aus.

Aufbewahrung

Alle Teile müssen vor dem Aufbewahren vollkommen trocken sein.

- Bewahren Sie das Produkt stets an einem trockenen Ort auf.
- Schützen Sie das Produkt vor direkter Sonneneinstrahlung.
- Lagern Sie das Produkt für Kinder unzugänglich, sicher verschlossen und bei einer Lagertemperatur zwischen 5 °C und 20 °C (Zimmertemperatur).
- Alle 3 Aufsätze **7** / **8** / **9** können im Aufbewahrungsfach **11** auf der Basis **10** gelagert werden.

Technische Daten

Modell:	811384
Stromversorgung (Ladestation):	100–240 V~; 50–60 Hz; 2 W
Schutzart:	IPX7
Schutzklasse (Ladestation):	II
Akkukapazität:	800 mAh 3,7 V  Li-ion
Betriebsdauer (Akku voll):	ca. 60 min
Ladedauer:	ca. 24 Stunden für die Erstaufladung, sonst ca. 16 Stunden
Timer:	kurze Unterbrechung nach 30, 60 und 90 Sekunden. Automatische Abschaltung nach 120 Sekunden.
Artikelnummer:	811384

Entsorgung

Verpackung entsorgen



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung.

Produkt entsorgen

(Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen)



Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!

Sollte das Produkt einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher **gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll,**

z. B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/ seines Stadtteils, abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Deswegen sind Elektrogeräte mit dem hier abgebildeten Symbol gekennzeichnet.



Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll!

Das nebenstehende Symbol bedeutet, dass Batterien und Akkus nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen.

Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal, ob sie Schadstoffe*) enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle ihrer Gemeinde/ihres Stadtteils oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung sowie einer Wiedergewinnung von wertvollen Rohstoffen wie z. B. Kobalt, Nickel oder Kupfer zugeführt werden können.

Die Rückgabe von Batterien und Akkus ist unentgeltlich.

Einige der möglichen Inhaltsstoffe wie Quecksilber, Cadmium und Blei sind giftig und gefährden bei einer unsachgemäßen Entsorgung die Umwelt. Schwermetalle z. B. können gesundheitsschädigende Wirkungen auf Menschen, Tiere und Pflanzen haben und sich in der Umwelt sowie in der Nahrungskette anreichern, um dann auf indirektem Weg über die Nahrung in den Körper zu gelangen.

Bei lithiumhaltigen Altbatterien besteht hohe Brandgefahr. Daher muss auf die ordnungsgemäße Entsorgung von lithiumhaltigen Altbatterien und -akkus besonderes Augenmerk gelegt werden. Bei falscher Entsorgung kann es außerdem zu inneren und äußeren Kurzschlüssen durch thermische Einwirkungen (Hitze) oder mechanische Beschädigungen kommen. Ein Kurzschluss kann zu einem Brand oder einer Explosion führen und schwerwiegende Folgen für Mensch und Umwelt haben. Kleben Sie daher bei lithiumhaltigen Batterien und Akkus vor der Entsorgung die Pole ab, um einen äußeren Kurzschluss zu vermeiden.

Batterien und Akkus, die nicht fest im Gerät verbaut sind, müssen vor der Entsorgung entfernt und separat entsorgt werden.

Batterien und Akkus bitte nur in entladenerem Zustand abgeben!

Verwenden Sie wenn möglich Akkus anstelle von Einwegbatterien.

*) gekennzeichnet mit:

Cd = Kadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei

Der Akku muss zur getrennten Entsorgung entnommen werden. Versuchen Sie NICHT, das Produkt zu öffnen oder zu zerlegen, um den Akku selbst zu entfernen. Der Akku muss von qualifiziertem Fachpersonal entfernt werden.

Hinweis für qualifiziertes Fachpersonal: Um den Akku zu entnehmen, schalten Sie das Produkt aus und trennen Sie es von der Ladequelle. Entfernen Sie die Hauptabdeckung an der Unterseite des Produkts mit einem geeigneten Werkzeug und entfernen Sie dann die Batteriefachabdeckung. Entfernen Sie die Leiterplatte und brechen Sie den Akku heraus.

Konformitätserklärung



Die EU-Konformitätserklärung kann unter der in der beiliegenden Garantiekarte angeführten Adresse angefordert werden.

Mit QR-Codes schnell und einfach ans Ziel

Egal, ob Sie **Produktinformationen**, **Ersatzteile** oder **Zubehör** benötigen, Angaben über **Herstellergarantien** oder **Servicestellen** suchen oder sich bequem eine **Video-Anleitung** anschauen möchten, mit unseren QR-Codes gelangen Sie kinderleicht ans Ziel.

Was sind QR-Codes?

QR-Codes (QR = Quick Response) sind grafische Codes, die mithilfe einer Smartphone-Kamera gelesen werden und beispielsweise einen Link zu einer Internetseite oder Kontaktdaten enthalten.

Ihr Vorteil: Kein lästiges Eintippen von Internet-Adressen oder Kontaktdaten!

Und so geht's

Zum Scannen des QR-Codes benötigen Sie lediglich ein Smartphone, einen installierten QR-Code-Reader sowie eine Internet-Verbindung.*

Einen QR-Code-Reader finden Sie in der Regel kostenlos im App Store Ihres Smartphones.

Jetzt ausprobieren

Scannen Sie einfach mit Ihrem Smartphone den folgenden QR-Code und erfahren Sie mehr über Ihr neu erworbenes Hofer-Produkt.*

Ihr Hofer-Serviceportal

Alle oben genannten Informationen erhalten Sie auch im Internet über das Hofer-Serviceportal unter www.hofer-service.at.



*Beim Ausführen des QR-Code-Readers können abhängig von Ihrem Tarif Kosten für die Internet-Verbindung entstehen.



Vertrieben durch:

EIE Import GmbH
Hofer Straße 5
4642 Sattledt
AUSTRIA

KUNDENDIENST

811384

Bitte wenden Sie sich an Ihre **HOFER-Filiale**.

MODELL:
811384

02/2022

3
JAHRE
GARANTIE