

Silk'n[™]
Beautiful Technology

GLIDE

ASI04486A



DE BEDIENUNGSANLEITUNG

EN USER MANUAL

HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS

SI UPORABNIŠKI PRIROČNIK

DE

EN

HU

SI


DE

EN

HU

SI

A



Hautfarbe | Skin colour | Bőrszín | Barva kože

Haarfarbe |
Hair colour |
Szőrszín |
Barva dlačic



Energie* 4-5	Energie* 3-4-5	Energie* 3-4	×	×	×	
Energie* 4-5	Energie* 3-4-5	Energie* 3-4	Energie* 1-2-3	Energie* 1-2	×	

* Energy | Energia | Energija

Rechtlicher Hinweis

Home Skinovations Ltd. behält sich das Recht vor, Änderungen an seinen Produkten oder Spezifikationen zur Verbesserung von Leistung, Betriebssicherheit oder Herstellbarkeit vorzunehmen. Durch Home Skinovations Ltd. bereitgestellte Informationen werden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung als korrekt und verlässlich angesehen. Die Home Skinovations Ltd. übernimmt allerdings keine Verantwortung für deren Verwendung. Es wird weder stillschweigend noch unter einem Patent oder unter Patentrechten der Home Skinovations Ltd. eine Lizenz eingeräumt.

Kein Teil dieses Dokuments darf in irgendeiner Form oder mit elektronischen oder mechanischen Mitteln für irgendwelche Zwecke ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung der Home Skinovations Ltd. reproduziert oder übertragen werden. Änderungen der Daten ohne Vorankündigung sind vorbehalten.

Die Home Skinovations Ltd. verfügt über Patente sowie anhängige Patentanmeldungen, Handelsmarken, Urheberrechte oder sonstige Rechte geistigen Eigentums, welche Gegenstand dieses Dokumentes sind. Die Bereitstellung dieses Dokumentes gibt Ihnen keinerlei Lizenz für diese Patente, Handelsmarken, Urheberrechte oder sonstigen Rechte geistigen Eigentums, sofern dies nicht ausdrücklich in einer schriftlichen Vereinbarung von Home Skinovations Ltd. geregelt ist. Änderung der technischen Daten ohne Vorankündigung vorbehalten.

Silk'n und das Silk'n-Logo sind eingetragene Warenzeichen der Home Skinovations Ltd.

InnoEssentials International, Donk IB, 2991 LE Barendrecht, Die Niederlande,
www.silkn.eu – info@silkn.com

Inhaltsverzeichnis

1.	Lieferumfang/Geräteteile	5
2.	Technologien	5
3.	Allgemeines	6
3.1	Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren	6
3.2	Zeichenerklärung	7
4.	Sicherheit	8
4.1	Bestimmungsgemäßer Gebrauch.....	8
4.2	Sicherheitshinweise	9
5.	Haarentferner und Lieferumfang prüfen	22
6.	Verwendung	22
6.1	Anwendungstipps.....	22
6.2	Energiestufe wählen.....	25
6.3	Hautfarben-Sensor.....	26
6.4	Haarentferner anschließen.....	26
6.5	Haarentferner benutzen	27
6.6	Haarentferner ausschalten	30
6.7	Nebenwirkungen und Komplikationen.....	30
7.	Reinigung und Aufbewahrung	32
8.	Fehlersuche	33
9.	Technische Daten	35
10.	Entsorgung	36
10.1	Verpackung entsorgen.....	36
10.2	Haarentferner entsorgen	36
11.	Garantieinformationen	37

1. Lieferumfang/Geräteteile*

- 1 Anschlussbuchse für Verbindungskabel
- 2 Netzadapter
- 3 Verbindungskabel mit Gerätestecker
- 4 Bedientaste mit Anzeige
 - Anzeigesymbol 1–5 : Energiestufen
 - Anzeigesymbol ⚡ : "Bereit"/"Hauttyp-Warnanzeige"
- 5 Hautfarben-Sensor
- 6 Behandlungsfläche
- 7 Impulsauslöser
- 8 Reinigungstuch (ohne Abbildung)

*siehe **Abb. A**

2. Technologien

Auf Lichtenergie basierende Langzeit-Haarentfernung:

verhindert durch den Einsatz von selektiver Fotothermolyse und die dabei freigesetzte optische Energie langfristig das Haarwachstum in den gewünschten Körperregionen.

Home Pulsed Light™ - Technologie: reduziert die für die Haarentfernung benötigte Energie vergleichbarer Haarentfernungsmodelle und steigert so die allgemeine Anwendungssicherheit.

Hautfarben-Sensor: schützt die Haut, indem er die Pigmentation der zu behandelnden Hautpartie misst und den Lichtimpuls nur dann auslöst, wenn sich die Hautpigmentation für eine Behandlung eignet. Da sich die Behandlungsfläche innerhalb des Gerätes befindet, wird ein direkter Hautkontakt vermieden und die Haut zusätzlich geschützt.

Sicherheitsfunktion zum Schutz der Augen: stellt sicher, dass der Lichtimpuls nur auslöst, wenn die Behandlungsfläche Kontakt mit Gewebe hat, nicht aber, wenn sie in die Luft zeigt.

3. Allgemeines

3.1 Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren



Diese Bedienungsanleitung gehört zu diesem auf Lichttechnologie basierendem Haarentferner Glide (im Folgenden „Haarentferner“). Sie enthält wichtige Informationen zur Inbetriebnahme und Benutzung.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie den Haarentferner verwenden. Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann zu Verletzungen oder Schäden am Haarentferner führen.

Die Bedienungsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung zur späteren Nutzung auf. Wenn Sie den Haarentferner an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung mit.

3.2 Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole und Signalwörter werden in dieser Bedienungsanleitung, auf dem Haarentferner oder auf der Verpackung verwendet.

WARNUNG!

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine andere schwere Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS!

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.



Dieses Symbol liefert Ihnen nützliche Zusatzinformationen zum Umgang und Gebrauch.



Konformitätserklärung: Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.



Dieses Symbol kennzeichnet den Netzadapter als Gerät der Schutzklasse 2.



Mit diesem Symbol gekennzeichnete Geräte sind ausschließlich für die Verwendung in trockenen Innenräumen geeignet.



Verwenden Sie den Haarentferner nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Waschbecken oder anderen mit Wasser gefüllten Behältern.

4. Sicherheit

4.1 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der Haarentferner ist ausschließlich für die langzeitliche oder dauerhafte Entfernung ungewollten Körperhaars in Achselhöhlen, Bikinizone sowie auf Armen, Beinen, Gesicht, Rücken, Schultern und Brust konzipiert. Er ist nicht für die Anwendung bei Kindern oder Tieren vorgesehen.

Der Haarentferner ist kein medizinisches Gerät, er ist ausschließlich für kosmetische Behandlungen konzipiert und nur für die Verwendung in trockenen Innenräumen. Der Haarentferner ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen oder therapeutischen Bereich geeignet.

Die Methode der auf Lichtenergie basierten Langzeit-Haarentfernung eignet sich nicht für jeden Haut- bzw. Haartyp. Beachten Sie bei der Nutzung die Haar- und Hautfarbentabelle auf Seite 2 dieser Bedienungsanleitung und wenden Sie sich ggf. für zusätzliche Informationen und individuelle Auskünfte an www.silkn.eu oder über die angegebene Serviceadresse an den Kundendienst.

Verwenden Sie den Haarentferner nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sach- oder Personenschäden führen.

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verletzungen, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

4.2 Sicherheitshinweise

WARNUNG! STROMSCHLAGGEFAHR!

- Schließen Sie den Haarentferner nur an, wenn die Netzspannung der Steckdose mit den Daten auf dem Typenschild des Netzadapters übereinstimmt.
- Schließen Sie den Haarentferner nur an eine leicht zugängliche Steckdose an, sodass Sie ihn bei einem Störfall schnell vom Stromnetz trennen können.
- Betreiben Sie den Haarentferner nicht, wenn er sichtbare Schäden aufweist, oder das Verbindungskabel bzw. der Netzadapter beschädigt sind.


- Betreiben Sie den Haarentferner nicht in explosionsgefährdeter Umgebung.
- Beenden Sie die Verwendung unverzüglich, wenn Sie während des Betriebs Rauchentwicklung wahrnehmen oder Funktionsstörungen bemerken.
- Öffnen Sie das Gehäuse nicht, sondern überlassen Sie die Reparatur Fachkräften. Wenden Sie sich dazu an eine geeignete Fachwerkstatt. Bei eigenständig durchgeführten Reparaturen, unsachgemäßem Anschluss oder falscher Bedienung sind Haftungs- und Garantieansprüche ausgeschlossen.
- Bei Reparaturen dürfen nur Teile verwendet werden, die den ursprünglichen Gerätedaten entsprechen. In diesem Haarentferner befinden sich elektrische und mechanische Teile, die zum Schutz gegen Gefahrenquellen unerlässlich sind.
- Verwenden Sie den Haarentferner ausschließlich mit

dem mitgelieferten Netzadapter.

- Ein beschädigtes Verbindungskabel kann nicht ausgetauscht, sondern der gesamte Netzadapter muss ersetzt werden.
- Betreiben Sie den Haarentferner nicht mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernwirksystem.
- Tauchen Sie weder den Haarentferner noch das Verbindungskabel oder den Netzadapter in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Halten Sie den Haarentferner von Wasser fern! Verwenden Sie den Haarentferner nicht in der Nähe von oder über Wasser in Badewannen, Waschbecken usw.
- Der Haarentferner ist nur zur Verwendung in trockenen Innenräumen vorgesehen; verwenden Sie ihn nicht im Badezimmer.

- Fassen Sie den Netzadapter nie mit feuchten Händen an.
- Ziehen Sie den Netzadapter nie am Verbindungskabel aus der Steckdose, sondern fassen Sie immer den Netzadapter an.
- Halten Sie den Haarentferner, den Netzadapter und das Verbindungskabel von offenem Feuer und heißen Flächen fern.
- Verlegen Sie das Verbindungskabel so, dass es nicht zur Stolperfalle wird.
- Knicken Sie das Verbindungskabel nicht und legen Sie es nicht über scharfe Kanten.
- Greifen Sie nie nach einem Elektrogerät, wenn es ins Wasser gefallen ist. Ziehen Sie in einem solchen Fall sofort den Netzadapter aus der Steckdose.
- Sorgen Sie dafür, dass Kinder keine Gegenstände in den Haarentferner hineinstecken.

- Wenn Sie den Haarentferner nicht benutzen, ihn reinigen oder wenn eine Störung auftritt, schalten Sie den Haarentferner immer aus und ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose.

 **WARNUNG! GEFAHREN FÜR KINDER UND PERSONEN MIT VERRINGERTEN PHYSISCHEN, SENSORISCHEN ODER MENTALEN FÄHIGKEITEN (BEISPIELSWEISE TEILWEISE BEHINDERTE, ÄLTERE PERSONEN MIT EINSCHRÄNKUNG IHRER PHYSISCHEN UND MENTALEN FÄHIGKEITEN) ODER MANGEL AN ERFAHRUNG UND WISSEN (BEISPIELSWEISE ÄLTERE KINDER).**

- Der Haarentferner ist nicht für den Gebrauch durch Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen vorgesehen, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit zuständigen Person beauf-

sichtigt und wurden von dieser Person in den sicheren Gebrauch des Haarentferners eingewiesen. Beachten Sie, dass Behinderte oder Gebrechliche sich evtl. nicht bemerkbar machen, wenn es zu warm wird.

- Der Haarentferner ist nicht für den Gebrauch durch Kinder oder an Kindern vorgesehen. Lassen Sie Kinder den Haarentferner nicht verwenden und verwenden Sie den Haarentferner nicht an Kindern.
- Kinder dürfen nicht mit dem Haarentferner spielen. Die Reinigung und Benutzerwartung darf nicht von Kindern durchgeführt werden.
- Halten Sie Kinder vom Haarentferner und vom Netzadapter fern.
- Stellen Sie sicher, dass Kinder nicht mit der Kunststoffverpackung spielen. Sie können sich am Verpackungsmaterial verletzen oder Kleinteile verschlucken und ersticken.

WARNUNG! GESUNDHEITSRISIKO BEI UNSACHGEMÄSSER VERWENDUNG!

- Verwenden Sie den Haarentferner nicht:
 - während Schwangerschaft oder Stillzeit;
 - im Bereich von Brustwarzen, Genitalien oder Lippen;
 - auf tätowierter Haut;
 - wenn auf der Hautpartie permanentes Make-up oder dunkelbraune/schwarze Flecken, wie z. B. Sommersprossen, Muttermale, Leberflecken oder Warzen vorhanden sind;
 - wenn Sie auf der Hautpartie einen Hautausschlag, Schuppenflechte, Läsionen, offene Wunden oder aktive Infektionen, wie z. B. Fieberbläschen, haben;
 - bei einer Vorgeschichte mit Bildung von Narbengeschwüren, einer bekannten Lichtempfindlichkeit (Fotosensibilität) oder bei Medikation, welche die Lichtempfindlichkeit der Haut erhöht;

- bei krankhaftem Hautzustand, ausgelöst z. B. durch Diabetes, andere Allgemeinerkrankungen oder Stoffwechselkrankheiten;
- bei einer Vorgeschichte von Herpesausbrüchen auf der entsprechenden Hautpartie;
- bei Epilepsie;
- bei Krankheiten mit Zusammenhang zu Fotosensibilität, z. B. Polymorphe Lichtdermatose, Nesselsucht, Lupus o. Ä.;
- bei einer Vorgeschichte von Hautkrebs oder potenziell bösartigen Hauttumoren;
- wenn Sie in den letzten 3 Monaten eine Strahlentherapie oder Chemotherapie erhalten haben;
- wenn Sie Wärme nicht richtig wahrnehmen können, z. B. aufgrund bestimmter Krankheiten;
- Wenden Sie sich im Zweifelsfall an Ihren Arzt oder Dermatologen!

- Verwenden Sie den Haarentferner erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt, wenn Sie in den letzten 6 Monaten mit einem ärztlich verordneten Medikament behandelt worden sind.

! WARNUNG! GEFAHR VON VERLETZUNGEN, NEBENWIRKUNGEN UND KOMPLIKATIONEN DURCH FALSCH ANWENDUNG!

- Wählen Sie die Energiestufe sorgfältig aus! Bei steigender Intensität verbessert sich zwar die Haarentfernung aber das Risiko von Nebenwirkungen und Komplikationen erhöht sich (siehe Kapitel „Nebenwirkungen und Komplikationen“).
- Beginnen Sie Ihre erste Anwendung immer mit der niedrigsten Energiestufe (I). Erhöhen Sie bei der nächsten Behandlung die Energiestufe nur um eine Stufe und nur dann, wenn Sie keine Beschwerden während oder nach der vorhergehenden Anwendung hatten.

- Behandeln Sie dieselbe Hautpartie maximal einmal pro Haarentfernungssitzung!
- Vermeiden Sie sich überschneidende Lichtimpulse!
- Beenden Sie die Anwendung sofort, wenn Ihre Haut Blasen bildet oder verbrennt!
- Wenn Sie eine höhere Energiestufe als I verwenden, setzen Sie die behandelten Hautpartien während der Anwendungszeit keiner direkten Sonneneinstrahlung für mehr als 15 Minuten aus und keiner Sonneneinstrahlung bei diffusem Licht (z. B. bei Aufenthalt im Schatten) für mehr als eine Stunde. Schützen Sie die behandelte Haut sorgfältig mit Sonnencreme (Lichtschutzfaktor 30 oder höher) während der Anwendungszeit und bis mindestens 2 Wochen nach der letzten Anwendung.
- Verwenden Sie auf gebräunter Haut und nach dem Sonnenbaden (inkl. Solarium) maximal die Energie-

stufe I. Verwenden Sie keinesfalls die Energiestufen 2–5. Vermeiden Sie mind. 4 Wochen vor der Behandlung direkte Sonnenstrahlung und Solariumsbräunung!

- Verwenden Sie den Haarentferner nicht, wenn Sie über natürliche dunkle Hautfarbe verfügen. Es besteht das Risiko von Brandwunden, Blasen oder Veränderungen der Hautfarbe (Hyper- oder Hypopigmentation).
- Bei weißem oder hellem Haar wird die Wirksamkeit des Haarentferners ggf. beeinträchtigt.
- Beachten Sie für die Nutzung unbedingt die Haar- und Hautfarbentabelle (§. 2 in dieser Bedienungsanleitung).
- Rasieren Sie die zu behandelnde Hautpartie, wenn Sie Haare oder Stoppeln bemerken. Verwenden Sie keinen Epilator und ziehen Sie die Haare nicht mit einer Pinzette heraus.
- Stellen Sie vor jeder Anwendung sicher, dass die zu

behandelnde Hautpartie sauber und trocken ist.

- Verwenden Sie keinesfalls brennbare Flüssigkeiten, z. B. Alkohol (inkl. Parfüm, Desinfektionsmittel o. ä. Mittel, die Alkohol enthalten) oder Azeton, um die zu behandelnde Hautpartie vor der Anwendung zu reinigen.
- Verwenden Sie den Haarentferner nicht an Körperstellen, an denen Sie sich später eventuell Haare wünschen.
- Beenden Sie die Anwendung sofort und entfernen Sie den Haarentferner von der Haut, wenn die Haut oder der Haarentferner zu heiß wird.
- Durch Anwendung des Haarentferners kann sich kurzzeitig die Pigmentation verändern (siehe Kapitel „Nebenwirkungen und Komplikationen“).

WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR!

- Die Lichtblitze können Ihre Augen schädigen. Blicken Sie daher niemals direkt in das Licht, das von der Behandlungsfläche ausgeht.
- Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie den Haarentferner für die Entfernung von Gesichtsbehaarung nutzen. Setzen Sie ihn niemals an oder in der Nähe der Augen ein. Wenn Sie den Haarentferner auf den Augen anwenden, kann dies zu folgenschweren Verletzungen der Augen führen.
- Halten Sie den Haarentferner von den Augen fern!

5. Haarentferner und Lieferumfang prüfen

HINWEIS! BESCHÄDIGUNGSGEFAHR!

- Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenstand öffnen, kann der Haarentferner schnell beschädigt werden. Gehen Sie beim Öffnen sehr vorsichtig vor.
1. Nehmen Sie den Haarentferner und das Zubehör aus der Verpackung.
 2. Stellen Sie sicher, dass die Lieferung vollständig ist (siehe **Abb. A**).
 3. Kontrollieren Sie, ob der Haarentferner oder die Einzelteile Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, benutzen Sie den Haarentferner nicht. Wenden Sie sich über die auf der Garantiekarte angegebene Serviceadresse an den Hersteller.

6. Verwendung

6.1 Anwendungstipps

Der Hersteller empfiehlt folgenden Behandlungsplan:

- Führen Sie die ersten 4 Haarentfernungssitzungen etwa im Abstand von 2 Wochen durch.

- Führen Sie die Haarentfernungssitzungen 5–7 etwa im Abstand von 4 Wochen durch.
- Verwenden Sie den Haarentferner anschließend von Zeit zu Zeit nach Bedarf, bis Sie eine zufriedenstellende Langzeitwirkung erreicht haben.
- Beachten Sie, dass sich das Ergebnis nicht verbessert, wenn Sie eine Körperstelle häufiger als alle 2 Wochen behandeln.
- Notieren Sie sich nach der Anwendung die zuletzt eingestellte Energiestufe, damit Sie den Haarentferner bei der nächsten Sitzung mit dieser Stufe oder ggf. mit einer Stufe höher verwenden können.
- Um bei der Haarentfernung das gewünschte Ergebnis zu erzielen, ist eine vorherige Rasur nötig. Entfernen Sie die Haare nicht mit Wachs, durch Epilieren oder durch Herausziehen mit einer Pinzette.
- Teilen Sie die zu behandelnde Hautpartie zur Orientierung gedanklich in (unsichtbare) Abschnitte ein. Beginnen Sie in einer „Ecke“ und setzen Sie Lichtimpuls an Lichtimpuls.
Die Behandlungsfläche ist dafür konzipiert, leichte Druckstellen zu hinterlassen, die Ihnen helfen, den Haarentferner für den nächsten Lichtimpuls richtig zu positionieren.
- Wenn Sie den Haarentferner auf Ihrer Haut nur mit Energiestufe I angewendet haben, können Sie die behandelten Hautpartien unbesorgt der Sonne aussetzen.

Setzen Sie die behandelten Hautpartien jedoch keinesfalls der Sonne aus, wenn Sie den Haarentferner mit einer Energiestufe von 2 oder höher angewendet haben. Schützen Sie die behandelte Haut sorgfältig mit Sonnencreme (Lichtschutzfaktor 30 oder höher) während der Anwendungszeit und bis mindestens 2 Wochen nach der letzten Haarentfernungssitzung.

Während einer Sitzung mit dem Haarentferner nehmen Anwender in der Regel Folgendes wahr:

- Ein summendes Geräusch vergleichbar mit einem Haartrockner. Dabei handelt es sich um das Kühlungsgebläse des Haarentferners.
- Ein knallendes Geräusch bei jedem Auslösen eines Lichtimpulses. Dies entsteht durch das Auslösen des Lichtblitzes.
- Einen leichter Druck der Behandlungsfläche. Die durch den Druck entstehenden Stellen auf der Haut, erleichtern Ihnen bei der Anwendung der pulsierenden Methode die Orientierung für den nächsten Lichtimpuls.
- Ein Gefühl von Wärme und Kribbeln auf der behandelten Hautpartie. Es ist normal, dass Sie ein sanftes Gefühl von Wärme und Kribbeln durch die Lichtenergie wahrnehmen.
- Eine leichte Rot- oder Rosa-Färbung der Haut. Eine leichte Färbung, insbesondere um die Haarwurzeln ist normal. Beenden Sie aber sofort die Anwendung des Haarentferners, wenn Sie eine vollständige Rötung der Haut, eine Blasenbildung oder Verbrennungen bemerken.

6.2 Energiestufe wählen

Durch die Energiehöhe wird die Intensität des Lichtimpulses festgelegt, der auf die zu behandelnde Hautpartie abgegeben wird. Der Haarentferner verfügt über 5 Energiestufen und schaltet sich automatisch mit der niedrigsten Energiestufe 1 ein. Anschließend können Sie die Energiestufe entsprechend Ihres Hauttyps und Ihrer Erfahrungswerte schrittweise erhöhen.

Testen Sie zu Beginn jeder Anwendung zunächst die zu behandelnden Hautregionen:

1. Beginnen Sie immer mit der niedrigsten Energiestufe 1.
2. Wenn Sie nach dem Auslösen des Lichtimpulses keine Beschwerden auf der behandelten Hautpartie verspüren, erhöhen Sie die Intensität des Lichtimpulses, indem Sie auf Energiestufe 2 hoch schalten und lösen Sie den nächsten Lichtimpuls an einer anderen Stelle der entsprechenden Hautregion aus.
3. Erhöhen Sie die Energiestufe schrittweise, bis zu der Energiestufe, bei der Sie die Anwendung noch als angenehm empfinden.
4. Treten innerhalb einer Stunde nach der Anwendung keine Beschwerden auf, können Sie die komplette Anwendung der getesteten Hautregion mit dieser Energiestufe fortsetzen.
5. Führen Sie diesen Test für jede Hautregion durch, die Sie behandeln möchten.

6.3 Hautfarben-Sensor

Eine auf Licht basierende Haarentfernung kann bei dunkleren Hauttypen zu Nebenwirkungen führen, z. B. zu Verbrennungen, Blasen und zu einer Veränderung der Hautfarbe (Hyper- oder Hypopigmentation).

Aus diesem Grund verfügt der Haarentferner über einen Hautfarben-Sensor **5**, der die Pigmentation der Haut zu Beginn und während jeder Anwendung misst.

Der Hautfarben-Sensor verhindert während der Anwendung die Auslösung eines Lichtimpulses, wenn die Haut für eine sichere Anwendung zu dunkel ist.

- Wenn der Hautfarben-Sensor während Ihrer Behandlung reagiert und das Auslösen des Lichtimpulses verhindert, probieren Sie ggf., den Haarentferner an einer anderen Körperstelle anzuwenden, oder kontaktieren Sie unseren Kundendienst.


6.4 Haarentferner anschließen

- Stecken Sie den Gerätestecker **3** des Verbindungskabels in die Anschlussbuchse **1** am Haarentferner.
- Stecken Sie den Netzadapter **2** in eine gut zugängliche Steckdose, um den Haarentferner an die Stromversorgung anzuschließen.

An der Anzeige um die Bedientaste **4** leuchten fortlaufend die Leuchten aller Anzeigesymbole und signalisieren, dass der Haarentferner betriebsbereit ist.

6.5 Haarentferner benutzen

WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR!

- Behandeln Sie dieselbe Hautpartie maximal einmal pro Haarentfernungssitzung!
 - Beenden Sie die Anwendung sofort, wenn Ihre Haut Blasen bildet oder verbrennt!
 - Lesen Sie vor der Anwendung die Sicherheitshinweise und Anwendungstipps.
1. Stellen Sie vor Beginn der Anwendung sicher, dass die entsprechende Hautpartie rasiert, sauber, trocken und frei von jeglichen Antiperspirantien und Deodorants ist.
 2. Halten Sie die Bedientaste  für 1–2 Sekunden gedrückt, um den Haarentferner einzuschalten.

Der Haarentferner beginnt zu summen.

Die Leuchte am Anzeigesymbol 1 leuchtet dauerhaft grün und signalisiert, dass der Haarentferner auf Energiestufe 1 läuft.

Leicht verzögert beginnt die Leuchte am Anzeigesymbol  dauerhaft orange zu leuchten.

3. Drücken Sie ggf. mehrfach die Bedientaste, um die Energiestufe zu wechseln. Die Leuchte der gewählten Energiestufe und die aller darunterliegenden Energiestufen leuchten dauerhaft grün.

Die Art der Anwendung unterscheidet sich nach Wahl der Energiestufe:

- gleitende Methode bei Wahl einer niedrigen Energiestufe.
 - pulsierende Methode bei Wahl einer hohen Energiestufe.
4. Führen Sie die Anwendung entsprechend der jeweiligen Methode gemäß der eingestellten Energiestufe aus, wie im Folgenden beschrieben.

Anwendung mit gleitender Methode



Wird der Lichtimpuls durch Drücken des Impulsauslösers nicht ausgelöst und die Leuchte am Anzeigesymbol ⚡ beginnt schnell zu blinken, hat der Hautfarben-Sensor reagiert, da die Hautpartie zu dunkel für eine sichere Anwendung ist.

1. Setzen Sie Behandlungsfläche **6** vollflächig auf die zu behandelnde Hautpartie auf und üben Sie dabei einen beständigen, sanften Druck aus.
An der Bedientaste **4** beginnt das Anzeigesymbol ⚡ langsam zu blinken.
2. Halten Sie den Impulsauslöser **7** dauerhaft gedrückt und fahren Sie mit dem Haarentferner langsam und vorsichtig über die gesamte zu behandelnde Hautpartie. Die Behandlungsfläche muss dabei dauerhaft Hautkontakt haben.

Mit leichter Verzögerung beginnt der Haarentferner fortlaufend Lichtimpulse auszulösen. Bei niedrigen Energiestufen benötigt der Haarentferner etwa 1–1,5 Sekunden zwischen den einzelnen Lichtimpulsen, um sich wieder aufzuladen und erneut auszulösen.

Anwendung mit pulsierender Methode



Wird der Lichtimpuls durch Drücken des Impulsauslösers nicht ausgelöst und die Leuchte am Anzeigesymbol ⚡ beginnt schnell zu blinken, hat der Hautfarben-Sensor reagiert, da die Hautpartie zu dunkel für eine sichere Anwendung ist.

1. Setzen Sie Behandlungsfläche **6** vollflächig auf die zu behandelnde Hautpartie auf und üben Sie dabei einen beständigen, sanften Druck aus.

An der Bedientaste **4** beginnt das Anzeigesymbol ⚡ langsam zu blinken.

2. Drücken Sie den Impulsauslöser **7**.

Mit leichter Verzögerung löst ein Lichtimpuls aus.

Nach dem ausgelösten Lichtimpuls erlischt die Leuchte am Anzeigesymbol ⚡.

3. Setzen Sie Behandlungsfläche auf die als nächstes zu behandelnde Hautpartie auf.

Das Anzeigesymbol ⚡ beginnt wieder langsam zu blinken und signalisiert, dass der Haarentferner für die Auslösung des nächsten Lichtimpulses bereit ist.

4. Führen Sie die Anwendung auf allen gewünschten Hautpartien fort, wie in den Schritten 1–3 beschrieben.

6.6 Haarentferner ausschalten

1. Halten Sie die Bedientaste **4** für 1–2 Sekunden gedrückt, um den Haarentferner auszuschalten.

Das Summen verstummt und an der Anzeige um die Bedientaste leuchten fortlaufend die Leuchten aller Anzeigesymbole.

2. Ziehen Sie den Netzadapter **2** aus der Steckdose, um den Haarentferner von der Stromversorgung zu trennen.
3. Reinigen Sie den Haarentferner wie im Kapitel "Reinigung und Aufbewahrung" beschrieben.

6.7 Nebenwirkungen und Komplikationen

Wenn Sie den Haarentferner gemäß dieser Bedienungsanleitung verwenden, sollten keine Nebenwirkungen oder Komplikationen bei der Anwendung auftreten. Allerdings ist eine solche kosmetische Behandlungsmethode grundsätzlich mit einem gewissen Risiko verbunden.

- Sollten Sie hier beschriebene oder andere Nebenwirkungen oder Komplikation bemerken, suchen Sie umgehend Ihren Arzt auf.

Mögliche Nebenwirkungen

- Viele Anwender nehmen während der Anwendung ein leichtes Unbehagen, das meist als leicht stechendes Gefühl auf den behandelten Hautpartien beschrieben wird, wahr. Dieses stechende Gefühl hält in der

Regel nur während der Anwendung selbst oder danach noch für einige Minuten an.

- Wenn Sie Schmerzen o. Ä. wahrnehmen, die über dieses leichte Unbehagen hinaus gehen, verringern Sie sofort die Intensität der Lichtimpulse, indem Sie eine niedrigere Energiestufe einstellen. Brechen Sie die Anwendung mit dem Haarentferner sofort ab, wenn Sie schon auf der niedrigsten Energiestufe I sind, die Schmerzen zunehmen oder Sie unsicher sind.
- Ihre Haut kann direkt nach der Anwendung oder innerhalb der nächsten 24 Stunden rot werden. Diese Rötung sollte in der Regel innerhalb von 24 Stunden verblassen.
 - Wenn die Rötung 2–3 Tage anhält und sich nicht von alleine zurückbildet, suchen Sie Ihren Arzt auf.
- Die behandelte Haut wird durch die Anwendung des Haarentferners empfindlicher und kann eine Zeit lang trocken und schuppig sein.
- Es besteht für behandelte Hautpartien ein Risiko der Hyperpigmentation (verstärktes Pigment oder braune Verfärbung) oder der Hypopigmentation (Blasswerden).

Dieses Risiko einer veränderten Hautpigmentation ist bei Personen mit einer dunklen Hautfarbe höher, als bei Personen mit hellerem Hautton. In der Regel tritt eine Verfärbung und Pigmentveränderung der Haut nur kurzzeitig auf, eine dauerhafte Hyperpigmentation oder Hypopigmentation dagegen nur selten.

- In seltenen Fällen kann die behandelte Haut sehr rot werden und anschwellen, wobei empfindliche Körperregionen hiervon häufiger betroffen sind.
 - Wenn Sie die Rötung und Schwellung durch ein häufiges Aufbringen von Eis behandeln, sollten die Beschwerden innerhalb von 2–7 Tagen abklingen. Währenddessen ist eine sanfte Reinigung möglich, allerdings sollten Sie die Haut keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen.
- In sehr seltenen Fällen können nach der Anwendung Verbrennungen oder Wunden auf der Haut entstehen. Ausgesprochen selten kann nach dem Verheilen eine bleibende Narbe zurückbleiben.

7. Reinigung und Aufbewahrung

HINWEIS! BESCHÄDIGUNGSGEFAHR!

- Ziehen Sie vor der Reinigung immer den Netzadapter aus der Steckdose und lassen Sie den Haarentferner vollständig abkühlen.
- Tauchen Sie den Haarentferner nie in Wasser oder in andere Flüssigkeiten. Stellen Sie sicher, dass weder Wasser noch andere Flüssigkeiten in das Gehäuse gelangen.

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten sowie scharfe oder metallische Reinigungsutensilien wie Messer, harte Spachtel und dergleichen.
- Reinigen Sie den Haarentferner nach jeder Anwendung.
- Trennen Sie den Netzadapter **2** vom Haarentferner, indem Sie den Gerätestecker **3** aus der Anschlussbuchse **1** ziehen.
- Wischen Sie den Haarentferner, insbesondere die Behandlungsfläche, mit dem beiliegenden Reinigungstuch **8** vorsichtig ab.
- Bewahren Sie den Haarentferner und den Netzadapter in der Originalverpackung an einem trockenen, für Kinder unzugänglichem Ort auf. Setzen Sie den Haarentferner dabei keinen extreme Temperaturen oder direktem Sonnenlicht aus.

8. Fehlersuche

Fehler	mgl. Ursache und Abhilfe
--------	--------------------------

Der Haarentferner schaltet sich nicht ein.	Vergewissern Sie sich, dass der Netzadapter richtig mit dem Haarentferner und einer Steckdose verbunden ist.
--------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fehler **mgf. Ursache und Abhilfe**

Beim Drücken des Impuls- auslösers wird kein Lichtimpuls ausgelöst.

Stellen Sie sicher, dass die Behandlungsfläche vollflächig und beständig auf die Haut gedrückt ist. Die orange Leuchte des Anzeigesymbols ⚡ muss langsam blinken. Bei fehlendem oder unzureichendem Kontakt zwischen Behandlungsfläche und Haut leuchtet die Leuchte dauerhaft und ein Sicherheitsschalter verhindert das Auslösen des Lichtimpulses.

Wenn die orange Leuchte des Anzeigesymbols ⚡ schnell blinkt, während Sie die Behandlungsfläche auf die zu behandelnde Stelle drücken, ist Ihr Hautton zu dunkel für eine sichere Anwendung. Versuchen Sie, den Haarentferner an einer anderen Körperstelle anzuwenden, oder kontaktieren Sie unseren Kundendienst.



Wenn die orange Leuchte des Anzeigesymbols ⚡ dauerhaft leuchtet und zudem eine oder mehrere Energiestufen-Anzeigeleuchten ebenfalls leuchten, besteht ein Systemfehler. Wenden Sie sich an unseren Kundendienst.

Wenn die orange Leuchte des Anzeigesymbols ⚡ und alle grünen Leuchten der Energiestufen gleichzeitig blinken, hat der Haarentferner das Ende seiner Lebensdauer (max. Anzahl der Lichtimpulse) erreicht. Trennen Sie den Haarentferner vom Stromnetz und entsorgen Sie es gemäß der aktuellen Bestimmungen (siehe Kapitel "Entsorgung").

9. Technische Daten

Modell:	AS104486A
Energiehöhe:	max. 4 J/cm ²
Wellenlänge:	475–1200 nm
Geschwindigkeit:	
Energienstufe 1:	ein Impuls alle 1,5 Sekunden
Energienstufe 2:	ein Impuls alle 2 Sekunden
Energienstufe 3:	ein Impuls alle 2,5 Sekunden
Energienstufe 4:	ein Impuls alle 3 Sekunden
Energienstufe 5:	ein Impuls alle 3,5 Sekunden
Größe der behandelbaren Hautpartie:	0,9 cm × 3 cm (2,7 cm ²)
Umgebungstemperatur:	
Betrieb:	+10 bis +35 °C
Lagerung:	–40 bis +70 °C
Relat. Luftfeuchtigkeit:	
Betrieb:	30 bis 75 % rH
Lagerung:	10 bis 90 % rH
Atmosph. Druck:	
Betrieb:	700 bis 1060 hPa
Lagerung:	500 bis 1060 hPa

Netzadapter

Modell:	KSA24A1200I50HE
Eingangsspannung:	100–240 V~; 50/60 Hz
Eingangsstrom:	0,5 A
Ausgangsspannung:	12 V 
Ausgangsstrom:	1,5 A
Schutzklasse:	II 

10. Entsorgung

10.1 Verpackung entsorgen



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung.

10.2 Haarentferner entsorgen

(Gilt innerhalb der Europäischen Union und in anderen Europäischen Ländern mit Systemen für die separate Entsorgung recyclingfähiger Materialien).



Altgeräte dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden! Sollte der Haarentferner einmal nicht mehr verwendet werden können, entsorgen Sie ihn entsprechend den in Ihrem Bundesland oder Land geltenden Bestimmungen. Damit wird gewährleistet, dass Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Deswegen sind Elektrogeräte mit dem hier abgebildeten Symbol gekennzeichnet.

II. Garantieinformationen

Dieses Produkt wird nach den europäischen Regelungen und Gesetzen von einer 3-Jahres-Garantie abgedeckt. Der Umfang der Garantie auf dieses Produkt beschränkt sich auf technische Mängel, die durch fehlerhafte Produktionsprozesse verursacht wurden. Wenn Sie Anspruch auf Garantie erheben wollen, achten Sie bitte darauf, bei unserem Kundenservice Anweisungen einzuholen. Er kann Ihr Problem vielleicht lösen, ohne dass das Produkt an das Geschäft oder unser Servicezentrum zurückgeschickt werden muss. Unser Kundenservice hilft Ihnen immer gern!

Legal notice

EN

Home Skinovations Ltd. reserves the right to make changes to its products or specifications to improve performance, reliability, or manufacturability. Information furnished by Home Skinovations Ltd. is believed to be accurate and reliable at the time of publication. However, Home Skinovations Ltd. assumes no responsibility for its use. No license is granted by its implication or otherwise under any patent or patent rights of Home Skinovations Ltd. No part of this document may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, for any purpose, without the express written permission of Home Skinovations Ltd. Data is subject to change without notification.

Home Skinovations Ltd. has patents and pending patent applications, trademarks, copyrights, or other intellectual property rights covering subject matter in this document. The furnishing of this document does not give you any license to these patents, trademarks, copyrights, or other intellectual property rights except as expressly provided in any written agreement from Home Skinovations Ltd. Specifications are subject to change without notice.

Silk'n and the Silk'n logo are registered trademarks of Home Skinovations Ltd.

InnoEssentials International, Donk IB, 2991 LE Barendrecht, The Netherlands
www.silkn.eu – info@silkn.com

Table of contents

1.	Package contents/device parts.....	40
2.	Technologies.....	40
3.	General information.....	41
3.1	Reading and storing the user manual	41
3.2	Explanation of symbols	42
4.	Safety	43
4.1	Proper use	43
4.2	Safety instructions.....	44
5.	Checking the hair remover and package contents	55
6.	Use	55
6.1	Usage tips	55
6.2	Choosing the energy setting.....	57
6.3	Skin colour sensor	58
6.4	Connecting the hair remover.....	59
6.5	Using the hair remover	59
6.6	Switching off the hair remover	62
6.7	Side effects and complications.....	62
7.	Cleaning and storage.....	64
8.	Troubleshooting.....	65
9.	Technical data	66
10.	Disposal	67
10.1	Disposing of the packaging.....	67
10.2	Disposing of the hair remover	68
11.	Warranty information.....	68

1. Package contents/device parts*

- 1 Connector jack for connecting cable
- 2 Mains adapter
- 3 Connecting cable with device plug
- 4 Operating button with indicator
 - Indicator symbol 1–5 : Energy settings
 - Indicator symbol ⚡ : “Ready”/ “skin type warning signal”
- 5 Skin colour sensor
- 6 Treatment area
- 7 Pulse trigger
- 8 Cleaning cloth (without illustration)

*see Fig. A

2. Technologies

Long-term hair removal based on light energy: prevents hair growth in the desired bodily regions long-term by using selective photothermolysis and the optical energy released from this.

Home Pulsed Light™ technology: reduces the energy of comparable hair removal models needed for hair removal and thus increases the general safety of usage.

Skin colour sensor: protects the skin by detecting the pigmentation of the area of skin to be treated and only triggers the light pulse if the skin pigmentation is suitable for a treatment. Because the treatment area is inside the machine, direct skin contact is avoided and the skin is also protected.

Safety function for protecting eyes: ensures that the light pulse is only triggered when the treatment area has contact with the tissue, but not when pointing up into the air.

3. General information

3.1 Reading and storing the user manual



This user manual belongs to the light technology-based hair remover Glide (hereinafter: "hair remover"). It contains important information concerning setup and use.

Before using the hair remover, read the user manual carefully. This particularly applies to the safety instructions. Failure to follow this user manual may result in severe injury or damage to the hair remover.

The user manual is based on the standards and rules in force in the European Union. When abroad, you must also observe country-specific guidelines and laws.

Store the user manual for future use. If you pass the hair remover on to third parties, please be absolutely sure to include this user manual.

3.2 Explanation of symbols

The following symbols and signal words are used in this user manual, on the hair remover or on the packaging.

WARNING!

This signal symbol/word designates a hazard with moderate degree of risk, which may lead to death or other severe injury if not avoided.

NOTICE!

This signal word warns against potential damages to property.



This symbol provides you with useful supplementary information on handling and use.



Declaration of conformity: Products marked with this symbol meet all applicable Community regulations for the European Economic Area.



This symbol identifies the mains adapter as a device belonging to protection class 2.



Devices marked with this symbol are only suitable for use in dry indoor rooms.



Do not use the hair remover near baths, showers, sinks or other containers filled with water.

4. Safety

4.1 Proper use

The hair remover is only intended to be used for long-term removal of unwanted body hair in the armpits, the bikini zone, as well as on arms, legs, face, back, shoulders and chest. It must not be used on children or animals.

The hair remover is not a medical appliance; it is intended exclusively for cosmetic treatments and only for use in dry indoor rooms. The hair remover is only intended for private use and is not suitable for commercial or therapeutic use.

The method of long-term hair removal based on light energy is not suitable for every skin or hair type. Please pay attention to page 2 of this user manual when using the hair and skin colour table and, if necessary, seek further information and individual advice at www.silkn.eu or from the customer services via the service address listed.

Only use the hair remover as described in this user manual. Any other use will be deemed as not in accordance with the instructions and may lead to damage of property or injury to persons.

The manufacturer or vendor accepts no liability for damage or injuries caused by improper or incorrect use.

4.2 Safety instructions



WARNING! RISK OF ELECTRIC SHOCK!

- Only connect the hair remover if the mains voltage of the socket corresponds to the data on the nameplate of the mains adapter.
- Only connect the hair remover to an easily accessible socket so that you can quickly disconnect it from the mains supply in the event of a fault.
- Do not operate the hair remover if it is visibly damaged or the connecting cable or the mains adapter is damaged.
- Do not operate the hair remover in environments with a risk of explosion.
- End use immediately if you sense or notice smoke or malfunctions during operation.
- Do not open the housing; instead, have a qualified professional perform the repairs. Contact an


appropriate qualified workshop for this. Liability and warranty claims are waived in the event of repairs performed by the user, improper connection of the device or incorrect operation.

- Only parts that comply with the original device information may be used for repairs. This hair remover contains electrical and mechanical parts essential for protecting against hazard sources.
- Only use the hair remover with the enclosed mains adapter.
- A damaged connecting cable cannot be exchanged; the entire mains adapter must be replaced.
- Do not operate the hair remover with an external timer or separate remote control system.
- Do not immerse the hair remover, the connecting cable or the mains adapter in water or any other liquids.

- Keep the hair remover away from water! Do not use the hair remover near or over water in baths, sinks, etc.
- The hair remover should only be used in dry indoor rooms; do not use it in the bathroom.
- Never touch the mains adapter with damp hands.
- Never pull the mains adapter out of the socket by the connecting cable; instead, always do so by taking hold of the mains adapter.
- Keep the hair remover, the mains adapter and the connecting cable away from open flames and hot surfaces.
- Lay the connecting cable in such a way that it does not pose a tripping hazard.
- Do not kink the connecting cable and do not lay it over sharp edges.
- Never reach for an electrical device if it has fallen

in water. In such a case, immediately disconnect the mains adapter from the socket.

- Make sure that children do not insert any objects into the hair remover.
- Always switch the hair remover off and pull the mains adapter out of the socket when you are not using the hair remover, when you intend to clean it or in the event of a fault.

 **WARNING! DANGER FOR CHILDREN AND PERSONS WITH IMPAIRED PHYSICAL, SENSORY OR MENTAL CAPACITIES (E.G. PARTIALLY DISABLED PERSONS OR OLDER PERSONS WITH REDUCED PHYSICAL AND MENTAL CAPACITIES) OR LACK OF EXPERIENCE AND KNOWLEDGE (E.G. OLDER CHILDREN).**

- The hair remover is not intended for use by persons with reduced psychological, sensory or mental abilities or with a lack of experience and

knowledge unless they are being supervised by a person responsible for their safety and have been instructed in safe use of the hair remover. Please note that persons with disabilities or invalids may not notice when it becomes too hot.

- The hair remover must not be used by or on children. Do not let children use the hair remover and do not use the hair remover on children.
- Children must not play with the hair remover. Cleaning and user maintenance must not be performed by children.
- Keep children away from the hair remover and the mains adapter.
- Ensure that children do not play with the plastic packaging. They may injure themselves with the packaging material or swallow small parts and choke.

WARNING! HEALTH RISK DUE TO IMPROPER USE!

- Do not operate the hair remover:
 - if pregnant or breastfeeding;
 - on areas around nipples, genitals or lips;
 - on tattooed skin;
 - if there is permanent makeup or dark brown/black spots, e.g. freckles, birthmarks, moles or warts on the area of skin;
 - if you have a rash, psoriasis, lesions, open wounds or active infections, e.g. cold sores, on the area of skin;
 - if you have a history of scar ulceration, a known sensitivity to light (photosensitivity) or if taking medication that increases the sensitivity of skin to light;
 - in cases of a pathological skin condition caused, for example, by diabetes, other general illnesses or metabolic diseases;

- if you have a history of herpes outbreaks on the area of skin in question;
 - in cases of epilepsy;
 - if you have any illnesses connected to photosensitivity, e.g. polymorphous light eruption, hives, lupus or similar illnesses;
 - if you have a history of skin cancer or potentially malignant skin tumours;
 - if you have received radiotherapy or chemotherapy in the last 3 months;
 - if you cannot sense heat properly, e.g. because of certain illnesses;
- If in doubt, consult your doctor or dermatologist!
 - Only use the hair remover after consulting with your doctor if you were treated with medically prescribed medication within the last 6 months.

! WARNING! RISK OF INJURY, SIDE EFFECTS AND COMPLICATIONS IF USED INCORRECTLY!

- Select the energy setting carefully! When intensity is increased, hair removal improves, but the risk of side effects and complications increases (see chapter “Side effects and complications”).
- Always start your first use with the lowest energy setting (I). For the next treatment, only increase the energy setting by one level and only then if you had no problems during or after the previous use.
- Treat the same area of skin a maximum of one time per hair removal session!
- Avoid overlapping light pulses!
- End use immediately if blisters start to form or your skin is burning!
- If you use a higher energy setting than I, do not expose the treated areas of skin to direct sunlight for

more than 15 minutes during use and do not expose to sunlight in diffuse light (e.g. when in the shade) for more than one hour. Protect the treated skin carefully with sun cream (protection factor 30 or higher) during use and up to at least 2 weeks after last use.

- Use a maximum of energy setting 1 on tanned skin and after sunbathing (incl. tanning salon). Never use energy settings 2–5. Avoid direct sunlight and using sun beds for at least 4 weeks prior to treatment!
- Do not operate the hair remover if you have naturally dark skin. There is a risk of burns, blisters or changes in skin colour (hyper-pigmentation or hypo-pigmentation).
- White or light coloured hair may affect the efficacy of the hair remover.
- Please pay attention to the hair and skin colour table for use (p. 2 in this user manual).

- Shave the area of skin to be treated if you notice hair or stubble. Do not use an epilator and do not pull the hair out with tweezers.
- Make sure that the area of skin to be treated is clean and dry before every use.
- Do not use flammable liquids, e.g. alcohol (incl. perfume, disinfectant or similar products that contain alcohol) or acetone to clean the area of skin to be treated before use.
- Do not use the hair remover on areas of the body where you may like to have hair at a later date.
- End use immediately and remove the hair remover from the skin if the skin or the hair remover becomes too hot.
- By using the hair remover, pigmentation may change temporarily (see chapter “Side effects and complications”).

⚠ WARNING! RISK OF INJURY!

- The light flash can damage your eyes. Therefore, never look directly into the light coming out of the treatment area.
- Be particularly careful when using the hair remover for removing facial hair. Never use it on or around the eyes. If you use the hair remover on the eyes, then this can lead to serious injuries of the eyes.
- Keep the hair remover away from eyes!

5. Checking the hair remover and package contents

NOTICE! RISK OF DAMAGE!

- If you are not cautious when opening the packaging with a sharp knife or other pointed objects, you may quickly damage the hair remover. Be very careful when opening the packaging.
1. Remove the hair remover and the accessories from the packaging.
 2. Make sure that the delivery is complete (see **Fig. A**).
 3. Check whether the hair remover or the individual parts exhibit any damage. If this is the case, do not use the hair remover. Contact the manufacturer at the service address specified on the warranty card.

6. Use

6.1 Usage tips

The manufacturer recommends the following treatment plan:

- Carry out the first 4 hair removal sessions at around 2-week intervals.
- Carry out hair removal sessions 5–7 at around 4-week intervals.

- Then use the hair remover from time to time as required until you have reached a satisfactory long-term effect.
- Please note that the result does not improve if you treat one area of the body more often than every 2 weeks.
- After use, make a note of the last energy setting used so that you can use the hair remover on this setting the next time or on a higher setting if necessary.
- In order to achieve the desired result from hair removal, it is necessary to shave beforehand. Do not remove the hair with wax, by using an epilator and do not pluck the hair out with tweezers.
- Divide the area of skin to be treated mentally into (invisible) sections. Start in one “corner” and place light pulse next to light pulse. The treatment area is designed to leave behind slight pressure points to make it easier for you to correctly position the hair remover for the next light pulse.
- If you have only used the hair remover on your skin with energy setting 1, you can expose the treated areas of skin to the sun without any worries. However, do not expose the treated areas of skin to the sun if you have used the hair remover with an energy setting of 2 or higher. Protect the treated skin carefully with sun cream (protection factor 30 or higher) during use and up to at least 2 weeks after the last hair removal session.

When using the hair remover, users will usually experience the following:

- A humming noise comparable to that of a hairdryer. This is the cooling fan of the hair remover.
- A banging noise with every trigger of a light pulse. This is caused by triggering the light flash.
- Light pressure from the treatment area. The marks created by the pressure on the skin make orientation easier for you for the next light pulse when using the pulsating method.
- A feeling of warmth and tingling on the area of skin being treated. It is normal to experience a gentle feeling of warmth and tingling from the light energy.
- A light red or pink colouring of the skin. Slight colouring, particularly around the hair roots, is normal. However, end use of the hair remover immediately if you notice complete reddening of the skin, a formation of blisters or burning.

6.2 Choosing the energy setting

The intensity of the light pulse is determined by the level of energy that is emitted on the area of skin to be treated. The hair remover has 5 energy settings and switches on automatically with the lowest energy setting (1). You can then gradually increase the energy setting according to your skin type and your level of experience.

At the beginning of every use, start by testing the regions of skin to be treated:

1. Always start with the lowest energy setting (1).
2. If you do not feel any discomfort on the treated area of skin after triggering the light pulse, increase the intensity of the light pulse by switching up to energy setting 2 and trigger the next light pulse on another area of the skin in question.
3. Gradually increase the energy setting up to where it still feels comfortable for you to use.
4. If after one hour no problems occur after use, then you can continue use on the tested area of skin with this energy setting.
5. Carry out this test for every area of skin you would like to treat.

6.3 Skin colour sensor

Light-based hair removal can lead to side effects with darker skin types, e.g. burning, blistering and to a change in skin colour (hyper-pigmentation or hypo-pigmentation). For this reason, the hair remover has a skin colour sensor **5** which detects the pigmentation of the skin at the beginning of and during every use. The skin colour sensor prevents a light pulse being released when the skin is too dark for safe use.

- If the skin colour sensor reacts during your treatment and prevents a light pulse from being released, try using the hair remover on another area of the body if necessary or contact our customer services.

6.4 Connecting the hair remover

- Insert the device plug **3** of the connecting cable into the connector jack **1** on the hair remover.
- Insert the mains adapter **2** in an easily accessible socket to connect the hair remover to the power supply.

The lights of all indicator symbols light up consecutively on the indicator on the operating button **4** and signal that the hair remover is ready for operation.

6.5 Using the hair remover

WARNING! RISK OF INJURY!

- Treat the same area of skin a maximum of one time per hair removal session!
 - End use immediately if blisters start to form or your skin is burning!
 - Read the safety instructions and usage tips before use.
1. Before use, make sure that the relevant area has been shaved, is clean and dry and free from any antiperspirants and deodorants.
 2. Hold down the operating button **4** for 1–2 seconds to switch on the hair remover.

The hair remover starts making a humming noise. The light on indicator symbol I is constantly lit green and indicates that the hair remover is running on energy setting I. Shortly after, the light on the indicator symbol ⚡ begins to light up orange.

3. If necessary, press the operating button several times to change the energy setting. The light of the selected energy setting and all energy settings below this are permanently lit green.

The type of use differs depending on the energy setting selected:

- Gliding method when a low energy setting is selected.
 - Pulsating method when a high energy setting is selected.
4. Use in compliance with the respective method and according to the energy setting, as described in the following.

Usage with gliding method

i If the light pulse is not released by pressing the pulse trigger and the light on the indicator symbol ⚡ starts flashing quickly, then the skin colour sensor has reacted because the area of skin is too dark for safe use.

1. Place the treatment area **6** fully onto the area of skin to be treated and test with a constant, gentle pressure.


The indicator symbol ⚡ starts to flash slowly on the operating button **4**.

2. Keep pressing the pulse trigger **7** and move the hair remover slowly and carefully over the entire area of skin to be treated. The treatment area must always remain in contact with the skin during the process.


With a slight delay the hair remover starts to release continuous light pulses. For low energy settings the hair remover needs around 1–1.5 seconds between each light pulse to reload and release again.

Usage with pulsating method



If the light pulse is not released by pressing the pulse trigger and the light on the indicator symbol  starts flashing quickly, then the skin colour sensor has reacted because the area of skin is too dark for safe use.

1. Place the treatment area **6** fully onto the area of skin to be treated and test with a constant, gentle pressure.

The indicator symbol  starts to flash slowly on the operating button **4**.

2. Press the pulse trigger **7**.

With a slight delay, a light pulse is released. After the light pulse is released, the light on the indicator symbol  goes out.

3. Place the treatment area on the area of skin to be treated next.

The indicator symbol  starts to flash again slowly and signals that the hair remover is ready to release the next light pulse.

4. Continue use on all desired areas of skin, as described in steps 1–3.

EN

6.6 Switching off the hair remover

1. Hold down the operating button **4** for 1–2 seconds to switch off the hair remover.

The humming sound stops and the lights of all indicator symbols light up consecutively on the indicator on the operating button.

2. Pull the mains adapter **2** out of the socket to cut off the hair remover from the power supply.
3. Clean the hair remover as described in the chapter “Cleaning and storage”.

6.7 Side effects and complications

If you use the hair remover according to this user manual, you should not experience any side effects or complications from usage. However, cosmetic treatment methods such as these always contain some risk.

- If you notice side effects or complications described here or any others, visit your doctor immediately.

Possible side effects

- During use, many users experience slight discomfort, which is usually described as a slightly sharp feeling on the treated areas of skin. This sharp feeling usually only lasts during use or continues afterwards for a few minutes.

- If you experience pain or anything similar which exceeds this slight discomfort, lower the intensity of the light impulse immediately by setting it to a lower energy setting. Stop use of the hair remover immediately if you are already on the lowest energy setting (1), the pain is increasing or if you are unsure.
- Your skin may become red after use or within the following 24 hours. This redness should usually go away within 24 hours.
 - Visit your doctor if the redness lasts for 2–3 days and does not recede by itself.
- The treated skin becomes more sensitive by using the hair remover and may be dry and scaly for a while.
- The treated areas of skin run the risk of hyper-pigmentation (enhanced pigment or brown colouring) or hypo-pigmentation (turning pale). The risk of skin pigmentation changing is higher in people with a dark skin colour than in people with a lighter skin tone. Colouration and changes in skin pigment usually occur temporarily, whereas permanent hyper-pigmentation or hypo-pigmentation rarely happens.
- In rare cases the treated skin can become very red and swell, but sensitive areas of the body are more often effected by this.
 - If you treat the redness and swelling by often applying ice, then the discomfort should subside within 2–7 days. During this time you may clean the area gently, but should not expose the skin to direct sunlight.

- In very rare cases burning or wounds can form on the skin. In extremely rare cases a permanent scar may be left after healing.



EN 7. **Cleaning and storage**

NOTICE! RISK OF DAMAGE!


- Always pull the mains adapter out of the socket before cleaning and let the hair remover cool off completely.
- Never submerge the hair remover in water or other liquids. Make sure that neither water nor any other liquids end up in the housing.
- Do not use any aggressive cleaners, brushes with metal or nylon bristles, or any sharp or metallic cleaning utensils, such as knives, hard scrapers and the like.
- Clean the hair remover after every use.
- Disconnect the mains adapter **2** from the hair remover by pulling the device plug **3** out from the connector jack **1**.


- Carefully wipe down the hair remover, especially the treatment area, with the enclosed cleaning cloth **8**.
- Store the hair remover and the mains adapter in its original packaging and in a dry place that is not accessible to children. Do not expose the hair remover to extreme temperatures or direct sunlight.

8. Troubleshooting

Fault	Possible cause and solution
The hair remover does not switch on.	Make sure the mains adapter is properly connected to the hair remover and a socket.
No light pulse is released when the pulse trigger is pressed.	<p>Make sure that the entire treatment area is constantly pressed onto the skin. The orange light of the indicator symbol  must flash slowly. In cases of missing or insufficient contact between treatment area and skin, the light lights up permanently and a safety switch prevents the light pulse from being released.</p> <p>If the orange light of the indicator symbol  flashes quickly whilst you are pressing the treatment area onto the area to be treated, then your skin tone is too dark for safe use. Try using the hair remover on another area of the body if necessary or contact our customer services.</p>

Fault	Possible cause and solution
-------	-----------------------------

If the orange light of the indicator symbol  is permanently lit up and one or many other indicator lights of the energy settings also light up, then there is a system error. Contact our customer services.


If the orange light of the indicator symbol  and all green lights of the energy settings flash at the same time, then the hair remover has reached the end of its service life (max. number of light pulses). Disconnect the hair remover from the power and dispose of it according to current regulations (see chapter "Disposal").

9. Technical data

Model:	AS104486A
Energy level:	max. 4 J/cm ²
Wavelength:	475–1,200 nm
Speed:	
Energy setting 1:	one pulse every 1.5 seconds
Energy setting 2:	one pulse every 2 seconds
Energy setting 3:	one pulse every 2.5 seconds
Energy setting 4:	one pulse every 3 seconds
Energy setting 5:	one pulse every 3.5 seconds
Size of the treatable area of skin:	0.9 cm x 3 cm (2.7 cm ²)

Ambient temperature:	
Operation:	+10 to +35 °C
Storage:	-40 to +70 °C
Relative air humidity:	
Operation:	30 to 75 % rH
Storage:	10 to 90 % rH
Atmosph. pressure:	
Operation:	700 to 1,060 hPa
Storage:	500 to 1,060 hPa

Mains adapter

Model:	KSA24A1200150HK
Input voltage:	100–240 V~; 50/60 Hz
Input current:	0.5 A
Output voltage:	12 V 
Output current:	1.5 A
Protection class:	II 

10. Disposal

10.1 Disposing of the packaging



Dispose of the packaging separated according to its type.
 Dispose of cardboard and carton as waste paper and plastic via the recyclable material collection service.

10.2 Disposing of the hair remover

(Applies within the European Union and in other countries with systems for separate disposal of recyclable materials).



Old devices must not be disposed of in the household waste!

If the hair remover cannot be used anymore, dispose of it in accordance with the valid regulations in your region or country. This ensures that old devices are recycled in a professional manner and

also rules out negative consequences for the environment. For this reason, electrical equipment is marked with the symbol shown here.

11. Warranty information

In accordance with European provisions and laws, this product is covered by a 3-year warranty. The scope of the warranty for this product is limited to technical defects caused by faulty production processes. If you would like to claim warranty coverage, please contact our customer services for instructions. Perhaps they can solve your problem without having to send the product back to the store or to our service centre. Our customer service team is always happy to assist you!

Copyright 2019 © Home Skinovations Ltd. Minden jog fenntartva.

Jogi közlemény

A Home Skinovations Ltd. fenntartja a jogot termékei vagy termékleírásai módosítására a készülékek teljesítményének, megbízhatóságának vagy gyártóhatóságának javítása érdekében. A Home Skinovations Ltd. által rendelkezésre bocsátott információk a közzététel időpontjában pontosnak és megbízhatónak tekintendők. A Home Skinovations Ltd. azonban semmilyen felelősséget nem vállal azok felhasználásáért. A Home Skinovations Ltd szabadalmi vagy szabadalmaiból eredő jogai tekintetében sem hallgatólagosan, sem más módon nem biztosít licenciát. E dokumentum semmilyen része sem másolható vagy továbbítható semmilyen formában és semmiféle elektronikus vagy mechanikus eszközzel a Home Skinovations Ltd. kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül. Az adatok külön értesítés nélkül változhatnak.

A Home Skinovations Ltd. szabadalmi oltalmakkal és/vagy függőben lévő szabadalmi oltalom-kérelmekkel, védjegyekkel, szerzői jogokkal és/vagy ezekhez hasonló egyéb szellemi tulajdonjogokkal rendelkezik a jelen dokumentum tárgyát illetően. A jelen dokumentum átadása nem jelenti semmilyen engedély megadását ezekre a szabadalmakra, védjegyekre, szerzői jogokra vagy egyéb szellemi jogokra vonatkozóan, kivéve, ha azt a Home Skinovations Ltd. vállalat írásbeli megállapodás keretében kifejezetten jóváhagyta. A műszaki adatok külön értesítés nélkül változhatnak.

A Silk'n és a Silk'n logó a Home Skinovations Ltd. bejegyzett védjegyei.

InnoEssentials International, Donk IB, 2991 LE Barendrecht, Hollandia
www.silkn.eu – info@silkn.com

Tartalomjegyzék

1.	A csomag tartalma / a készülék részei.....	71
2.	A technológia.....	71
3.	Általános tájékoztató.....	72
3.1	Olvassa el és őrizze meg a használati utasítást!.....	72
3.2	Jelmagyarázat.....	73
4.	Biztonság.....	74
4.1	Rendeltetésszerű használat.....	74
4.2	Biztonsági utasítások.....	75
5.	A szőrtelenítő készülék és a csomag tartalmának ellenőrzése ..	86
6.	Használat.....	87
6.1	A használatra vonatkozó tanácsok.....	87
6.2	A megfelelő fényenergia-intenzitás beállítása.....	89
6.3	Bőrtónus-érzékelő.....	89
6.4	A szőrtelenítő készülék csatlakoztatása.....	90
6.5	A szőrtelenítő készülék használata.....	90
6.6	A szőrtelenítő készülék kikapcsolása.....	93
6.7	Mellékhatások és bőrreakciók.....	94
7.	Tisztítás és tárolás.....	95
8.	Hibaelhárítás.....	97
9.	Műszaki adatok.....	98
10.	Hulladékkezelés.....	99
10.1	A csomagolás hulladékkezelése.....	99
10.2	A szőrtelenítő készülék hulladékkezelése.....	99
11.	Jótállási információk.....	100

I. A csomag tartalma / a készülék részei*

- 1 A csatlakozókábel jack aljzata
- 2 Hálózati adapter
- 3 Csatlakozókábel készülécsatlakozóval
- 4 Jelzőfényekkel ellátott kezelógomb
 - 1–5. jelzőfény: Fényenergia-beállítások
 - ⚡ jelzőfény: „Kész”/, „figyelmeztető jelzés: nem megfelelő börtónus”
- 5 Börtónus-érzékelő
- 6 Kezelőfej
- 7 Kioldógomb
- 8 Törlőkendő (illusztráció nélkül)

*Id. A ábra

2. A technológia

Tartós szőrtelenítés fényenergia segítségével: a szelektív fototer-molízisnek és az általa kibocsátott optikai energiának köszönhetően tartósan megakadályozza a szőrnövekedést a kívánt testfelületeken.

Home Pulsed Light™ technológia: a hasonló szőrtelenítő készülé-kekhez képest kevesebb energia szükséges a szőrtelenítéshez, így a készülék használata biztonságosabb.

Bőrtónus-érzékelő: érzékeli a kezelendő bőrfelület pigmentátságát, és csak akkor idéz elő villanást, ha a bőrpigmentátság megfelelő a kezeléshez – ezáltal biztosítja a bőr védelmét. Mivel a kezelőfelület a készüléken belül található, elkerülhető a bőrrel való közvetlen érintkezés, így az védve van.

Szemvédő biztonsági funkció: a készülék csak akkor bocsát ki villanást, ha a kezelőfej érintkezik a bőrrel, ha pedig a levegőben felfelé van fordítva, akkor nem.

3. Általános tájékoztató

3.1 Olvassa el és őrizze meg a használati utasítást!



Ez a használati utasítás a fénytechnológián alapuló Glide szőrtelenítő készülékhez (a továbbiakban: „szőrtelenítő készülék”) tartozik. Fontos információkat tartalmaz a készülék beállításával és használatával kapcsolatban.

Használat előtt olvassa el a használati utasítást! Ez különösen érvényes a biztonsági utasításokra. A használati utasítás előírásainak be nem tartása súlyos sérüléshez vagy a szőrtelenítő készülék meghibásodásához vezethet.

A használati utasítás az Európai Unióban érvényes szabványokon és szabályokon alapul. Más országokban az adott országra vonatkozó szabályok és törvények tiszteletben tartása is kötelező.

Őrizze meg ezt a használati utasítást. Ha a szőrtelenítő készüléket átadja harmadik félnek, minden esetben mellékelje e használati utasítást a termékhez!

3.2 Jelmagyarázat

A használati utasításban, a szőrtelenítő készüléken és a csomagoláson az alábbi jelzéseket és jelzőszavakat használtuk.

VIGYÁZAT!

Ez a jelzés/jelzőszó olyan mérsékelt kockázatot jelez, amely, ha nem kerülik el, halálhoz vagy súlyos sérüléshez vezethet.

FIGYELMEZTETÉS!

Ez a jelzőszó lehetséges anyagi károokra figyelmeztet.



Ez a jelzés hasznos kiegészítő információkat nyújt a készülék kezelésével és használatával kapcsolatban.



Megfelelőségi nyilatkozat: Az itt látható jelzéssel megjelölt termékek teljesítik az EK Európai Gazdasági Térségre vonatkozó rendeleteinek követelményeit.



Ez a jelzés azt jelenti, hogy a hálózati adapter a 2. védelmi osztályba tartozó eszköz.



Az ilyen jelzéssel ellátott eszközök kizárólag száraz beltéri helyiségekben használhatók.



Ne használja a készüléket fürdőkád, zuhanyzó, mosdókagyló vagy más vízzel töltött tárgy közelében!

4. Biztonság

4.1 Rendeltetészerű használat

A szőrtelenítő készülék kizárólag a hónalj, a bikinivonal, a kar, a láb, az arc, a hát, a váll és a mellkas nemkívánatos szőrszálainak tartós eltávolítására alkalmas. Gyermekeken és állatokon nem használható!

A szőrtelenítő készülék nem orvosi műszer; kizárólag kozmetikai kezelésre, száraz beltéri helyiségekben használható. A szőrtelenítő készülék csak magáncélú használatra alkalmas, kereskedelmi vagy gyógyászati célokra nem használható.

A fényenergia használatán alapuló tartós szőrtelenítés módszere nem minden bőr- és szőrzettípus esetében alkalmazható. Alaposan olvassa el a használati utasítás 2. oldalán található szőr- és bőrszintáblázatot, és szükség esetén kérjen további információt és személyre szóló tanácsot a www.silkn.eu weboldalon vagy a megadott postacímen elérhető ügyfélszolgálaton.

A szőrtelenítő készüléket kizárólag a jelen használati utasításban leírtaknak megfelelően használja! Minden egyéb, nem az utasításoknak megfelelő használati mód a készülék károsodáshoz vagy személyi sérüléshez vezethet.

A gyártó vagy a kereskedő a nem rendeltetészerű vagy hibás használatból eredő sérülésekért és károkért nem vállal felelősséget.

4.2 Biztonsági utasítások

VIGYÁZAT! ÁRAMÜTÉSVESZÉLY!

- Csak akkor csatlakoztassa a szőrtelenítő készüléket a csatlakozóaljzatba, ha a hálózati feszültség megegyezik a hálózati adapter címkéjén feltüntetett adatokkal.
- Kizárólag könnyen hozzáférhető csatlakozóaljzathoz csatlakoztassa a szőrtelenítő készüléket, hogy hiba esetén gyorsan le tudja választani a hálózatról.
- Ne használja a szőrtelenítő készüléket, ha azon sérülés látható, illetve ha sérült a csatlakozókábel vagy a hálózati adapter.
- Ne használja a készüléket robbanásveszélyes helyen!
- Azonnal szakítsa meg a használatot, ha a működtetés során füstöt vagy meghibásodást észlel.
- Ne nyissa fel a burkolatot! Hiba esetén mindig képzett szakemberrel javíttassa meg a készüléket. Ehhez keressen fel egy megfelelő minősítéssel

rendelkező szervizt. A kártérítési és jótállási igények nem érvényesíthetők, ha a felhasználó saját maga végez javításokat a készüléken, illetve nem megfelelően csatlakoztatja vagy használja azt.

- Kizárólag az eredeti készülékadatoknak megfelelő alkatrészek használhatók a javításhoz. A szőrtelenítő készülék a veszélyforrások elleni védelemhez szükséges elektronikus és mechanikus alkatrészeket tartalmaz.
- A szőrtelenítő készüléket csak a mellékelt hálózati adapterrel használja!
- A sérült csatlakozókábel nem cserélhető; sérülés esetén a teljes hálózati adaptert ki kell cserélni.
- Ne használja a szőrtelenítő készüléket külső időzítővel vagy különálló távirányító rendszerrel!
- Ne merítse a szőrtelenítő készüléket, a csatlakozókábelt vagy a hálózati adaptert vízbe vagy bármi-

lyen más folyadékba.

- Óvja a szőrtelenítő készüléket a nedvességtől! Ne használja a készüléket víz közelében vagy felett, pl. fürdőkádban, mosdókagylónál stb.
- A szőrtelenítő készülék kizárólag száraz beltéri helyiségben használható – ne használja a fürdőszobában!
- Soha ne érjen a hálózati adapterhez vizes kézzel!
- Soha ne húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozóaljzatból a csatlakozókábelnél fogva; mindig a hálózati adaptert fogja meg ehhez!
- Tartsa távol a szőrtelenítő készüléket, a hálózati adaptert és a csatlakozókábelt nyílt lángtól és forró felületektől.
- Ügyeljen arra, hogy a kábel ne okozzon botlásveszélyt!
- Ne hagyja összegabalyodni a csatlakozókábelt, és ne helyezze azt éles szélű tárgyakra!
- Soha ne nyúljon semmilyen vízbe esett elektromos

készülék után! Ilyen esetben azonnal húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozóaljzatból.

- Ügyeljen arra, hogy gyermekek ne helyezzenek semmilyen tárgyat a szőrtelenítő készülékbe.
- Amikor éppen nem használja a szőrtelenítő készüléket, valamint annak tisztítása és meghibásodása esetén mindig kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozóaljzatból!

⚠ VIGYÁZAT! VESZÉLYES A GYERMEKEKRE ÉS A KORLÁTOZOTT FIZIKAI, ÉRZÉKSZERV VAGY MENTÁLIS KÉPESSÉGŰ SZEMÉLYEKRE (PÉLDÁUL A RÉSZLEGES FOGYATÉKKAL ÉLŐKRE VAGY AZ IDŐSEBB EMBEREKRE, AKIK NINCSENEK FIZIKAI VAGY SZELLEMI KÉPESSÉGEIK TELJES BIRTOKÁBAN), VALAMINT A MEGFELELŐ TAPASZTALATTAL ÉS TUDÁSSAL NEM RENDELKEZŐ SZEMÉLYEKRE (PÉLDÁUL A NAGYOBB GYEREKEKRE).

- A szőrtelenítő készülék nem alkalmas korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű vagy megfelelő tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek általi használatra, kivéve, ha egy, a biztonságukért felelős személy tájékoztatja őket a szőrtelenítő készülék biztonságos használatáról, és felügyeli őket a készülék használata során. Felhívjuk figyelmét, hogy a fogyatékkal élők és a rokkant személyek nem feltétlenül észlelik, ha a készülék túlmelegszik.
- A szőrtelenítő készülék nem használható gyermekeken vagy gyerekek által. Ne engedje gyermekeknek, hogy használják a szőrtelenítő készüléket, és ne használja azt gyermekeken.
- A szőrtelenítő készülék nem gyermekjáték! Tisztítást és felhasználói karbantartást gyermek nem

végezhet.

- Tartsa a szőrtelenítő készüléket és a hálózati adaptert gyermekektől elzárva!
- Ne engedje, hogy gyermekek a műanyag csomagolással játszanak! A gyermekek megsérthetik magukat a csomagolóanyaggal, vagy lenyelhetik annak apró darabjait és megfulladhatnak.

VIGYÁZAT! EGÉSZSÉGÜGYI KOCKÁZAT HELYTELEN HASZNÁLAT ESETÉN!

- Ne használja a szőrtelenítő készüléket:
 - ha Ön terhes vagy szoptat;
 - a mellbimbók, a nemi szervek és az ajkak körüli területen;
 - tetovált bőrfelületen;
 - ha az adott bőrfelületen sminktetoválás, vagy sötétbarna/fekete foltok, pl. szeplők, anyajegyek vagy szemölcsök találhatók;

- ha az adott bőrfelületen kiütés, pikkelysömör, elváltozás, nyílt seb vagy aktív fertőzés, pl. herpesz található;
- ha korábban bőrfekélye volt, ha ismert fényérzékenység (fotoszenzitivitása) van, vagy olyan gyógyszer szed, amely fokozza a bőr fényérzékenységét;
- többek között diabétesz, illetve más általános betegség vagy anyagcsere-betegségek által okozott kóros bőrproblémák esetében;
- ha az adott bőrfelületen alakult már ki herpeszhólyag;
- epilepszia esetén;
- ha fényérzékenységgel kapcsolatos betegsége van (pl. polimorf fénykiütés, csalánkiütés, lupus vagy más hasonló betegség);
- ha korábban bőrrákja vagy potenciálisan rosszindulatú bőrdaganata volt;
- ha az elmúlt 3 hónapban sugárkezelésben vagy

kemoterápiában részesült;

- ha (pl. valamilyen betegség miatt) nem érzékeli megfelelően a hőt;

- Kétség esetén forduljon orvosához, bőrgyógyászához!
- Ha az elmúlt 6 hónapban vényköteles gyógyszert szedett, a szőrtelenítő készülék használata előtt konzultáljon kezelőorvosával!

VIGYÁZAT! NEM MEGFELELŐ HASZNÁLAT ESETÉN SÉRÜLÉSVESZÉLY, VALAMINT MELLÉKHATÁSOK ÉS BŐRREAKCIÓK VESZÉLYE!

- Körültekintően válassza ki a fényenergia-intenzitást! Az intenzitás növelésével ugyan javul a szőrtelenítő hatás, de ezzel együtt a mellékhatások és bőrreakciók veszélye is nő (ld. a „Mellékhatások és bőrreakciók” című fejezetet).
- Az első alkalommal mindig a legalacsonyabb (I) fényenergia-intenzitási fokozatot használja. A

következő kezelés során csak egy fokozattal állítsa magasabbra az intenzitást, és ezt kizárólag abban az esetben tegye, ha az előző használat során vagy azt követően nem tapasztalt problémát.

- Egy adott bőrfelületet egy szőrtelenítőkezelés során maximum egyszer kezeljen!
- Ügyeljen arra, hogy a villanások között ne legyen átfedés!
- Ha a bőrén hólyagok jelennek meg, vagy égő érzést tapasztal, azonnal szakítsa meg a használatot!
- Ha I-esnél magasabb fokozaton használja a készüléket, használat közben ne tegye ki a kezelt bőrfelületeket közvetlen napfénynek 15 percnél tovább, szórt fénynek (pl. árnyékban) pedig egy óránál hosszabb ideig. A kezelési alatt és a használatot követően legalább két hétig védje a kezelt bőrfelületet (30-as vagy annál magasabb fényvédő

faktorú) napvédő krémmel.

- Napbarnított bőrön és napozás után (a szoláriumozást is ide értve) legfeljebb az 1-es fényenergia-fokozatot használja. Ilyen esetben soha ne használja a 2–5. fokozatot! A kezelés előtt legalább 4 hétig kerülje a közvetlen napfényt és a szoláriumozást.
- Ne használja a szőrtelenítő készüléket természetesen sötét tónusú bőrön. Ilyen esetben ugyanis fennáll a kockázata annak, hogy égési sebek, hólyagok vagy elszíneződések (hiperpigmentáció vagy hipopigmentáció) alakulnak ki a bőrön.
- Az ősz vagy világos színű szőrszálak befolyásolhatják a szőrtelenítő készülék hatékonyságát.
- Fordítson figyelmet a (használati utasítás 2. oldalán található) szőr- és bőrszintáblázatra!
- A kezelés előtt borotválja le a kezelendő bőrfelületet, ha azon szőrszálakat vagy borostát lát. Ne használjon

- epilátort, és ne húzza ki a szőrszálakat csipesszel!
- Minden használat előtt győződjön meg arról, hogy a kezelendő bőrfelület tiszta és száraz.
 - Ne használjon gyúlékony folyadékokat, pl. alkoholt (beleértve a parfümöt, a fertőtlenítőszert vagy más hasonló, alkoholt tartalmazó termékeket) vagy acetont a kezelendő bőrfelület használat előtti tisztításához!
 - Ne használja a szőrtelenítő készüléket olyan bőrfelületeken, ahol lehet, hogy a későbbiekben még szeretne szőrzetet.
 - A bőr vagy a készülék túlmelegedése esetén azonnal szakítsa meg a használatot, és távolítsa el a szőrtelenítő készüléket a bőr közeléből.
 - A szőrtelenítő készülék használatakor ideiglenesen megváltozhat a bőr pigmentáltsága (ld. a „Mellékhatások és bőrreakciók” című fejezetet).

VIGYÁZAT! SÉRÜLÉSVESZÉLY!

- A villanás károsíthatja a szemet, ezért soha ne nézzen közvetlenül a kezelőfej által kibocsátott fénybe!
- Legyen különösen óvatos, amikor arcszőrzet eltávolítására használja a szőrtelenítő készüléket. Soha ne használja a készüléket a szemeken vagy a szemkörnyéken! A szemek körüli használat a szemek súlyos károsodásához vezethet!
- Ne közelítse a készüléket a szemeihez!

5. A szőrtelenítő készülék és a csomag tartalmának ellenőrzése

FIGYELMEZTETÉS! KÁROSODÁSVESZÉLY!

- Ha éles kés vagy más hegyes tárgy használatával, nem kellően körültekintően nyitja fel a csomagolást, könnyen megrongálhatja a szőrtelenítő készüléket. Óvatosan bontsa fel a csomagolást!

1. Távolítsa el a szőrtelenítő készüléket és a tartozékokat a csomagolásból.
2. Ellenőrizze, hogy teljes-e a csomag tartalma (**ld. „A”** ábra).
3. Ellenőrizze, látható-e bármilyen sérülés a szőrtelenítő készüléken vagy annak bármelyik alkatrészén. Ha bármilyen sérülést lát, ne használja a készüléket! Ilyen esetben forduljon a gyártóhoz a jótállási tájékoztatón megadott szervizcímen.

6. Használat

6.1 A használatra vonatkozó tanácsok

A gyártó az alábbi kezelési tervet javasolja:

- Az első 4 szőrtelenítőkezelést kb. 2 hetes időközönként végezze el.
- Az 5–7. kezelést kb. 4 hetes időközönként végezze el.
- Ezután alkalmanként, szükség szerint használja a készüléket a kívánt hosszú távú hatás eléréséig.
- Felhívjuk figyelmét, hogy az elért eredmény nem javul attól, ha egy adott bőrfelületet gyakrabban kezel, mint kéthetente.
- Használat után jegyezze fel a legutóbb használt fényenergia-fokozatot, hogy a következő alkalommal ezen (vagy szükség esetén ennél magasabb) fokozaton használhassa a szőrtelenítő készüléket.
- A kívánt szőrtelenítési eredmény eléréséhez előzetes borotválás szükséges. A szőrszálakat ne gyantázza, epilálja vagy húzza ki csipesszel!

- Ossa fel a kezelendő felületet képzeletben (láthatatlan) szakaszokra. Kezdje a használatot az egyik „sarokban”, majd helyezze a fényvillanásokat sorban egymás mellé. A kezelőfej apró benyomódásokat hagy maga után, így könnyebb megfelelően elhelyezni a szőrtelenítő készüléket a soron következő villanáshoz.
- Ha a szőrtelenítő készüléket csak az 1-es fényenergia-fokozaton használta, gond nélkül kiteheti a kezelt bőrfelületet napfénynek. Ne tegye azonban ki a kezelt bőrfelületet napfénynek, ha a szőrtelenítő készüléket 2-es vagy annál magasabb fokozaton használta. A kezelési alatt és az utolsó szőrtelenítő kezelést követően legalább két hétig védje a kezelt bőrfelületet (30-as vagy annál magasabb fényvédő faktorú) napvédő krémmel.

A szőrtelenítő készülék használatakor a felhasználók általában az alábbiakat tapasztalják:

- Halk, zúgó, hajszerű hang, hasonló a szőrtelenítő készülék ventilátorából ered.
- Csattanó hang a fényvillanás kibocsátásakor. Ezt a villanás kibocsátása okozza.
- A kezelőfej által kifejtett enyhe nyomás. A bőrön keletkező nyomok megkönnyítik a következő villanás megfelelő elhelyezését a pulzáló üzemmód használatakor.
- Melegség és bizsergés a kezelés alatt álló felületen. Normális, ha a fényenergia hatására enyhe melegséget vagy bizsergést tapasztal.
- A bőr enyhe, pirosas vagy rózsaszínes elszíneződése. Az enyhe elszíneződés, főleg a szőrszálak gyökere körül, teljesen normális. A bőr teljes

bevörösödése, hólyagok kialakulása vagy égő érzés esetén azonban azonnal szakítsa meg a szőrtelenítő készülék használatát!

6.2 A megfelelő fényenergia-intenzitás beállítása

A fényvillanás intenzitása a kezelendő bőrfelületre kibocsátott energia erősségén múlik. A szőrtelenítő készülék 5 fényenergia-fokozattal rendelkezik, és automatikusan a legalacsonyabb fokozaton (1) indul el. Ezután fokozatosan növelheti az intenzitást a bőrtípusának és a gyakorlottságának megfelelően.

Minden használat előtt tesztelje a kezelendő bőrfelületeket:

1. Először mindig a legalacsonyabb (1) fényenergia-intenzitási fokozatot használja.
2. Ha a fényvillanás kibocsátása után semmilyen kellemetlen érzést nem tapasztal a kezelt bőrfelületen, növelheti a fény intenzitását: váltson 2-es fokozatra, és próbálja ki a készüléket egy másik bőrfelületen.
3. Fokozatosan emelje a fényenergia intenzitását addig, amíg még kényelmesen tudja használni a készüléket.
4. Ha egy óra elteltével sem tapasztal kellemetlen tüneteket, folytathatja a tesztelt bőrfelületen való használatot az adott fényenergia-beállítással.
5. Ezt a tesztet minden kezelni kívánt bőrfelületen végezze el!

6.3 Bőrtónus-érzékelő

A fényalapú szőrtelenítés sötétebb bőrtónus esetén különböző mellékha-

tásokkal járhat, pl. égéssel, hólyagok kialakulásával és a bőr elszíneződésével (hiper- vagy hipopigmentáció). Éppen ezért a szőrtelenítő készülék bőrtónus-érzékelővel **5** rendelkezik, amely minden használat elején és közben észleli a bőr pigmentáltóságát. A bőrtónus-érzékelő megakadályozza a fényvillanás kibocsátását, ha a bőr túl sötét tónusú a biztonságos használathoz.

- Ha a kezelés során a bőrtónus-érzékelő aktiválódik, és megakadályozza a villanás kibocsátását, szükség esetén próbálja meg másik bőrfelületen használni a szőrtelenítő készüléket, vagy forduljon ügyfélszolgálatunkhoz!

6.4 A szőrtelenítő készülék csatlakoztatása


- Csatlakoztassa a csatlakozókábel készülécsatlakozóját **3** a szőrtelenítő készülék jack aljzatába **1**.
- A hálózati adapternek **2** egy könnyen hozzáférhető csatlakozóaljzathoz való csatlakoztatásával biztosítsa a szőrtelenítő készülék áramellátását.


Ekkor a kezelőgombon **4** található jelzőfényeknek sorban fel kell villanniuk, így jelezve, hogy a szőrtelenítő készülék készen áll a használatra.

6.5 A szőrtelenítő készülék használata

⚠ VIGYÁZAT! SÉRÜLÉSVESZÉLY!

- Egy adott bőrfelületet egy szőrtelenítőkezelés során maximum egyszer kezeljen!

- Ha a bőrén hólyagok jelennek meg, vagy égő érzést tapasztal, azonnal szakítsa meg a használatot!
 - Használat előtt olvassa el a biztonsági utasításokat és a használatra vonatkozó tanácsokat.
1. Használat előtt borotválja le a kezelendő bőrfelületet, és ügyeljen arra, hogy az tiszta és száraz legyen, valamint ne legyen rajta semmilyen izzadásgátló vagy dezodor.
 2. A szőrtelenítő készülék bekapcsolásához tartsa lenyomva a kezelőgombot  1-2 másodpercig.

A szőrtelenítő készülék ekkor halk, zúgó hangot kezd kiadni. Az 1-es jelzőfény folyamatos zöld fénnel világít, jelezve, hogy a szőrtelenítő készülék az 1-es fényenergia-fokozaton üzemel. Ezután nem sokkal a  jelzőfény narancssárga fénnel kezd világítani.
 3. Szükség esetén a kezelőgomb többszöri lenyomásával állítsa be a megfelelő fényenergia-fokozatot. Ekkor a kiválasztott fényenergia-fokozat, valamint az összes, annál alacsonyabb fokozat jelzőfénye folyamatos zöld fénnel világít.


A használat módja a kiválasztott fényenergia-fokozattól függ:


 - Alacsony fokozat esetén a készülék „csúsztató” üzemmódban használható.
 - Magas fokozat esetén a készülék „pulzáló” üzemmódban használható.
 4. Használja a készüléket az adott üzemmódnak és az adott fényenergia-foko-



zatnak megfelelően, az alábbiakban leírtak szerint.


A „csúsztató” üzemmód használata



Ha a kioldógomb megnyomásakor a készülék nem bocsát ki villanást, a  jelzőfény pedig gyorsan villogni kezd, az azt jelzi, hogy a bőrtónus-érzékelő szerint a bőr tónusa túl sötét a biztonságos használathoz.

1. Helyezze a kezelőfejet  a kezelendő bőrfelületre úgy, hogy azok teljesen érintkezzenek egymással, és állandó, enyhe nyomás alkalmazásával végezze el a tesztet.


A  jelzőfény lassan villogni kezd a kezelőgombon .

2. Tartsa lenyomva a kioldógombot , eközben lassan és óvatosan mozgassa a szőrtelenítő készüléket a teljes kezelendő bőrfelületen. A kezelőfejnek a teljes folyamat során érintkeznie kell a bőrrel.

Néhány másodperc után a szőrtelenítő készülék folyamatos villanásokat kezd kibocsátani. Az alacsony fényenergia-fokozatoknál a szőrtelenítő készüléknek kb. 1-1,5 másodpercre van szüksége az egyes villanások között az újratöltéshez és az ismételt kioldáshoz.


A „pulzáló” üzemmód használata





Ha a kioldógomb megnyomásakor a készülék nem bocsát ki villanást, a  jelzőfény pedig gyorsan villogni kezd, az azt jelzi, hogy a bőrtónus-érzékelő szerint a bőr tónusa túl sötét a biztonságos használathoz.

1. Helyezze a kezelőfejet  a kezelendő bőrfelületre úgy, hogy azok

teljesen érintkezzenek egymással, és állandó, enyhe nyomás alkalmazásával végezze el a tesztet.

A  jelzőfény lassan villogni kezd a kezelőgombon .

2. Nyomja meg a kioldógombot .

Néhány másodperc után a készülék kibocsát egy villanást. A fényvillanás után a  elzőfény kialszik.

3. Ezután helyezze a kezelőfejet a következő kezelendő bőrfelületre.


A  elzőfény ekkor ismét lassan villogni kezd, jelezve, hogy a szőrtelenítő készülék készen áll a következő fényvillanás kibocsátására.

4. Folytassa a használatot a kívánt bőrfelületeken az 1–3. lépésben leírtaknak megfelelően.

6.6 A szőrtelenítő készülék kikapcsolása

1. A szőrtelenítő készülék kikapcsolásához tartsa lenyomva a kezelőgombot  1-2 másodpercig.

A zúgó hang leáll, a kezelőgombon található jelzőfények pedig sorban felvillannak.

2. A hálózati adapter  csatlakozóaljzatból való kihúzásával szüntesse meg a szőrtelenítő készülék áramellátását.
3. A „Tisztítás és tárolás” című fejezetben leírtaknak megfelelően tisztítsa meg a szőrtelenítő készüléket.

6.7 Mellékhatások és bőrreakciók

A szőrtelenítő készülék használati utasítások betartásával történő használata esetén nem jellemzőek a mellékhatások vagy a használatból eredő bőrreakciók. Az ilyen kozmetikai kezelések azonban mindig magukban hordoznak bizonyos mértékű kockázatot.

- Ha bármilyen, a fentiekben felsorolt mellékhatást, vagy az itt felsoroltakon kívül egyéb tünetet vagy bőrreakciót tapasztal, azonnal forduljon orvosához.

Lehetséges mellékhatások

- A készülék használata során sok használó tapasztal enyhe kellemetlen érzést, amely általában a kezelt bőrfelületen tapasztalt enyhe, éles fájdalomként jellemezhető. Ez az éles fájdalom általában csak a használat során vagy azt követően néhány percen keresztül tart.
 - Ha az enyhe kellemetlenséget meghaladó fájdalmat vagy kellemetlen érzést tapasztal, csökkentse a fényvillanás intenzitását egy alacsonyabb fokozat kiválasztásával. Azonnal szakítsa meg a szőrtelenítő készülék használatát, ha bizonytalan, ha már a legalacsonyabb fényenergia-fokozatot (1) használja, vagy ha a fájdalom fokozódik.
- A bőr a használat után vagy az azt követő 24 órán belül kivörösödhet. Ez a vörösség jellemzően 24 órán belül elmúlik.
 - Ha azonban 2-3 napig fennmarad, és nem enyhül magától, forduljon orvoshoz.

- A szőrtelenítő készülékkel kezelt bőrfelület érzékenyebbé válik, és egy ideig száraz és pikkelyes lehet.
- A kezelt bőrfelületek esetében fennáll a hiperpigmentáció (fokozott pigmentáció vagy barna elszíneződés) vagy a hipopigmentáció (kifakulás) kockázata. A bőrpigmentáltság változásának kockázata sötét bőrtónusú embereknél nagyobb, mint a világosabb bőrűek esetében. Az elszíneződés és a bőrpigmentáltság változásai azonban általában ideiglenesek, a hiper- és a hipopigmentáció pedig nagyon ritkán fordul elő.
- Ritka esetekben a kezelt bőrfelületen súlyos vörösség és duzzanat alakulhat ki, a test érzékenyebb területein azonban ez nagyobb gyakorisággal is bekövetkezhet.
 - A vörösség és a duzzanat jegelésével a kellemetlen érzés általában 2–7 napon belül elmúlik. Ebben az időszakban nagyon gyengéden tisztítsa az adott bőrfelületet, és semmiképpen ne tegye ki azt közvetlen napfénynek!
- Nagyon ritkán égési sérülés vagy seb alakulhat ki a bőrfelületen. Kivételesen ritka esetekben a gyógyulás után heg maradhat a bőrön.

7. Tisztítás és tárolás

FIGYELMEZTETÉS! KÁROSODÁSVESZÉLY!


- Tisztítás előtt mindig húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozóaljzatból, és hagyja a szőrtelenítő készüléket teljesen kihűlni!


- Soha ne merítse a szőrtelenítő készüléket víz vagy más folyadék alá! Ügyeljen arra, hogy se víz, se más folyadék ne kerüljön a burkolat alá!
- Ne használjon agresszív tisztítószeret, fém- vagy nejlonsörtéjű kefé, illetve bármilyen éles vagy fémből készült tisztítóeszközt, például kést, kemény kaparót és hasonló eszközt a tisztításhoz!
- Minden használat után tisztítsa meg a szőrtelenítő készüléket.
- Válassza le a hálózati adaptert **2** a szőrtelenítő készülékről a készülékcsatlakozó **3** jack aljzataból **1** való kihúzásával.
- A mellékelt törölkendővel **8** gondosan törölje át a szőrtelenítő készüléket, különös tekintettel a kezelőfejre.
- A szőrtelenítő készüléket és a hálózati adaptert az eredeti csomagolásban, száraz, gyermekek számára nem hozzáférhető helyen tárolja! Ne tegye ki a készüléket szélsőséges hőmérsékletnek vagy közvetlen napfénynek!


8. Hibaelhárítás


A hiba leírása Lehetséges okok és megoldás

A szőrtelenítő készülék nem kapcsol be. Ellenőrizze, megfelelően csatlakoztatta-e a hálózati adaptert a szőrtelenítő készülékhez és a csatlakozóaljzathoz!

A készülék nem bocsát ki fényvillanást a kioldógomb megnyomásakor. Ügyeljen arra, hogy a teljes kezelőfejet folyamatosan rányomja a bőrre. A  jelzőfénynek lassan, narancssárga fénnel kell villognia. A kezelőfej és a bőr nem megfelelő érintkezése esetén a jelzőfény folyamatos fénnel kezd világítani, a biztonsági kapcsoló pedig megakadályozza a fényvillanás kibocsátását.

Ha a  jelzőfény gyorsan, narancssárga fénnel villog, amikor a kezelőfejet a kezelendő bőrfelületre nyomja, akkor az Ön bőrtónusa túl sötét a biztonságos használatához. Szükség esetén próbálja meg másik bőrfelületen használni a szőrtelenítő készüléket, vagy forduljon ügyfélszolgálatunkhoz!

A folyamatosan világító  jelzőfény és a vele egy időben világító egy vagy több másik jelzőfény rendszerhibát jelez. Ilyen esetben forduljon ügyfélszolgálatunkhoz!

Ha a  jelzőfény narancssárga fénye és a fényenergia-fokozatok zöld jelzőfényei egyszerre villognak, a szőrtelenítő készülék elérte hasznos élettartamának végét (a lehetséges fényvillanások maximális számát). Válassza le a szőrtelenítő készüléket a hálózatról, és az aktuális szabályozásnak megfelelően kezelje a hulladékot (ld. a „Hulladékkezelés” című fejezetet).

9. Műszaki adatok

Modell:	AS104486A
Energiaszint:	max. 4 J/cm ²
Hullámhossz:	475–1200 nm
Sebesség:	
Fényenergia-fokozat 1:	1,5 másodpercenként 1 villanás
Fényenergia-fokozat 2:	2 másodpercenként 1 villanás
Fényenergia-fokozat 3:	2,5 másodpercenként 1 villanás
Fényenergia-fokozat 4:	3 másodpercenként 1 villanás
Fényenergia-fokozat 5:	3,5 másodpercenként 1 villanás
A kezelhető bőrfelület mérete:	0,9 cm × 3 cm (2,7 cm ²)
Környezeti hőmérséklet:	
Működtetés:	+10 és +35 °C között
Tárolás:	-40 és +70 °C között
Relatív páratartalom:	
Működtetés:	30–75% relatív
Tárolás:	10–90% relatív
Légköri nyomás:	
Működtetés:	700 – 1060 hPa
Tárolás:	500 – 1060 hPa
Hálózati adapter:	
Modell:	KSA24A 200 50HK
Bemeneti feszültség:	100–240 V~; 50/60 Hz

Bemeneti áramerősség:

0,5 A

Kimeneti feszültség:

12 V 

Kimeneti áramerősség:

1,5 A

Védelmi osztály:

II 

10. Hulladékkezelés

HU

10.1 A csomagolás hulladékkezelése



A csomagolást helyezze az anyagának megfelelő hulladéktárolóba.

A kartondobozt és a kartonpapírt papírhulladékként, a műanyagot pedig műanyag hulladékként, szelektíven gyűjtse!

10.2 A szőrtelenítő készülék hulladékkezelése

(Ez a pont az Európai Unióra és minden más, olyan országra érvényes, ahol az újrahasznosítható hulladékokat külön gyűjtik).



Ne dobja a használt készüléket a háztartási hulladék közé!

Ha a szőrtelenítő készülék már nem használható tovább, gondoskodjon annak az adott országban vagy régióban érvényes szabályozásoknak megfelelő hulladékkezeléséről! Így a használt készülékek szakszerűen újrahasznosításra kerülnek, ezzel pedig megelőzhetők a hulladék által a környezetre gyakorolt károk hatások. Ezért az elektromos készüléket az itt látható jelzéssel láttuk el.

I I. Jótállási információk

Az európai jogszabályok értelmében a termékre 3 éves jótállás érvényes. A jótállás kizárólag a hibás gyártási folyamatból eredő műszaki hibákra terjed ki. A jótállási igény érvényesítésével kapcsolatos instrukciókért forduljon ügyfélszolgálatunkhoz!

Lehet, hogy problémája a termék üzletbe vagy szervizközpontunkba való visszaküldése nélkül is orvosolható. Ügyfélszolgálatunk mindig készséggel áll rendelkezésére!

Avtorske pravice 2019 © Home Skinovations. Vse pravice pridržane.

Pravno obvestilo

Podjetje Home Skinovations Ltd si pridržuje pravico do spreminjanja izdelkov ali specifikacij z namenom izboljšanja delovanja, zanesljivosti ali proizvodnosti. Informacije, ki jih je predložilo podjetje Home Skinovations Ltd, so bile v času izdaje točne in zanesljive. Vendar podjetje Home Skinovations Ltd ne prevzema nobene odgovornosti za njihovo uporabo. Prav tako ne predstavljajo podelitve licence niti se licenca ne podeli na noben drug način v okviru katerega koli patenta ali patentnih pravic podjetja Home Skinovations Ltd.

Nobenega dela tega dokumenta ni dovoljeno razmnoževati ali prenašati s kakršnimi koli sredstvi, elektronskimi ali mehanskimi, za noben namen, brez izrecnega pisnega dovoljenja podjetja Home Skinovations Ltd. Podatki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Podjetje Home Skinovations Ltd ima patente in tekoče vloge za patente, blagovne znamke, avtorske pravice ter druge pravice intelektualne lastnine, ki so predmet tega dokumenta. S predložitvijo tega dokumenta ne prejmete nobene licence do teh patentov, blagovnih znamk, avtorskih pravic ali drugih pravic intelektualne lastnine, razen kot je izrecno navedeno v kakršnem koli pisnem soglasju podjetja Home Skinovations Ltd. Tehnični podatki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Logotipa Silk'n in Silk'n sta registrirani blagovni znamki družbe Home Skinovations Ltd.

InnoEssentials International, Donk IB, 2991 LE Barendrecht, Nizozemska
www.silkn.eu – info@silkn.com

Kazalo

1.	Vsebina paketa/deli naprave	103
2.	Tehnologije	103
3.	Splošne informacije	104
3.1	Branje in shranjevanje uporabniškega priročnika	104
3.2	Razlaga simbolov.....	105
4.	Varnost	106
4.1	Pravilna uporaba	106
4.2	Varnostna navodila.....	107
5.	Preverjanje odstranjevalca dlačic in vsebine paketa....	118
6.	Uporaba.....	119
6.1	Namigi za uporabo.....	119
6.2	Izbira nastavitve energije	121
6.3	Senzor barve kože	122
6.4	Priključitev odstranjevalca dlačic.....	122
6.5	Uporaba odstranjevalca dlačic.....	123
6.6	Izklop odstranjevalca dlačic	125
6.7	Stranski učinki in zapleti	126
7.	Čiščenje in shranjevanje.....	128
8.	Odpravljanje težav.....	129
9.	Tehnični podatki	130
10.	Odstranjevanje.....	131
10.1	Odstranjevanje embalaže.....	131
10.2	Odstranjevanje odstranjevalca dlačic.....	132
11.	Informacije o garanciji	132

1. Vsebina paketa/deli naprave*

- 1 Priključna vtičnica za priključni kabel
- 2 Omrežni adapter
- 3 Priključni kabel z vtičem naprave
- 4 Gumb za vklop z indikatorjem
 - Indikatorski simbol 1–5 : nastavitve energije
 - Indikatorski simbol ⚡: "Pripravljen"/"opozorilni signal za tip kože"
- 5 Senzor barve kože
- 6 Obdelovalno območje
- 7 Sprožilnik impulza
- 8 Čistilna krpicica (brez ilustracije)

*glejte **sl. A**

2. Tehnologije

Dolgotrajno odstranjevanje dlačic na osnovi svetlobne energije:

dolgoročno preprečuje rast dlačic na zelenih telesnih regijah z uporabo izbirne fototermolize in na podlagi tega sproščene optične energije.

Tehnologija Home Pulsed Light™: zmanjša porabo energije, ki je potrebna za odstranjevanje dlačic, glede na primerljive modele za odstranjevanje dlačic in tako poveča splošno varnost uporabe.

Senzor barve kože: ščiti kožo z zaznavanjem pigmentacije območja kože, ki bo obdelano, in sproži svetlobni impulz le, če je pigmentacija kože primerna za obdelavo. Ker je obdelovalno območje znotraj naprave, je preprečen neposredni stik s kožo, hkrati pa je koža tudi zaščitena.

Varnostna funkcija za zaščito oči: zagotavlja, da je svetlobni impulz sprožen le, če obstaja stik med obdelovalnim območjem in tkivom, ni pa sprožen, če je naprava usmerjena v zrak.

SI

3. Splošne informacije

3.1 Branje in shranjevanje uporabniškega priročnika



Ta uporabniški priročnik je del odstranjevalca dlačic na osnovi svetlobne energije Glide (v nadaljevanju: »odstranjevalec dlačic«). Vsebuje pomembne informacije o nastavitvi in uporabi.

Pred uporabo odstranjevalca dlačic skrbno preberite uporabniški priročnik. To velja zlasti za varnostna navodila. Če tega uporabniškega priročnika ne upoštevate, lahko pride do resnih telesnih poškodb ali škode na odstranjevalcu dlačic.

Uporabniški priročnik temelji na standardih in pravilih, ki so v veljavi v Evropski uniji. Ko ste v tujini, je treba upoštevati tudi specifične smernice in zakone v zadevni državi.

Shranite uporabniški priročnik za prihodnjo uporabo. V primeru predaje tretjim osebam, obvezno priložite ta uporabniški priročnik.

3.2 Razlaga simbolov

Naslednji simboli in opozorilne besede so uporabljeni v tem uporabniškem priročniku, na odstranjevalcu dlačic ali na embalaži.

OPOZORILO!

Ta opozorilni simbol/beseda označuje nevarnost z zmerno stopnjo tveganja, ki lahko povzroči smrt ali resne telesne poškodbe, če ni preprečena.

OBVESTILO!

Ta opozorilna beseda opozarja na morebitno škodo na premoženju.



Ta simbol vam zagotavlja uporabne dodatne informacije o ravnanju z izdelkom in njegovi uporabi.



Izjava o skladnosti: Izdelki, označeni s tem simbolom, izpolnjujejo vse zahteve iz predpisov Skupnosti, ki veljajo v Evropskem gospodarskem prostoru.



Ta simbol identificira omrežni adapter kot napravo, ki sodi v razred zaščite 2.



Naprave, označene s tem simbolom, so primerne le za uporabo v suhih notranjih prostorih.



Odstranjevalca dlačic ne uporabljajte v bližini kadi, prh, umivalnikov ali drugih vsebnikov, napolnjenih z vodo.

4. Varnost

4.1 Predvidena uporaba

Odstranjevalec dlačic je predviden le za dolgotrajno odstranjevanje neželenih telesnih dlačic pod pazduhami, na območju bikinija ter na rokah, nogah, obrazu, hrbtu, ramah in prsnem košu. Ni ga dovoljeno uporabljati na otrocih ali živalih.

Odstranjevalec dlačic ni medicinski pripomoček; predviden je izključno za kozmetično obdelavo in le za uporabo v suhih notranjih prostorih. Odstranjevalec dlačic je predviden le za zasebno uporabo in ni primeren za komercialno ali terapevtsko uporabo.

Metoda dolgotrajnega odstranjevanja dlačic na osnovi svetlobne energije ni primerna za vsak tip kože ali dlačic. Bodite pozorni na 2. stran v tem uporabniškem priročniku, ko uporabljate tabelo z navedbami o dlačicah in barvi kože, ter, če je treba, poiščite dodatne informacije in posamezne nasvete na spletnem mestu www.silkna.eu ali jih pridobite pri službi za pomoč strankam prek navedenega naslova servisa.

Odstranjevalec dlačic uporabljajte le tako, kot je opisano v tem uporabniškem priročniku. Vsakršna druga raba bo obravnavana kot neskladna z navodili in lahko povzroči škodo na premoženju ali telesne poškodbe oseb.

Proizvajalec ali dobavitelj ne prevzema nobene odgovornosti za škodo ali telesne poškodbe, do katerih pride zaradi nepravilne ali neprimerne uporabe.

4.2 Varnostna navodila

OPOZORILO! NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA!

- Odstranjevalec dlačic priključite le, če omrežna napetost vtičnice ustreza podatkom na tipski ploščici omrežnega adapterja.
- Odstranjevalec dlačic priključite le na zlahka dostopno vtičnico, tako da ga lahko hitro odklopite od omrežja, če pride do okvare.
- Odstranjevalca dlačic ne uporabljajte, če je vidno poškodovan ali če je poškodovan priključni kabel ali omrežni adapter.
- Odstranjevalca dlačic ne uporabljajte v okoljih, kjer obstaja nevarnost eksplozije.
- Takoj prenehajte z uporabo, če zaznate ali opazite dim ali okvare med delovanjem.
- Ne odpirajte ohišja; namesto tega naj popravilo izvede usposobljeni strokovnjak. V ta namen se

obrnite na ustrezno kvalificirano delavnico. Odškodninski in garancijski zahtevki so izključeni, če popravila izvaja uporabnik, če je naprava nepravilno priključena ali ne deluje pravilno.

- Pri popravilih je dovoljeno uporabiti le dele, ki so skladni z izvirnimi informacijami o napravi. Ta odstranjevalec dlačic vsebuje električne in mehanske dele, ki so bistveni za zaščito pred viri nevarnosti.
- Odstranjevalec dlačic uporabljajte le s priloženim omrežnim adapterjem.
- Poškodovanega priključnega kabla ni mogoče zamenjati; zamenjati je treba celoten omrežni adapter.
- Odstranjevalca dlačic ne uporabljajte z zunanjim časovnikom ali ločenim sistemom daljinskega upravljanja.

- Odstranjevalca dlačic, priključnega kabla ali omrežnega adapterja ne potaplajte v vodo ali katero koli drugo tekočino.
- Odstranjevalca dlačic ne približujte vodi! Odstranjevalca dlačic ne uporabljajte v bližini kadi, umivalnikov ipd. ali nad njimi.
- Odstranjevalec dlačic je dovoljeno uporabljati le v suhih notranjih prostorih; ne uporabljajte ga v kopalnici.
- Omrežnega adapterja se nikoli ne dotikajte z mokrima rokama.
- Omrežnega adapterja nikoli ne vlecite iz vtičnice tako, da primete priključni kabel; namesto tega ga vedno povlecite tako, da primete omrežni adapter.
- Odstranjevalca dlačic, omrežnega adapterja in priključnega kabla ne približujte odprtemu ognju in vročim površinam.

- Priključni kabel položite tako, da ne predstavlja nevarnosti spotikanja.
- Priključnega kabla ne prepogibajte ali polagajte prek ostrih robov.
- Električne naprave nikoli ne prijemajte, če je padla v vodo. V takšnem primeru takoj izključite omrežni adapter iz vtičnice.
- Prepričajte se, da otroci v odstranjevalec dlačic ne vtikajo nobenih predmetov.
- Če odstranjevalca dlačic ne uporabljate, ga nameravate očistiti ali če pride do okvare, ga vedno izklopite in izvlecite omrežni adapter iz vtičnice.

! OPOZORILO! NEVARNOST ZA OTROKE IN OSEBE Z OMEJENIMI FIZIČNIMI, ZAZNAVNI MI ALI UMSKIMI SPOSOBNOSTMI (NPR. OSEBE Z DELNO INVALIDNOSTJO ALI STAREJŠE OSEBE Z ZMANJŠANIMI FIZIČNIMI IN UMSKIMI SPOSOBNOSTMI) ALI S POMANJKANJEM

ZNANJA IN IZKUŠENJ (NPR. STAREJŠI OTROCI).

- Odstranjevalec dlačic ni predviden za uporabo s strani oseb z zmanjšanimi duševnimi, zaznavnimi ali umskimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, razen če jih nadzira oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost, in so bile poučene o varni uporabi odstranjevalca dlačic. Upoštevajte, da osebe z invalidnostjo oz. invalidne osebe morda ne bodo opazile, ko postane prevroč.
- Odstranjevalca dlačic ne smejo uporabljati otroci oz. ga ni dovoljeno uporabljati na njih. Ne dovolite, da bi otroci uporabljali odstranjevalec dlačic, in ne uporabljajte ga na njih.
- Otroci se z odstranjevalcem dlačic ne smejo igrati. Otroci naprave ne smejo čistiti in vzdrževati.
- Odstranjevalec dlačic in omrežni adapter hranite zunaj dosega otrok.

- Prepričajte se, da se otroci ne igrajo s plastično embalažo. Lahko bi se poškodovali z embalažnim materialom ali pogoltnili majhne dele in se zadušili.



OPOZORILO! TVEGANJE ZA ZDRAVJE ZARADI NEPRIMERNE UPORABE!

- Odstranjevalca dlačic ne uporabljajte:
 - dče ste noseči ali dojite;
 - na območjih okrog bradavičk, spolovil ali ustnic;
 - na tetovirani koži;
 - če ste trajno naličeni ali imate na koži temnorjave/črne pike, npr. pegice, znamenja ali bradavice na območju kože;
 - če imate na območju kože izpuščaj, luskavico, lezije, odprte rane ali aktivne okužbe, npr. virusne mehurčke (herpes);

- če imate v anamnezi ulceracijo, katere posledice so brazgotine, znano občutljivost na svetlobo (fotosenzitivnost), ali če jemljete zdravila, ki povečajo občutljivost kože na svetlobo;
- v primerih patoloških stanj kože, ki jih npr. povzroči diabetes, druge splošne bolezni ali presnovne bolezni;
- če imate v anamnezi izbruhe herpesa na zadevnem območju na koži;
- v primerih epilepsije;
- če imate kakršno koli bolezen, povezano z občutljivostjo na svetlobo, npr. polimorfno fotodermatozo, koprivnico, lupus ali podobne bolezni;
- če ste imeli v preteklosti kožnega raka ali predele z morebiti malignimi kožnimi tumorji;

- če ste v preteklih 3 mesecih prejeli radioterapijo ali kemoterapijo;
- če ne morete pravilno zaznavati toplote; npr. zaradi določenih bolezni;
- Če ste v dvomih, se posvetujte z zdravnikom ali dermatologom!
- Odstranjevalec dlačic uporabljajte le po posvetu s svojim zdravnikom, če ste bili zdravljeni s predpisanimi zdravili v zadnjih 6 mesecih.

⚠ OPOZORILO! NEVARNOST POŠKODB, STRANSKIH UČINKOV IN ZAPLETOV PRI NEPRIMERNI UPORABI!

- Nastavitev energije nastavite previdno! Ko je povečana intenzivnost, se izboljšša odstranjevanje dlačic, vendar se poveča nevarnost stranskih učinkov in zapletov (glejte poglavje »Stranski učinki in zaplet«).
- Svojo prvo uporabo vedno začnite z najnižjo nastavitvijo energije (I). Pri naslednji obdelavi povečajte

nastavitev energije le za eno raven in le, če pri prejšnji uporabi ali po njej niste imeli nobenih težav.

- Isto območje na koži obdelajte največ enkrat med sejo odstranjevanja dlačic!
- Preprečite prekrivanje svetlobnih impulzov!
- Takoj prenehajte uporabljati napravo, če se na vaši koži pojavijo mehurčki ali če vas koža peče!
- Če uporabljate višjo nastavitev energije od 1, obdelanih območij na koži ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi več kot 15 minut med uporabo in jih ne izpostavljajte sončni svetlobi pri difuzni svetlobi (npr. ko ste v senci) več kot eno uro. Obdelano kožo skrbno zaščitite s kremo za sončenje (zaščitni faktor 30 ali več) med uporabo in najmanj 2 tedna po zadnji uporabi.
- Pri porjaveli koži in po sončenju (vklj. s solarijem) uporabite najvišjo nastavitev energije 1. Nikoli ne

uporabljajte nastavitve energije 2–5. Izogibajte se neposredni sončni svetlobi in solarijem vsaj 4 tedne pred obdelavo!

- Odstranjevalca dlačic ne uporabljajte, če imate naravno temno kožo. Obstaja nevarnost opeklin, mehurčkov ali sprememb barve kože (hiperpigmentacija ali hipopigmentacija).
- Bele ali svetlejšje dlačice lahko vplivajo na učinkovitost odstranjevalca dlačic.
- Bodite pozorni na tabelo z navedbami o dlačicah in barvi kože (2. stran v tem uporabniškem priročniku).
- Območje na koži, ki ga boste obdelali, obrijte, če opazite prisotnost dlačic ali strnišče. Ne uporabljajte epilatorja in ne odstranjajte dlačic s pinceto.
- Prepričajte se, da je območje na koži, ki bo obdelano, čisto in suho pred vsako uporabo.
- Pred uporabo ne uporabljajte vnetljivih tekočin, npr.

alkohola (vključno s parfumi, razkužili ali podobnimi izdelki, ki vsebujejo alkohol) ali acetona, za čiščenje območja na koži, ki bo obdelano.

- Odstranjevalca dlačic ne uporabljajte na območjih na telesu, kjer bi pozneje morda želeli imeti dlačice.
- Takoj prenehajte uporabljati odstranjevalec dlačic in ga odstranite s kože, če se koža ali odstranjevalec dlačic preveč segreje.
- Če uporabljate odstranjevalec dlačic, se lahko začasno spremeni pigmentacija (glejte poglavje "Stranski učinki in zapleti").



OPOZORILO! NEVARNOST TELESNIH POŠKODB!

- Svetlobni bliski lahko poškodujejo vaše oči. Zato nikoli ne gledajte neposredno v svetlobo, ki izhaja iz obdelovalnega območja.
- Zlasti bodite previdni, če uporabljate odstranjevalec dlačic za odstranjevanje obraznih dlačic.

Nikoli ga ne uporabljajte na očeh ali v bližini oči. Če uporabljate odstranjevalec dlačic na očeh, lahko pride do resnih poškodb oči.

- Odstranjevalca dlačic ne približujte očem!

5. Preverjanje odstranjevalca dlačic in vsebine paketa

OBVESTILO! NEVARNOST POŠKODB!

- Če pri odpiranju paketa z ostrim nožem ali drugimi koničastimi predmeti niste previdni, lahko hitro poškodujete odstranjevalec dlačic. Pri odpiranju embalaže bodite zelo previdni.
1. Odstranjevalec dlačic in dodatke odstranite iz embalaže.
 2. Prepričajte se, da je dostavljeni paket popoln (glejte **sl. A**).
 3. Preverite, ali je na odstranjevalcu dlačic ali posameznih delih prisotna kakršna koli poškodba. Če je tako, odstranjevalca dlačic ne uporabljajte. Obrnite se na proizvajalca na naslovu servisa, ki je naveden na garancijski kartici.

6. Uporaba

6.1 Namigi za uporabo

Proizvajalec priporoča naslednji načrt obdelave:

- Prve 4 seje odstranjevanja dlačic izvajajte v približno 2-tedenskih intervalih.
- Seje 5–7 izvedite v približno 4-tedenskih intervalih.
- Nato občasno uporabljajte odstranjevalec dlačic, dokler ne dosežete zadovoljivega dolgotrajnega učinka.
- Upoštevajte, da se rezultat ne izboljša, če obdelate eno območje na telesu pogosteje kot vsaka 2 tedna.
- Po uporabi zabeležite, katera je zadnja nastavitev energije, ki ste jo uporabili, tako da lahko odstranjevalec dlačic uporabite s to nastavitvijo naslednjic ali pa po potrebi uporabite višjo nastavitev.
- Da bi dosegli želeni rezultat pri odstranjevanju dlačic, je treba območje predhodno obriti. Dlačic ne odstranjajte z voskom, z uporabo epilatorja in s pinceto.
- Umsko ločite območje kože, ki bo obdelano, na (nevidne) odseke. Začnite v enem »kotu« in postavite svetlobni impulz ob svetlobni impulz. Obdelovalno območje je načrtovano tako, da za seboj pušča rahle pritisne točke in vam tako olajša pravilno postavljanje odstranjevalca dlačic za naslednji svetlobni impulz.

- Če ste odstranjevalec dlačic na koži uporabljali le z nastavitvijo energije 1, lahko obdelana območja kože brez skrbi izpostavite soncu. Toda obdelanih območij kože ne izpostavljajte soncu, če ste odstranjevalec dlačic uporabljali z nastavitvijo energije 2 ali več. Obdelano kožo skrbno zaščitite s kremo za sončenje (zaščitni faktor 30 ali več) med uporabo in vsaj 2 tedna po zadnji seji odstranjevanja dlačic.

Pri uporabi odstranjevalca dlačic bodo uporabniki ponavadi izkusili naslednje:

- Brnenje primerljivo brnenju sušilnika las. To je ventilator za hlajenje odstranjevalca dlačic.
- Pok ob vsakem sproženju svetlobnega impulza. To povzroči sprožitev svetlobnega bliska.
- Rahel pritisk na obdelovalnem območju. Oznake, ki jih ustvari tlak na koži, vam olajšajo usmerjanje naslednjega svetlobnega impulza, ko uporabljate metodo pulziranja.
- Občutek toplote in skelenja na obdelanem območju kože. Če začitite nežen občutek toplote in ščemenje zaradi svetlobne energije, je to normalno.
- Rahlo rdeče ali rožnato obarvana koža. Rahlo obarvanje, zlasti okrog korenin dlačic, je normalno. Toda odstranjevalec dlačic prenehajte uporabljati takoj, ko opazite popolno pordelost kože, nastajanje mehurčkov ali opekline.

6.2 Izbira nastavitve energije

Intenzivnost svetlobnega impulza določa raven energije, ki je oddajana na območje kože, ki bo obdelano. Odstranjevalec dlavic ima 5 nastavitvev energije in se vklopi samodejno z najnižjo nastavitvijo energije (1). Nato lahko postopoma povečate nastavitvev energije v skladu s tipom kože in vašimi izkušnjami.

Na začetku vsake uporabe začnite s preskušanjem regij kože, ki bodo obdelane:

1. Vedno začnite z najnižjo nastavitvijo energije (1).
2. Če na obdelanem območju ne začutite nobene rahle bolečine po sprožitvi svetlobnega impulza, povečajte intenzivnost svetlobnega impulza tako, da preklopite na nastavitvev energije 2 in sprožite naslednji svetlobni impulz na drugem zadevnem območju kože.
3. Postopoma povečajte nastavitvev energije do stopnje, za katero še vedno čutite, da je primerna za uporabo.
4. Če po poteku ene ure po zaključku uporabe ne pride do nobenih težav, lahko nadaljujete z uporabo na preskušnem območju kože s to nastavitvijo energije.
5. Ta preskus izvedite za vsako območje kože, ki ga želite obdelati.

6.3 Senzor barve kože

Odstranjevanje dlačic na osnovi svetlobe lahko povzroči stranske učinke pri temnejših tipih kože, npr. opekline, nastajanje mehurčkov in spremembe barve kože (hiperpigmentacija ali hipopigmentacija). Zato ima odstranjevalec dlačic senzor barve kože **5** ki zazna pigmentacijo kože na začetku vsake uporabe in med njo. Senzor barve kože preprečuje sprostitve svetlobnega impulza, če je koža pretemna za varno uporabo.

- Če se senzor barve kože odzove med obdelavo in prepreči sprostitve svetlobnega impulza, poskusite odstranjevalec dlačic uporabiti na drugem območju telesa, če je treba, ali pa se obrnite na našo službo za pomoč strankam.


6.4 Priključitev odstranjevalca dlačic


- Vtič **3** priključnega kabla naprave vstavite v priključno vtičnico **1** odstranjevalca dlačic.
- Omrežni adapter **2** vtaknite v zlahka dostopno vtičnico, da povežete odstranjevalec dlačic z virom napajanja.

Luči vseh indikatorskih simbolov zasvetijo zaporedoma na indikatorju gumba za vklop **4** in opozorijo, da je odstranjevalec dlačic pripravljen na uporabo.

6.5 Uporaba odstranjevalca dlačic

OPOZORILO! NEVARNOST TELESNIH POŠKODB!

- Isto območje na koži obdelajte največ enkrat med sejo odstranjevanja dlačic.
 - Takoj prenehajte uporabljati napravo, če se na vaši koži pojavijo mehurčki ali če vas koža peče!
 - Pred uporabo preberite varnostna navodila in namige za uporabo!
1. Pred uporabo se prepričajte, da je relevantno območje pobrito, čisto in suho ter da na njem ni nobenih sredstev proti potenju in deodorantov.
 2. Gumb za vklop  per 1–2 pridržite za 1–2 sekundi, da vklopite odstranjevalec dlačic.

Odstranjevalec dlačic začne brneti. Luč na indikatorskem simbolu I neprekinjeno sveti zeleno in označuje, da odstranjevalec dlačic deluje z nastavitvijo energije I. Kmalu zatem zasveti luč na indikatorskem simbolu  oranžno.
 3. Po potrebi pritisnite večkrat gumb za vklop, da spremenite nastavev energije. Svetloba izbrane nastavitve energije in vse nastavitve energije pod njo svetijo neprekinjeno zeleno.

Vrsta uporabe se razlikuje glede na izbrano nastavitev energije:

- Metoda drsenja, ko je izbrana nizka nastavitev energije.
 - Metoda pulziranja, ko je izbrana visoka nastavitev energije.
4. Uporabljajte v skladu s posamezno metodo in nastavitvijo energije, kot je opisano v nadaljevanju.

SI

Uporaba z metodo drsenja



Če svetlobni impulz ni sprožen s pritiskom na sprožilnik impulza in začne luč na indikatorskem simbolu ⚡ i hitro utripati, je prišlo do odziva sensorja barve kože, ker je območje kože pretemno za varno uporabo.

1. Obdelovalno območje **6** postavite v celoti na območje kože, ki bo obdelano, in izvedite preskus s stalnim, nežnim pritiskom.

Indikatorski simbol ⚡ začne utripati počasneje na gumbu za vklop **4**.

2. Večkrat pritisnite sprožilnik impulzov **7** ter počasi in previdno premikajte odstranjevalec dlačic po celotnem območju kože, ki bo obdelano. Obdelovalno območje mora vedno ohraniti stik s kožo med postopkom.

Odstranjevalec dlačic začne z manjšo zamudo sproščati neprekinjene svetlobne impulze. Pri nizkih nastavitvah energije potrebuje odstranjevalec dlačic približno 1–1,5 sekunde med posameznimi svetlobnimi impulzi, da se znova napolni in sprosti impulz.

Uporaba z metodo pulziranja



Če svetlobni impulz ni sprožen s pritiskom na sprožilnik impulza in začne luč na indikatorskem simbolu ⚡ hitro utripati, je prišlo do odziva senzorja barve kože, ker je območje kože pretemno za varno uporabo.

1. Obdelovalno območje **6** postavite v celoti na območje kože, ki bo obdelano, in izvedite preskus s stalnim, nežnim pritiskom.

Indikatorski simbol ⚡ začne utripati počasneje na gumbu za vklop **4**.

2. Pritisnite sprožilnik impulzov **7**.

Z manjšo zamudo je sprožen svetlobni impulz. Ko je svetlobni impulz sprožen, se luč na indikatorskem simbolu ⚡ izklopi.

3. Obdelovalno območje postavite na območje kože, ki bo naslednje na vrsti za obdelavo.

Indikatorski simbol ⚡ začne znova počasi utripati in označuje, da je odstranjevalec dlačic pripravljen na sprostitve naslednjega svetlobnega impulza.

4. Nadaljujte z uporabo na vseh zelenih območjih kože, kot je opisano v korakih 1–3.

6.6 Izklop odstranjevalca dlačic

1. Gumb za vklop **4** pridržite za 1–2 sekundi, da izklopite odstranjevalec dlačic.

Brnenje se ustavi in luči vseh indikatorskih simbolov zasvetijo zaporedoma na indikatorju gumba za vklop.

2. Omrežni adapter **2** izključite iz vtičnice, da prekinete napajanje odstranjevalca dlačic.
3. Odstranjevalec dlačic očistite tako, kot je opisano v poglavju “Čiščenje in shranjevanje”.

SI

6.7 Stranski učinki in zapleti

Če odstranjevalec dlačic uporabljate v skladu s tem uporabniškim priročnikom, ne bi smelo priti do nobenih stranskih učinkov ali zapletov na podlagi uporabe. Toda metode kozmetične obdelave, kot so te, vsebujejo vedno nekaj tveganja.

- Če opazite stranske učinke ali zaplete, opisane tukaj, ali katere koli druge učinke ali zaplete, takoj obiščite zdravnika.

Možni stranski učinki

- Med uporabo začutijo številni uporabniki rahlo nelagodje, ki je ponavadi opisano kot rahel zbadajoč občutek na obdelanih območjih na koži. Ta zbadajoči občutek traja ponavadi le med uporabo ali pa se po uporabi nadaljuje nekaj minut.
 - Če začutite bolečino ali kar koli podobnega, ki presega to rahlo nelagodje, takoj zmanjšajte intenzivnost svetlobnega impulza tako, da odstranjevalec dlačic nastavite na nižjo nastavitev energije. Takoj

prenehajte uporabljati odstranjevalec dlačic, če že uporabljate najnižjo nastavitev energije (1), se bolečina intenzivira ali če niste prepričani.

- Vaša koža se lahko po uporabi ali v naslednjih 24 urah obarva rdeče. Ta rdečica bi morala ponavadi izginiti v 24 urah.
 - Če rdečica traja 2–3 dni in ne uplahne samodejno, obiščite zdravnika.
- Na podlagi uporabe odstranjevalca dlačic postane obdelana koža bolj občutljiva in je lahko nekaj časa suha in luskasta.
- Pri obdelanih območjih kože obstaja tveganje za hiperpigmentacijo (povečana koncentracija pigmenta ali rjavo obarvanje) ali hipopigmentacijo (bledenje). Tveganje za spreminjanje pigmentacije kože je višje pri ljudeh s temnejšo barvo kože kot pri ljudeh s svetlejšo barvo kože. Obarvanje in spremembe kožnega pigmenta ponavadi nastanejo začasno, medtem ko redko pride do trajne hiperpigmentacije ali hipopigmentacije.
- V redkih primerih se lahko obdelana koža močno obarva rdeče in pride do oteklin, vendar to pogosteje vpliva na občutljive predele na telesu.
 - Če rdečico in otekline zdravite s pogostim nanašanjem ledu, mora rahla bolečina izginiti v 2–7 dneh. V tem času lahko nežno čistite območje, vendar ne smete kože izpostavljati neposredni sončni svetlobi.
- V zelo redkih primerih lahko pride na koži do opeklin ali ran. V izjemno redkih primerih lahko po zdravljenju ostanejo trajne brazgotine.

7. Čiščenje in shranjevanje


OBVESTILO! NEVARNOST POŠKODB!

- Pred čiščenjem vedno izvlecite omrežni adapter iz vtičnice in počakajte, da se odstranjevalec dlačic popolnoma ohladi.
- Odstranjevalca dlačic nikoli ne potaplajte v vodo ali druge tekočine. Prepričajte se, da v ohišje ne vdre niti voda niti druga tekočina.
- Ne uporabljajte nobenih agresivnih čistil, ščetk s kovinskimi ali najlonskimi ščetinami ali kakršnih koli ostrih ali kovinskih čistilnih pripomočkov, kot so noži, trda strgala ipd.
- Po vsaki uporabi očistite odstranjevalec dlačic.
- Omrežni adapter **2** izključite iz odstranjevalca dlačic tako, da vtič naprave **3** izvlečete iz priključne vtičnice **1**.
- Previdno obrišite odstranjevalec dlačic, zlasti obdelovalno območje, s priloženo čistilno krpico **8**.

- Odstranjevalec dlačic in omrežni adapter shranite v izvorni embalaži na suhem mestu, ki je zunaj dosega otrok. Odstranjevalca dlačic ne izpostavljajte ekstremnim temperaturam ali neposredni sončni svetlobi.

8. Odpravljanje težav

Okvara	Morebitni vzrok in rešitev
Odstranjevalec dlačic se ne vklopi.	Prepričajte se, da je omrežni adapter pravilno priključen na odstranjevalec dlačic in vtičnico.
Ko je sprožilnik impulzov pritisnjen, ni sprožen noben svetlobni impulz.	<p>Prepričajte se, da je celotno obdelovalno območje nenehno pritisnjeno na kožo. Oranžna luč indikatorskega simbola ⚡ mora utripati počasi. Če med obdelovalnim območjem in kožo ni stika ali je nezadosten, luč neprekinjeno sveti in varnostno stikalo prepreči sprožitev svetlobnega impulza.</p> <p>Če oranžna luč indikatorskega simbola ⚡ utripa hitro med pritiskanjem obdelovalnega območja na območje za obdelavo, je odtenek vaše kože pretemen za varno uporabo. Odstranjevalec dlačic po potrebi poskusite uporabiti na drugem območju na telesu ali pa se obrnite na našo službo za pomoč strankam.</p> <p>Če oranžna luč indikatorskega simbola ⚡ trajno sveti in zasveti tudi ena ali več drugih indikatorskih luči nastavitve energije, je prišlo do napake v sistemu. Obrnite se na našo službo za pomoč strankam.</p>

Če oranžna luč indikatorskega simbola  in vse zelene luči nastavitev energije utripajo hkrati, je odstranjevalec dlačic dosegel konec svoje življenjske dobe (najv. število svetlobnih impulzov). Odstranjevalec dlačic izključite iz vira napajanja in ga zavržite v skladu s trenutnim predpisi (glejte poglavje "Odstranjevanje").

9. Tehnični podatki

Model:	AS104486A
Raven energije:	max. 4 J/cm ²
Valovna dolžina:	475–1200 nm
Hitrost:	
Nastavitev energije 1	en impulz vsake 1,5 sekunde
Nastavitev energije 2	en impulz vsake 2 sekunde
Nastavitev energije 3	en impulz vsake 2,5 sekunde
Nastavitev energije 4	en impulz vsake 3 sekunde
Nastavitev energije 5	en impulz vsake 3,5 sekunde
Velikost območja na koži za obdelavo:	0,9 cm × 3 cm (2,7 cm ²)
Temperatura okolja:	
Delovanje:	od +10 do +35 °C
Shranjevanje:	od –40 do +70 °C

Relativna vlažnost zraka:

Delovanje:

od 30 do 75 % rV

Shranjevanje:

od 10 do 90 % rV

Atmosferski tlak:

Delovanje:

od 700 hPa do 1.060 hPa

Shranjevanje:

od 500 hPa do 1.060 hPa

Omrežni adapter

Model:

KSA24A1200150HE

Vhodna napetost:

100–240 V~; 50/60 Hz

Vhodni tok:

0,5 A

Izhodna napetost:

12 V 

Izhodni tok:

1,5 A

Stopnja zaščite:

II 

10. Odstranjevanje

10.1 Odstranjevanje embalaže



Embalažo zavrzite ločeno v skladu z njeno vrsto. Lepenko in karton zavrzite kot odpadni papir in plastiko prek zbirnega centra za reciklažni material.

10.2 Odstranjevanje odstranjevalca dlačic

(Velja na območju Evropske unije in drugih držav s sistemi za ločeno odlaganje reciklažnih materialov med odpadke).



Odpadnih naprav ni dovoljeno zavreči med gospodinjske odpadke.

Če odstranjevalca dlačic ni več mogoče uporabljati, ga zavržite v skladu z veljavnimi predpisi v vaši regiji ali državi. Na ta način je zagotovljeno, da so odpadne naprave reciklirane na strokoven način, in so onemogočene negativne posledice za okolje. Zato je električna oprema označena s simbolom, prikazanim tukaj.

II. Informacije o garanciji

V skladu z evropskimi predpisi in zakoni je za ta izdelek izdana 3-letna garancija. Obseg garancije za ta izdelek je omejen na tehnične okvare, ki jih povzročijo nepravilni proizvodni postopki. Če želite uveljavljati garancijo, se za navodila obrnite na našo službo za pomoč strankam.

Morda vam bodo lahko pomagali odpraviti težavo, ne da bi vam bilo treba izdelek vrniti trgovini ali ga predati našemu servisnemu centru. Naša služba za pomoč strankam vam vedno z veseljem pomaga!

SI



1909 012 M4U11



InnoEssentials International
Donk 1B, 2991 LE Barendrecht
The Netherlands

InnoEssentials Deutschland GmbH
Bahnhofstr. 7, 49685 Emstek
Deutschland

www.silkn.eu • info@silkn.com



© 2019 Home Skinovations Ltd. Alle Rechte vorbehalten.
SILK'N und das SILK'N-Logo sind eingetragene Warenzeichen
der Home Skinovations Ltd.



PB11638A