

faceLITE

 the beauty specialists

ENGLISH	4
FRANÇAIS	10
DEUTSCH	16
NEDERLANDS	22
ESPAÑOL	28
PORTUGUÊS	34
ITALIANO	40



WARNINGS

- **Please read all instructions thoroughly and retain for future reference.**
- This appliance can be used by children aged 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and maintenance shall not be made by children without supervision.
- This appliance is only to be used with the mains adapter supplied SK01T-0500100Z. Detachable PSU IEC 60417-6181.
- If the power lead or AC/DC adapter are damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or similarly qualified person in order to avoid a hazard. Contact Customer Care to arrange a replacement.
- Do not immerse product in water. Do NOT use solvents or abrasive cleaners.
- Do NOT use this product if it is not working properly, or if it has been dropped or damaged.
- DO NOT use faceLITE if you are taking any medication that can cause photosensitivity. If you use faceLITE and you are taking any medication that can cause photosensitivity you may cause a severe skin reaction.
- Photosensitivity is a common side effect of various medications. These can include certain antibiotics, chemotherapy drugs, and diuretics. If you are unsure about any medication you may be taking consult your healthcare provider.
- DO NOT use faceLITE to treat any other conditions apart from those listed in the indications for use.
- DO NOT use faceLITE if you are pregnant, planning on becoming pregnant or breastfeeding. faceLITE has NOT been tested on pregnant or breast-feeding women and therefore the risk to the foetus, neonate or pregnant women is unknown.
- DO NOT use faceLite LED system if you suffer from Lupus erythematosus, photosensitive eczema or Albinism. If you use the faceLite LED system to treat Lupus erythematosus, photosensitive eczema or Albinism you may cause a severe skin reaction.
- DO NOT use faceLITE if you suffer from any photosensitive disorder (sensitization to light).
- Before using faceLITE you must carry out a sensitization test.

- DO NOT use faceLITE in any way that is not exactly as specified in these instructions for use.
- TURN OFF and REMOVE faceLITE immediately if it feels hot or your skin feels uncomfortably warm.
- Only use faceLITE with the proprietary Hydrogel masks recommended for or supplied for use with faceLITE. Other masks are available, but have not been tested with the faceLITE system.
- DO NOT use faceLITE without first removing creams, lotions or make-up. Some ingredients in these products may cause light sensitization or may reduce the effect of the treatment.
- NEVER use faceLITE near water or where water can be spilt onto the product. DO NOT use faceLITE if you think it has come into contact with water.
- Keep faceLITE away from HOT surfaces.
- DO NOT attempt to modify faceLITE in any way. Modifying faceLITE will void your warranty. faceLITE contains no serviceable parts.
- DO NOT use faceLITE if the mask, controller, charging cable are damaged in anyway.
- The faceLITE strap contains a mixture of polyester, nylon and lycra. If you are allergic to any of these materials, you may not be able to use the head strap provided.
- DO NOT use the faceLITE LED mask if you suffer from light induced headaches.
- Do not insert a plug front into a socket without the adapter connected.

INTRODUCTION

Due to the loss of collagen and elastic tissue as we age, the skin becomes thinner and drier and develops sags and wrinkles. Aging skin is also much more susceptible to the development of brown spots and pigmentation. Additionally the skin's dermis can lose from 20 to 80% of its thickness during the aging process.

faceLITE uses two proven wavelengths of light; 633nm (red light) and 830nm (near infra-red light). These wavelengths have been shown in clinical studies to stimulate collagen and elastin production cells through a process called photobiomodulation.

faceLITE has been designed to deliver light directly to the skin, ensuring that the maximum amount of light hits its cellular targets and is not wasted.

KNOW YOUR UNIT

- | | | | | | |
|---|----------------------|---|--|----|-------------|
| 1 | Face mask | 5 | USB-C socket | 8 | Head strap |
| 2 | Controller | 6 | USB socket | 9 | Carry bag |
| 3 | On/Off | 7 | Adaptor and four connectors, UK, EU, China and USA | 10 | Eye shields |
| 4 | LED indicator lights | | | | |

PATCH TEST

Before carrying out your first treatment you must carry out a sensitivity test (patch test).

1. Place faceLITE over your inner arm.
2. If at any time your skin feels HOT or uncomfortable STOP using the device immediately.
3. After the treatment wait at least 6 hours. If the skin on your inner arm appears red and/or itchy then faceLITE is unsuitable for you.

EYE SHIELDS

While the light used in your faceLITE is completely safe, you may find the lights quite bright. If you do find the LED lights a little bright, the optional eye shields can be used to for enhanced levels of comfort. The eye shields are easily fitted directly into the eye holes.




CHARGING

To charge faceLITE insert the power adaptor into the USB-C socket of the controller. Plug the AC/DC adapter into a mains power supply and turn it on. The 3 LEDs on the control unit will start to flash to indicate charging. When fully charged all three LEDs will be illuminated.

Note: Always recharge when the last LED starts to flash. faceLITE will not operate whilst charging.

GETTING STARTED

Before each use, with the device switched off, clean the faceLITE mask. See cleaning instructions. faceLITE comes with an adjustable strap that allows you to comfortably wear the mask.



TREATMENTS

For best results treat for 3-5 days a week for a minimum of 4 weeks. Maintenance treatments should be carried out as required, according to lifestyle and skin condition.

faceLITE Treatment:

1. Cleanse and exfoliate the skin to remove any traces of skincare.
2. To fit the mask, thread the strap through the holes on either side of the mask and join together using the hook and loop ends (see illustration above).
3. While the light used in your faceLITE is completely safe, you may find the lights quite bright. If you do find the LED lights a little bright, the optional eye shields can be used to for enhanced levels of comfort. The eye shields are easily fitted directly into the eye holes.
4. Place faceLITE device over the head and onto the face, adjust the strap if necessary.
5. Press the On/Off button to turn on. The device will automatically switch off after ten minutes. You may stop the treatment at any time by pressing the On/Off button.
6. At the end of the treatment remove the mask.
7. Apply your normal moisturiser and sunscreen.

Note: Immediately after treatment the skin may appear red. It should return to normal within 1-2 hours.

Hydrogel mask treatment (optional):

faceLITE can be combined with Hydrogel mask treatments for enhanced results and benefits. Please review any instructions supplied with the mask. The Hydrogel mask is applied after cleansing the skin and before placing faceLITE over the face. Remove the Hydrogel mask from the packaging and place directly on the skin. Smooth out any wrinkles or folds in the mask.

Use for the full 10 minute light treatment. The Hydrogel mask can be left on for up to 30 minutes.

CLEANING

Before each use, with the device switched off, clean the face mask following the cleaning instructions below.

1. Ensure that the device is NOT being charged when cleaning.
2. Clean the face mask with a water based wipe or damp clean cloth. Stubborn stains can be removed by wiping gently with 70% alcohol. DO NOT use any other cleansing products as these may damage the plastics.
3. Clean the controller with a damp clean cloth.

STORAGE

Store faceLITE at room temperature in dry conditions. Use the carry bag provided. Avoid storing faceLITE in dusty conditions, in direct sunlight or in damp and humid conditions.

TROUBLESHOOTING

Problem	Possible Cause	Solution
No red or infra-red light from faceLITE	Not charged	Plug the controller into the power adaptor making sure that the connectors are attached and leave charging until the three indicator LED's on the controller remain lit and do NOT flash.
No red or infra-red light from faceLITE.	Device connected to the mains.	Unplug USB-C connector from controller.
LEDs do NOT turn OFF after 10 minutes.	Device is faulty.	Return to your supplier.
LEDs flicker during treatment.	Device is faulty.	Return to your supplier.

DISPOSAL



The Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive (2012/19/EU) has been put in place to recycle products using best available recovery and recycling techniques to minimise the impact on the environment, treat any hazardous substances and avoid the increasing landfill. This product is classed as Electrical or Electronic equipment so please ensure that at the end of the life of this product it is disposed of in the correct manner in accordance with local authority requirements. It must NOT be disposed of with household waste.

SPECIFICATION

Controller Input: 5V 800mA 

Mask Input: 5V 450mA (CC)



This product complies with current EU product legislation.



This symbol indicates the USB connector.



Read these instructions carefully before use and then retain for future use.



This symbol means that the device uses a Lithium ion Polymer battery.



This product is for indoor use only.



Class III symbol (IEC 60417-5180)



This symbol means keep the device away from direct sunlight.



Class II insulation



Direct current



 Detachable PSU IEC 60417-6181

Weight: 366g (controller and face mask)

Operating Temperature:
0°C to 40°C

LEDs:

Red: 630nm +/-10nm.

Near Infra-red: 830nm +/-17.5nm

Storage and Transport Temperature:

-5°C to 55°C

Total Device Dimensions:

Facemask: 406mm max (w) x 196mm max (h)

Controller: 23mm max (dia) x 104mm (l)

Operating Humidity:

30% to 95% without condensation

Storage and Transport Humidity:

20% to 85% without condensation

Programme / treatment time:

10 minutes

CUSTOMER CARE

If you have any questions, please contact us at: online@riobeauty.com

To reorder additional accessories, please visit www.riobeauty.com or contact your local distributor.

GUARANTEE

To register your two year guarantee online, visit:
www.riobeauty.com/warranty_online.htm

UK RP: The Dezac Group Ltd, PO Box 17, Cheltenham Spa, England GL53 7ET

EU RP: The Dezac Group (Europe) B.V. Azura, Saturnusstraat 46-62, 2132 HB Hoofddorp, Netherlands

AVERTISSEMENTS

- **Veillez lire attentivement toutes les consignes et les conserver pour pouvoir vous y référer ultérieurement.**
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou présentant un manque d'expérience et de connaissances si ces enfants ou ces personnes sont supervisés ou ont reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les dangers potentiels. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Les enfants ne doivent ni nettoyer ni entretenir l'appareil sans surveillance.
- Cet appareil doit uniquement être utilisé avec l'adaptateur électrique fourni SK01T-0500100Z. Bloc d'alimentation IEC 60417-6181 amovible.
- Si le cordon d'alimentation ou l'adaptateur CA/CC est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou son représentant ou toute autre personne qualifiée, afin d'éviter tout danger possible. Contactez alors le service Après-vente pour procéder à un remplacement.
- Ne pas immerger l'appareil dans l'eau. Ne PAS utiliser de solvants ni de détergents abrasifs.
- Ne PAS utiliser cet appareil s'il ne fonctionne pas correctement ou s'il est tombé ou s'il est endommagé.
- NE PAS utiliser faceLITE si vous prenez des médicaments pouvant causer une photosensibilité. L'utilisation de faceLITE associée à la prise médicaments pouvant causer une photosensibilité peut provoquer une grave réaction cutanée.
- La photosensibilité est un effet indésirable commun de plusieurs médicaments. Parmi ceux-ci, on peut citer : certains antibiotiques, les produits de chimiothérapie et les diurétiques. Si vous avez des doutes quant à un médicament que vous prenez, veuillez consulter votre professionnel de santé.
- NE PAS utiliser faceLITE pour remédier à d'autres problèmes que ceux listés dans les indications d'utilisation.
- NE PAS utiliser faceLITE si vous êtes enceinte, si vous prévoyez de tomber enceinte ou si vous allaitez. faceLITE n'a PAS été testé sur les femmes enceintes ou qui allaitent : par conséquent, le risque pour fœtus, le nouveau-né ou une femme enceinte n'est pas connu.
- NE PAS utiliser le système à DEL faceLITE si vous souffrez d'un lupus érythémateux, d'eczéma photosensible ou d'albinisme. L'utilisation du système à DEL faceLite pour traiter un lupus érythémateux, un eczéma photosensible ou un albinisme peut provoquer une grave réaction cutanée.
- NE PAS utiliser faceLITE si vous souffrez d'un problème de photosensibilité (sensibilité accrue à la lumière).
- Avant d'utiliser faceLITE, vous devez effectuer un test de sensibilité.
- NE PAS utiliser faceLITE, de quelle que façon que ce soit, autre que celles exactement précisées dans ces indications d'utilisation.

- ÉTEIGNEZ et RETIREZ faceLITE immédiatement si vous ressentez une chaleur ou si votre peau s'échauffe et que cela devient inconfortable.
- Utilisez faceLITE uniquement avec les masques hydrogel de marque déposée recommandés pour être utilisés avec faceLITE ou fournis avec l'appareil. D'autres masques sont disponibles mais n'ont pas été testés avec le système faceLITE.
- NE PAS utiliser faceLITE sans avoir retiré, au préalable, crèmes, lotions et maquillage. Certains ingrédients contenus dans ces produits peuvent causer une sensibilité accrue à la lumière ou peuvent amoindrir l'effet de l'utilisation de l'appareil.
- Ne JAMAIS utiliser faceLITE près d'eau ou d'un endroit où de l'eau pourrait être renversée sur l'appareil. NE PAS utiliser faceLITE si vous pensez que l'appareil a été en contact avec de l'eau.
- Conservez faceLITE à distance des surfaces CHAUDES.
- NE PAS tenter de modifier faceLITE de quelle que façon que ce soit. La modification de faceLITE annulera votre garantie. faceLITE ne contient aucune pièce pouvant être réparée par l'utilisateur.
- NE PAS utiliser faceLITE si le masque, la commande ou le câble de charge sont endommagés d'une quelconque façon.
- La sangle de faceLITE contient un mélange de polyester, nylon et lycra. Si vous êtes allergique à l'un de ces matériaux, il se peut que vous ne puissiez pas utiliser la sangle de tête fournie.
- NE PAS utiliser le masque à DEL faceLITE si vous souffrez de maux de tête provoqués par la lumière.
- Ne pas insérer de façade de fiche dans une prise sans que l'adaptateur ne soit branché.

INTRODUCTION

En raison de la perte de collagène et du tissu élastique due au vieillissement, la peau s'amincit et s'assèche. Elle s'affaisse et des rides se forment. Le vieillissement cutané est également beaucoup plus propice au développement de taches brunes et de la pigmentation. En outre, l'épiderme cutané peut perdre 20 % à 80 % de son épaisseur en raison du processus de vieillissement.

faceLITE utilise deux longueurs d'onde de lumière à l'efficacité prouvée : 633 nm (lumière rouge) et 830 nm (lumière proche de la lumière à infra-rouge). Des études cliniques ont montré que ces longueurs d'onde stimulent les cellules productrices de collagène et d'élastine via un processus connu sous le nom de photobiomodulation.

faceLITE a été conçu pour apporter de la lumière directement à la peau en s'assurant que la quantité maximale de lumière atteigne ses cibles cellulaires sans déperdition.

VOUS FAMILIARISER AVEC VOTRE APPAREIL

- | | | |
|------------------------------------|---|-----------------------------------|
| ❶ Masque facial | ❷ Prise USB | ❸ Sangle pour la tête |
| ❹ Commande | ❺ Adaptateur et 4 connecteurs, Royaume-Uni, Europe, Chine et États-Unis | ❻ Housse de transport |
| ❼ Marche/Arrêt | | ❼ Contours de protection des yeux |
| ❽ Témoins lumineux indicateurs LED | | |
| ❾ Prise USB type C | | |

TEST ÉPICUTANÉ

Avant de procéder à votre premier soin, vous devez effectuer un test de sensibilité (test épicutané).

1. Positionnez faceLITE sur l'intérieur de votre bras.
2. À tout moment, si vous ressentez de la CHALEUR au niveau de la peau ou une gêne, CESSEZ immédiatement d'utiliser l'appareil.
3. Après le soin, patientez au moins 6 heures. Si la peau de l'intérieur de votre bras rougit et/ou vous démange, faceLITE n'est pas fait pour vous.

CONTOURS DE PROTECTION DES YEUX

La lumière émise par votre faceLITE est totalement sans danger. Toutefois il se peut que vous trouviez les lumières très fortes. Si vous trouvez, en effet, que la lumière des LED est un peu trop intense, vous pouvez utiliser les contours de protection des yeux facultatifs pour accroître votre confort. Les contours de protection des yeux se positionnent facilement au niveau des yeux.




CHARGE

Pour faire charger faceLITE, insérez l'adaptateur électrique dans la prise USB de type C de la commande. Branchez l'adaptateur CA/CC sur le secteur et allumez. Les 3 LED de la commande commencent à clignoter pour indiquer que l'appareil est en charge. Lorsque l'appareil est entièrement chargé, les 3 LED sont allumées.

Remarque : rechargez toujours l'appareil lorsque la dernière LED commence à clignoter. faceLITE ne fonctionne pas lorsqu'il est en charge.

PRISE EN MAIN

Avant chaque utilisation, nettoyez le masque faceLITE. L'appareil doit être éteint. Se reporter aux consignes de nettoyage. Une sangle réglable est fournie avec faceLITE. Elle vous permet de porter le masque confortablement.



SOINS

Pour obtenir les meilleurs résultats possibles, optez pour une utilisation 3 à 5 jours par semaine pendant 4 semaines minimum. En entretien, les soins doivent être effectués selon les besoins, en fonction de votre mode de vie et de l'état de votre peau.

Soin faceLITE :

1. Nettoyez et exfoliez la peau, afin d'éliminer toute trace de cosmétiques.
2. Pour mettre le masque en place, passez la sangle dans les orifices de chaque côté du masque et reliez les 2 extrémités à l'aide du crochet (voir l'illustration ci-dessus).
3. La lumière émise par votre faceLITE est totalement sans danger. Toutefois il se peut que vous trouviez les lumières très fortes. Si vous trouvez, en effet, que la lumière des LED est un peu trop intense, vous pouvez utiliser les contours de protection des yeux facultatifs pour accroître votre confort. Les contours de protection des yeux se positionnent facilement au niveau des yeux.
4. Enfilez faceLITE par la tête et positionnez-le sur votre visage. Ajustez la sangle au besoin.
5. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour allumer l'appareil. L'appareil s'éteint automatiquement après 10 minutes. Vous pouvez interrompre le soin à tout moment en appuyant sur le bouton Marche/Arrêt.
6. Une fois le soin terminé, retirez le masque.
7. Appliquez votre produit hydratant et votre crème solaire normaux.

Remarque : la peau peut être rouge immédiatement après le soin. Cette rougeur doit disparaître en 1 à 2 heures.

Soin avec le masque hydrogel (facultatif) :

faceLITE peut être associé à des soins avec le masque hydrogel pour des résultats et des bénéfices accrus. Veuillez prendre connaissance des consignes fournies avec le masque.

Le masque hydrogel s'applique après avoir nettoyé la peau et avant de positionner faceLITE sur le visage. Retirez le masque hydrogel de son emballage et positionnez-le directement sur la peau. Lissez pour éliminer tout sillon ou tout pli sur le masque.

Utilisez-le pendant le soin à la lumière d'une durée de 10 minutes. Le masque hydrogel peut rester posé jusqu'à 30 minutes.

NETTOYAGE

Avant chaque utilisation, nettoyez le masque pour le visage en respectant les consignes de nettoyage ci-dessous. L'appareil doit être éteint.

1. Assurez-vous que l'appareil n'est PAS en charge lors du nettoyage.
2. Nettoyez le masque pour le visage à l'aide d'une lingette à base d'eau ou d'un linge propre et humide. Pour éliminer les taches tenaces, essuyez délicatement avec de l'alcool à 70 %. NE PAS utiliser d'autres produits de nettoyage car ils pourraient endommager le plastique.
3. Nettoyez la commande à l'aide d'un linge propre et humide.

STOCKAGE

Conservez faceLITE à température ambiante et dans un endroit sec. Utilisez la housse de transport fournie. Évitez de stocker faceLITE dans un endroit poussiéreux, sous le soleil direct ou dans un endroit humide.

RÉSOLUTION DE PROBLÈMES

Problème	Cause possible	Solution
faceLITE n'émet pas de lumière rouge ou à infra-rouge	Appareil non chargé	Branchez la commande sur l'adaptateur électrique en veillant à ce que les connecteurs soient fixés et laissez l'appareil charger jusqu'à ce que les 3 témoins LED de la commande restent fixes et ne clignotent PLUS.
faceLITE n'émet pas de lumière rouge ou à infra-rouge.	Appareil branché sur le secteur.	Débranchez le connecteur USB de type C de la commande.
Les LED ne s'éteignent PAS après 10 minutes.	L'appareil est défectueux.	Renvoyez l'appareil à votre vendeur.
Les LED vacillent pendant le soin.	L'appareil est défectueux.	Renvoyez l'appareil à votre vendeur.

ÉLIMINATION



La directive relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) (2012/19/UE) a été mise en œuvre en vue de recycler les appareils en ayant recours aux meilleures techniques à disposition en matière de récupération et de recyclage, afin de minimiser l'impact environnemental, de traiter toute substance dangereuse et d'éviter d'accroître la décharge dans la nature. Cet appareil est classé dans les équipements électriques ou électroniques. Par conséquent, veillez à ce qu'en fin de vie, cet appareil soit éliminé de façon correcte conformément aux exigences des autorités locales. Il ne doit PAS être jeté avec les déchets ménagers.

SPÉCIFICATIONS

Alimentation commande : 5 V 800 mA 

Alimentation masque : 5 V 450 mA (CC)



Cet appareil satisfait à la législation européenne en vigueur régissant les appareils.



Veillez lire attentivement ces consignes avant utilisation et les conserver pour pouvoir vous y référer ultérieurement.



Cet appareil est destiné à un usage intérieur uniquement.



Ce symbole signifie qu'il faut maintenir l'appareil à distance du soleil direct.



Courant continu



Bloc d'alimentation IEC 60417-6181 amovible



Ce symbole indique un connecteur USB.



Ce symbole signifie que l'appareil utilise une batterie lithium-ion polymère.



Symbole classe III (IEC 60417-5180)



Isolation Classe II



Poids : 366 g (commande et masque pour le visage)

LED :

Rouge : 630 nm +/- 10 nm.

Proche lumière à infra-rouge :

830 nm +/- 17,5 nm

Dimensions totales de l'appareil :

Masque pour le visage : 406 mm maxi. (l) x 196 mm maxi. (h)

Commande : 23 mm maxi. (dia.) x 104 mm (L)

Durée de programme / soin :
10 minutes

Température de fonctionnement :

0°C à 40°C

Température de stockage et de transport :

-5°C à 55°C

Humidité en cours de fonctionnement :

30 % à 95 % sans condensation

Humidité de stockage et de transport :

20 % à 85 % sans condensation

SERVICE CLIENTS

Pour toute question, veuillez nous contacter à cette adresse :
online@riobeauty.com

Pour vos commandes d'accessoires, rendez-vous sur le site
www.riobeauty.com ou contactez votre distributeur local.

GARANTIE

Pour vous enregistrer en ligne et bénéficier d'une garantie de deux ans, rendez-vous sur :
www.riobeauty.com/warranty_online.htm

Représentation pour le Royaume-Uni : The Dezac Group Ltd 2017, PO Box 17,
Cheltenham Spa, Angleterre GL53 7ET

Représentation pour l'Europe : The Dezac Group (Europe) B.V. Azura,
Saturnusstraat 46-62, 2132 HB Hoofddorp, Pays-Bas

WARNHINWEISE

- **Lesen Sie die Anleitung bitte sorgfältig durch und bewahren Sie sie für die spätere Verwendung auf.**
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen und psychischen Fähigkeiten oder mit fehlender Erfahrung und Kenntnis benutzt werden, wenn die Bedienung des Geräts unter Aufsicht erfolgt oder die Personen hinsichtlich des sicheren Gebrauchs und der möglichen Gefahren, die durch den Gebrauch entstehen können, eingewiesen wurden. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung sollte von Kindern nicht ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Verwenden Sie ausschließlich das im Lieferumfang enthaltene Netzteil SK01T-0500100Z. Abnehmbarer PSU IEC 60417-6181.
- Falls das Netzkabel oder der AC/DC-Adapter beschädigt ist, muss er vom Hersteller, dessen Kundendienst oder einer Fachkraft ausgewechselt werden, um eine Gefahr zu vermeiden. Um ein Ersatzteil zu erhalten, wenden Sie sich bitte an unsere Kundenbetreuung.
- Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser. Verwenden Sie KEINE Lösungsmittel oder scheuernden Reiniger.
- Dieses Produkt NICHT VERWENDEN, wenn es nicht ordnungsgemäß funktioniert oder nachdem es fallen gelassen oder beschädigt wurde.
- faceLITE NICHT VERWENDEN, wenn Sie Medikamente einnehmen, die eine Lichtempfindlichkeit verursachen können. Wenn Sie faceLITE verwenden und Lichtempfindlichkeit verursachende Medikamente einnehmen, kann eine schwere Hautreaktion auftreten.
- Lichtempfindlichkeit ist eine häufige Nebenwirkung verschiedener Medikamente, u. a. von bestimmten Antibiotika, Chemotherapeutika und Diuretika. Wenn Sie im Hinblick auf Medikamente, die Sie einnehmen, unsicher sind, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt.
- faceLITE AUSSCHLIESSLICH auf den in den Hinweisen aufgeführten Bereichen anwenden.
- faceLITE NICHT VERWENDEN, wenn Sie schwanger sind, schwanger werden möchten oder stillen. faceLITE wurde NICHT an schwangeren oder stillenden Frauen getestet und daher ist das Risiko für den Fötus, das Neugeborene oder Schwangere unbekannt.
- Das faceLITE-LED-System NICHT VERWENDEN, wenn Sie an Lupus erythematoses, einem lichtempfindlichen Ekzem oder Albinismus leiden. Wenn Sie das faceLITE-LED-System zur Behandlung von Lupus erythematoses, einem lichtempfindlichen Ekzem oder Albinismus einsetzen, kann eine schwere Hautreaktion auftreten.
- faceLITE NICHT VERWENDEN, wenn Sie an einer lichtempfindlichen Störung (Lichtempfindlichkeit) leiden.
- Vor der Anwendung von faceLITE müssen Sie einen Sensibilisierungstest durchführen.

- faceLITE AUSSCHLIESSLICH auf die in dieser Gebrauchsanleitung aufgeführte Weise anwenden.
- faceLITE sofort ABSCHALTEN oder ABNEHMEN, wenn sich Ihre Haut heiß oder unangenehm warm anfühlt.
- faceLITE nur mit den Marken-Hydrogelmasken benutzen, die für die Verwendung mit faceLITE empfohlen oder mitgeliefert wurden. Es gibt andere Masken, diese wurden aber nicht mit dem faceLITE-System getestet.
- faceLITE erst verwenden, nachdem Sie Cremes, Lotionen oder Make-up entfernt haben. Einige Inhaltsstoffe in diesen Produkten können zu Lichtempfindlichkeit führen oder die Wirkung der Behandlung verringern.
- faceLITE NIE in der Nähe von Wasser oder wo Wasser auf das Produkt gelangen kann verwenden. faceLITE NICHT VERWENDEN, wenn Sie denken, dass es mit Wasser in Berührung gekommen ist.
- faceLITE von HEISSEN Oberflächen fernhalten.
- Versuchen Sie NICHT, faceLITE auf irgendeine Weise zu verändern. Durch die Veränderung von faceLITE wird Ihre Garantie ungültig. faceLITE enthält keine wartungsfähigen Teile.
- faceLITE NICHT VERWENDEN, wenn die Maske, die Steuerung oder das Ladekabel auf irgendeine Weise beschädigt sind.
- Das faceLITE-Band besteht aus einer Mischung aus Polyester, Nylon und Lycra. Wenn Sie gegen eines dieser Materialien allergisch sind, können Sie das mitgelieferte Kopfband ggf. nicht verwenden.
- Die faceLITE-LED-Maske NICHT VERWENDEN, wenn Sie unter lichtbedingten Kopfschmerzen leiden.
- Stecken Sie den Stecker nicht ohne den Adapter in eine Steckdose.

EINFÜHRUNG

Durch den Verlust von Kollagen und elastischem Gewebe während des Älterwerdens wird die Haut dünner und trockener, sie wird schlaffer und entwickelt Falten. Alternde Haut ist außerdem wesentlich anfälliger dafür, braune Flecken und Pigmentstörungen zu entwickeln. Außerdem kann die Lederhaut (Dermis) während des Alterungsprozesses 20-80 % ihrer Dicke verlieren.

faceLITE setzt zwei bewährte Lichtwellenlängen ein: 633 nm (rotes Licht) und 830 nm (Nahinfrarotlicht). In klinischen Studien hat sich gezeigt, dass diese Wellenlängen die Kollagen- und Elastinproduktion der Zellen anhand eines Prozesses anregen, den man Photobiomodulation nennt.

faceLITE wurde entwickelt, um die Haut direkt mit Licht zu behandeln, und zwar so zielgerichtet, dass die maximale Lichtmenge auf zellulärer Ebene genutzt wird.

LERNEN SIE IHR GERÄT KENNEN

- | | | | | | |
|---|----------------------|---|--|----|-------------|
| 1 | Gesichtsmaske | 5 | USB-C-Anschluss | 8 | Kopfband |
| 2 | Steuerung | 6 | USB-Anschluss | 9 | Tragetasche |
| 3 | Ein/Aus | 7 | Adapter und vier Stecker für GB, die EU, China und die USA | 10 | Augenschutz |
| 4 | LED-Kontrollleuchten | | | | |

TESTANWENDUNG

Bevor Sie Ihre erste Behandlung durchführen, müssen Sie einen Empfindlichkeitstest (Patch-Test) durchführen.

1. Legen Sie faceLITE auf Ihren Innenarm.
2. Wenn sich Ihre Haut zu irgendeinem Zeitpunkt HEISS oder unangenehm anfühlt, BEENDEN Sie den Gebrauch des Geräts sofort.
3. Warten Sie nach der Behandlung mindestens 6 Stunden. Wenn die Haut an Ihrem Innenarm rot aussieht und/oder juckt, ist faceLITE für Sie nicht geeignet.

AUGENSCHUTZ

Obwohl das von Ihrem faceLITE verwendete Licht völlig sicher ist, finden Sie es möglicherweise ziemlich hell. Wenn Sie das LED-Licht als etwas zu hell empfinden, können Sie für mehr Komfort den optionalen Augenschutz verwenden. Der Augenschutz kann direkt auf die Augenhöhlen gesetzt werden.




AUFLADEN

Um faceLITE aufzuladen, stecken Sie das Netzteil in die USB-C-Buchse der Steuerung. Stecken Sie den AC/DC-Adapter in eine Steckdose. Die 3 LEDs an der Steuerung beginnen zu blinken, um den Ladevorgang anzuzeigen. Bei voller Ladung leuchten alle drei LEDs.

Hinweis: Immer aufladen, wenn die letzte LED zu blinken beginnt. faceLITE funktioniert nicht während des Ladevorgangs.

INBETRIEBNAHME

Reinigen Sie die faceLITE-Maske vor jedem Gebrauch. Das Gerät muss dabei ausgeschaltet sein. Siehe Reinigungsanleitung. faceLITE wird mit einem verstellbaren Band geliefert, mit dem Sie die Maske bequem tragen können.



BEHANDLUNGEN

Um die besten Ergebnisse zu erzielen, führen Sie die Behandlungen über mindestens 4 Wochen 3-5 Tage die Woche durch. Um das Ergebnis zu erhalten, sollten Sie die Behandlung nach Bedarf und entsprechend Ihres Lebensstils und Hautzustands durchführen.

Die faceLITE-Behandlung:

1. Reinigen und peelen Sie die Haut, um alle Reste von Hautpflegeprodukten zu entfernen.
2. Um die Maske aufzusetzen, führen Sie das Band durch die Löcher an den Seiten der Maske und verbinden es mit dem Klettverschluss (siehe Abbildung oben).
3. Obwohl das von Ihrem faceLITE verwendete Licht völlig sicher ist, finden Sie es möglicherweise ziemlich hell. Wenn Sie das LED-Licht als etwas zu hell empfinden, können Sie für mehr Komfort den optionalen Augenschutz verwenden. Der Augenschutz kann direkt auf die Augenhöhlen gesetzt werden.
4. Ziehen Sie das faceLITE-Gerät über den Kopf, legen Sie es auf das Gesicht und passen Sie das Band ggf. an.
5. Drücken Sie zum Einschalten die Ein-/Aus-Taste. Das Gerät schaltet sich nach 10 Minuten automatisch aus. Sie können die Behandlung jederzeit durch das Drücken der EIN/AUS-Taste beenden.
6. Nehmen Sie am Ende der Behandlung die Maske ab.
7. Tragen Sie Ihre normale Feuchtigkeitscreme und Sonnencreme auf.

Hinweis: Unmittelbar nach der Behandlung kann die Haut rot aussehen. Innerhalb von 1-2 Stunden sollte dies abgeklungen sein.

Behandlung mit Hydrogel-Maske (optional):

In Kombination mit einer Hydrogel-Maske kann die Behandlung mit faceLITE zu noch besseren Ergebnissen führen. Lesen Sie bitte die Gebrauchsanleitung zur Maske durch.

Die Hydrogel-Maske wird nach der Reinigung der Haut aufgetragen, bevor Sie faceLITE auf das Gesicht setzen. Nehmen Sie die Hydrogel-Maske aus der Verpackung und legen Sie sie direkt auf die Haut. Glätten Sie alle Falten und Knicke in der Maske.

Benutzen Sie sie für die vollständige 10-minütige Lichtbehandlung. Die Hydrogel-Maske können Sie bis zu 30 Minuten einwirken lassen.

REINIGUNG

Reinigen Sie die Gesichtsmaske vor jedem Gebrauch bei ausgeschaltetem Gerät gemäß folgender Reinigungsanleitung.

1. Stellen Sie sicher, dass das Gerät bei der Reinigung NICHT aufgeladen wird.
2. Reinigen Sie die Gesichtsmaske mit einem wasserbasierten Reinigungstuch oder einem sauberen feuchten Lappen. Hartnäckige Flecken können durch sanftes Abwischen mit 70-prozentigem Alkohol entfernt werden. Verwenden Sie KEINE anderen Reinigungsmittel, da dadurch die Kunststoffe beschädigt werden können.
3. Reinigen Sie die Steuerung mit einem sauberen feuchten Tuch.

AUFBEWAHRUNG

Bewahren Sie faceLITE an einem trockenen Ort bei Zimmertemperatur auf. Verwenden Sie die mitgelieferte Tragetasche. Vermeiden Sie es, faceLITE in einer staubigen oder feuchten Umgebung und in direktem Sonnenlicht aufzubewahren.

FEHLERBEHEBUNG

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Kein rotes oder Infrarotlicht faceLITE	Nicht geladen	Verbinden Sie die Steuerung mit dem Netzteil und achten Sie darauf, dass die Stecker richtig angeschlossen sind. Der Ladevorgang sollte fortgesetzt werden, solange die drei LEDs der Anzeige am Steuergerät blinken und nicht durchgängig leuchten.
faceLITE produziert kein rotes oder Infrarotlicht.	Das Gerät ist mit der Steckdose verbunden.	Trennen Sie den USB-C-Stecker von der Steuerung.
Die LEDs gehen nach 10 Minuten NICHT AUS.	Das Gerät ist fehlerhaft.	Senden Sie es an den Händler zurück.
Die LEDs flackern während der Behandlung.	Das Gerät ist fehlerhaft.	Senden Sie es an den Händler zurück.

ALTGERÄTEENTSORGUNG



Die Elektro- und Elektronik-Geräteabfall-Richtlinie (WEEE) (2012/19/ EU) ist in Kraft, damit die besten verfügbaren Verwertungs- und Recycling-Technologien genutzt werden, so dass der Einfluss auf die Umwelt minimiert wird, gefährliche Substanzen aufbereitet und ein Anwachsen der Mülldeponien verhindert werden. Das Produkt ist als Elektro- und Elektronikgerät klassifiziert. Stellen Sie daher bitte sicher, dass dieses Produkt am Ende des Produktlebenszyklus ordnungsgemäß und in Übereinstimmung mit den nationalen gesetzlichen Bestimmungen entsorgt wird. Es darf NICHT über den normalen Hausmüll entsorgt werden.

TECHNISCHE ANGABEN

Eingangsleistung der Steuerung: 5 V 800 mA 

Eingangsleistung der Maske: 5 V 450 mA (CC)



Dieses Produkt entspricht den aktuellen Produktvorschriften der EU.



Lesen Sie diese Anleitung vor dem Gebrauch des Geräts sorgfältig durch und bewahren Sie sie gut auf.



Dieses Produkt ist nur zur Verwendung in Innenräumen vorgesehen.



Dieses Symbol bedeutet, dass das Gerät vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden muss.



Gleichstrom



Abnehmbarer PSU IEC
60417-6181.



Dieses Symbol bezieht sich auf den USB-Anschluss.



Dieses Symbol bedeutet, dass das Gerät eine Lithium-Ionen-Polymer-Batterie verwendet.



Schutzklasse-III-Symbol
(IEC 60417-5180)



Isolierung (Schutzklasse 2)



Gewicht: 366 g (Steuerung und Gesichtsmaske)

LEDs:

Rot: 630 nm +/- 10 nm.

Nahinfrarot: 830 nm +/- 17,5 nm

Maße des Geräts insg.:

Gesichtsmaske: max. 406 mm (B) x max. 196 mm (H)

Steuerung: max. 23 mm (Ø) x 104 mm (L)

Programm-/

Behandlungsdauer:

10 Minuten

Betriebstemperatur:

0 - 40 °C

Aufbewahrungs- und

Transporttemperatur:

-5 - 55 °C

Betriebsfeuchtigkeit:

30 - 95 % ohne Kondensation

Aufbewahrungs- und

Transportfeuchtigkeit:

20 - 85 % ohne Kondensation

KUNDENBETREUUNG

Sollten Sie Fragen haben, kontaktieren Sie bitte unsere Kundenbetreuung unter:
online@riobeauty.com.

Für Nachbestellungen von Zubehörteilen besuchen Sie bitte **www.riobeauty.com**
oder setzen Sie sich mit Ihrem örtlichen Händler in Verbindung.

GARANTIE

Registrieren Sie Ihre 2-Jahres-Garantie bitte online auf:
www.riobeauty.com/warranty_online.htm

Verantwortliche Person GB: The Dezac Group Ltd, PO Box 17, Cheltenham Spa, England GL53 7ET

Verantwortliche Person EU: The Dezac Group (Europe) B.V. Azura,
Saturnusstraat 46-62, 2132 HB Hoofddorp, Niederlande

WAARSCHUWINGEN

- **Neem alle instructies zorgvuldig door en bewaar deze voor toekomstig gebruik.**
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vaardigheden of een gebrek aan ervaring en kennis als ze onder toezicht staan of instructies ontvangen over het gebruik van het apparaat op een veilige manier en als ze de mogelijke gevaren kennen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud mag niet door kinderen worden uitgevoerd tenzij ze onder toezicht staan.
- Dit apparaat mag enkel worden gebruikt met de meegeleverde netadapter SK01T-0500100Z. Afkoppelbare PSU IEC 60417-6181.
- Als het netsnoer of de AC/DC-adapter is beschadigd, moet dit door de fabrikant, de tussenpersoon of vergelijkbare gekwalificeerde persoon worden vervangen om zo gevaar te voorkomen. Neem contact op met de klantenservice om uw apparaat te laten vervangen.
- Dompel het product niet onder in water. Gebruik GEEN agressieve of schurende reinigingsmiddelen.
- Gebruik dit product NIET als het niet behoorlijk werkt of als het gevallen of beschadigd is.
- Gebruik faceLITE NIET als u medicatie gebruikt die lichtgevoeligheid kan veroorzaken. Als u faceLITE gebruikt en u gebruikt medicatie die lichtgevoeligheid kan veroorzaken, kan dit een ernstige huidreactie veroorzaken.
- Lichtgevoeligheid is een veel voorkomende bijwerking van verschillende medicijnen. Deze kunnen bepaalde antibiotica, chemotherapie medicijnen en diuretica omvatten. Als u niet zeker bent van eventuele medicijnen die u gebruikt, raadpleeg dan uw arts.
- Gebruik de faceLITE NIET om andere aandoeningen te behandelen dan die vermeld staan in de indicaties voor gebruik.
- Gebruik faceLITE NIET als u zwanger bent, van plan bent zwanger te worden of borstvoeding geeft. faceLITE is NIET getest bij zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven en daarom is het risico voor de foetus, pasgeborenen of zwangere vrouwen onbekend.
- Gebruik het ledsysteem van faceLITE NIET als u lijdt aan Lupus erythematosus, lichtgevoelig eczeem of albinisme. Als u het faceLITE ledsysteem gebruikt om Lupus erythematosus, lichtgevoelig eczeem of albinisme te behandelen, kunt u mogelijk een ernstige huidreactie veroorzaken.
- Gebruik faceLITE NIET als u lijdt aan een lichtgevoelige stoornis (overgevoeligheid voor licht).
- Voordat u faceLITE gebruikt, moet u een sensibilisatietest uitvoeren.

- Gebruik de faceLITE NIET op een manier die niet precies is zoals gespecificeerd in deze gebruiksaanwijzing.
- SCHAKEL faceLITE onmiddellijk UIT en VERWIJDER het als het warm aanvoelt of als uw huid onaangenaam warm aanvoelt.
- Gebruik faceLITE alleen met de eigen Hydrogel-maskers die worden aanbevolen of worden bijgeleverd voor gebruik met faceLITE. Andere maskers zijn beschikbaar, maar zijn niet getest met het faceLITE-systeem.
- Gebruik faceLITE NIET zonder crèmes, lotions of make-up eerst te verwijderen. Sommige ingrediënten in deze producten kunnen lichtsensibilisatie veroorzaken of kunnen het effect van de behandeling verminderen.
- Gebruik faceLITE NOOIT in de buurt van water of op een plaats waar water op het product kan worden gemorst. Gebruik faceLITE NIET als u denkt dat het in contact is gekomen met water.
- Houd faceLITE uit de buurt van hete oppervlakken.
- Probeer NIET om faceLITE op enigerlei wijze te wijzigen. Het wijzigen van faceLITE maakt uw garantie ongeldig. faceLITE bevat geen onderdelen die kunnen worden onderhouden.
- Gebruik faceLITE NIET als het masker, de regelaar, de laadkabel op enige wijze beschadigd zijn.
- Het faceLITE-bandje bevat een mengsel van polyester, nylon en lycra. Als u allergisch bent voor een van deze materialen, kunt u mogelijk het meegeleverde hoofdbandje niet gebruiken.
- Gebruik het ledmasker van faceLITE niet wanneer u lijdt aan hoofdpijn geïnduceerd door licht.
- Steek geen stekker in een stopcontact als de adapter niet is verbonden.

INLEIDING

Door het verlies van collageen en elastisch weefsel naarmate we ouder worden, wordt de huid dunner en droger en ontstaan huidverslapping en rimpels. De ouder wordende huid is ook veel gevoeliger voor de ontwikkeling van bruine vlekken en pigmentvlekken. Bovendien kan de dermis van de huid tijdens het verouderingsproces 20 tot 80% van zijn dikte verliezen.

faceLITE gebruikt twee bewezen golflengten van licht; 633nm (rood licht) en 830nm (nabij infraroodlicht). Klinische studies hebben aangetoond dat deze golflengten cellen voor de aanmaak van collageen en elastine stimuleren via een proces dat fotobiomodulatie wordt genoemd.

faceLITE is ontworpen om direct licht naar de huid te brengen, zodat de maximale hoeveelheid licht zijn cellulaire doelen raakt en niet wordt verspild.

KEN UW APPARAAT

- | | | |
|------------------------|---|-------------------|
| 1 Gezichtsmasker | 5 USB-C-aansluiting | 8 Hoofdbandje |
| 2 Regelaar | 6 USB-aansluiting | 9 Draagtas |
| 3 Aan/Uit | 7 Adapter en vier connectors, VK, EU, China en VS | 10 Oogbescherming |
| 4 Ledindicatie-lampjes | | |

PATCHTEST

Voordat u uw eerste behandeling uitvoert, moet u een gevoeligheidstest (pleistertest) uitvoeren.

1. Plaats faceLITE over de binnenkant van uw arm.
2. Als uw huid op enig moment HEET of ongemakkelijk aanvoelt, STOP dan onmiddellijk met het apparaat.
3. Wacht na de behandeling minimaal 6 uur. Als de huid op uw binnenarm rood lijkt en/of jeukt, is FaceLITE niet geschikt voor u.

OOGBESCHERMING

Hoewel het licht dat in uw faceLITE wordt gebruikt volledig veilig is, kan het zijn dat u het licht fel vindt. Indien u de ledlampen iets te fel vindt, kan de optionele oogbescherming worden gebruikt voor een groter comfort. De oogbescherming kan rechtstreeks in de oogpaten worden geplaatst.




OPLADEN

Om faceLITE op te laden, steekt u de stroomadapter in de USB-C-aansluiting van de regelaar. Steek de AC/DC-adapter in de netstroom en schakel het in. De 3 ledlampjes op de besturingseenheid zullen beginnen te knipperen om aan te geven dat het apparaat wordt opgeladen. Wanneer het volledig is opgeladen, branden de drie ledlampjes.

Opmerking: Laad altijd opnieuw op wanneer het laatste ledlampje begint te knipperen. faceLITE werkt niet terwijl het aan het opladen is.

AAN DE SLAG

Reinig het faceLITE-masker voor elk gebruik, met het apparaat uitgeschakeld. Raadpleeg de reinigingsinstructies. faceLITE wordt geleverd met een verstelbaar bandje waarmee u het masker comfortabel kunt dragen.



BEHANDELINGEN

Voor het beste resultaat drie tot vijf dagen per week behandelen gedurende minimaal 4 weken. Onderhoudsbehandelingen kunnen naar behoefte worden uitgevoerd, afhankelijk van levensstijl en huidconditie.

faceLITE-behandeling:

1. Reinig en exfolieer de huid om sporen van huidverzorgingsmiddelen te verwijderen.
2. Om het masker op te zetten, steekt u het bandje door de openingen aan beide zijden van het masker en verbindt u ze aan elkaar met behulp van de haak- en lusuiteinden (zie bovenstaande afbeelding).
3. Hoewel het licht dat in uw faceLITE wordt gebruikt volledig veilig is, kan het zijn dat u het licht fel vindt. Indien u de ledlampen iets te fel vindt, kan de optionele oogbescherming worden gebruikt voor een groter comfort. De oogbescherming kan rechtstreeks in de ooggaten worden geplaatst.
4. Plaats het faceLITE-apparaat boven het hoofd en op het gezicht, pas het bandje indien nodig aan.
5. Druk op de aan/uit-knop om in te schakelen. Na 10 minuten wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld. U kunt de behandeling op elk moment stoppen door op de aan/uit-knop te drukken.
6. Verwijder het masker aan het einde van de behandeling.
7. Breng uw normale moisturizer en zonnebrandcrème aan.

Opmerking: Direct na de behandeling kan de huid rood lijken. De huid moet binnen 1-2 uur weer normaal worden.

Hydrogel-maskerbehandeling (optioneel):

faceLITE kan worden gecombineerd met Hydrogel-maskerbehandelingen voor betere resultaten en voordelen. Raadpleeg de instructies die met het masker zijn meegeleverd.

Het Hydrogel-masker wordt aangebracht na het reinigen van de huid en voordat FaceLITE over het gezicht wordt geplaatst. Verwijder het Hydrogel-masker uit de verpakking en plaats het direct op de huid. Strijk eventuele plooien of vouwen in het masker weg.

Gebruik voor de volledige 10 minuten van de lichtbehandeling. Het Hydrogel-masker kan maximaal 30 minuten aangebracht worden.

REINIGING

Vóór elk gebruik, met het apparaat uitgeschakeld, reinigt u het gezichtsmasker volgens de onderstaande reinigingsinstructies.

1. Zorg ervoor dat het apparaat NIET wordt opgeladen tijdens het schoonmaken.
2. Reinig het gezichtsmasker met een doekje op waterbasis of een vochtige schone doek. Hardnekkige vlekken kunnen worden verwijderd door voorzichtig af te vegen met 70% alcohol. Gebruik GEEN andere reinigingsproducten omdat deze de kunststof kunnen beschadigen.
3. Reinig de regelaar met een vochtige schone doek.

OPSLAG

Bewaar faceLITE bij kamertemperatuur op een droge plaats. Gebruik de meegeleverde draagtas. Bewaar faceLITE niet in een stoffige omgeving, in direct zonlicht of in vochtige omstandigheden.

PROBLEEMOPLOSSING

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Geen rood of infrarood licht van faceLITE	Niet opgeladen	Steek de regelaar in de stroomadapter en zorg ervoor dat de connectors zijn aangesloten en laat opladen tot de drie ledindicatielampjes op de regelaar blijven branden en NIET knipperen.
Geen rood of infrarood licht van faceLITE.	Apparaat verbonden aan de netstroom.	Haal de USB-C-connector uit de regelaar.
De ledlampjes schakelen NIET UIT na 10 minuten.	Er is een storing aan het apparaat.	Stuur het terug naar uw leverancier.
De ledlampjes branden tijdens de behandeling.	Er is een storing aan het apparaat.	Stuur het terug naar uw leverancier.

VERWIJDERING



De richtlijn betreffende het afval van elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) (2012/19/EU) werd ingevoerd om producten te recyclen volgens de beste recuperatie- en recyclingtechnieken, om het milieu te beschermen, gevaarlijke stoffen te behandelen en de steeds groter wordende stortplaatsen te vermijden. Dit product is geklasseerd als Elektrische of Elektronische apparatuur. Zorg er dus voor dat het product op de juiste manier wordt verwijderd, in overeenstemming met de bepalingen van uw plaatselijke overheid. Het mag NIET met het huisvuil worden afgevoerd.

SPECIFICATIES

Invoer Regelaar: 5V 800mA 

Invoer Masker: 5V 450mA (CC)



Dit product voldoet aan de huidige EU-productwetgeving.



Lees deze instructies zorgvuldig voor gebruik en bewaar ze voor later gebruik.



Dit product is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis.



Dit symbool betekent dat u het apparaat uit de buurt van direct zonlicht moet houden.



Gelijkstroom



Afkoppelbare PSU IEC 60417-6181



Dit symbool geeft de USB-connector aan.



Dit symbool betekent dat het apparaat een lithium-ion-polymeerbatterij gebruikt.



Klasse III symbool (IEC 60417-5180)



Klasse II isolatie



Gewicht: 366g (regelaar en gezichtsmasker)

Ledlampjes:

Rood: 630nm +/- 10nm.
Bijna-infrarood: 830nm
+/- 17,5nm

Totale apparaatafmetingen:

Gezichtsmasker: 406mm max (b)
x 196mm max (h)
Regelaar: 23mm max (dia) x
104mm (l)

Programma/behandeltijd:

10 minuten

Bedrijfstemperatuur:

0°C - 40°C

Opslag- en

transporttemperatuur:

-5°C - 55°C

Werkende Luchtvochtigheid

30% tot 95% zonder condensatie

Opslag- en

transportluchtvochtigheid:

20% tot 85% zonder condensatie

KLANTENSERVICE

Met vragen kunt u terecht op: online@riobeauty.com

Om extra accessoires bij te bestellen, kijkt u op www.riobeauty.com of neemt u contact op met uw plaatselijke distributeur.

GARANTIE

Om uw twee jaar garantie online te registreren, gaat u naar: www.riobeauty.com/warranty_online.htm

UK RP: The Dezac Group Ltd, PO Box 17, Cheltenham Spa, England GL53 7ET
EU RP: The Dezac Group (Europe) B.V. Azura, Saturnusstraat 46- 62, 2132 HB Hoofddorp, Nederland

ADVERTENCIAS

- **Lea las instrucciones detenidamente y guárdelas para futura referencia.**
- Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años y mayores, además de por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimientos siempre y cuando hayan recibido supervisión o instrucciones asociadas con el uso seguro del aparato y entiendan los peligros asociados con el uso del mismo. No permita que los niños jueguen con el aparato. Las tareas de limpieza y mantenimiento no deben realizarlas los niños a menos que estén supervisados.
- Este aparato solamente debe utilizarse con el adaptador de corriente suministrado SK01T-0500100Z. Unidad de alimentación extraíble IEC 60417-6181.
- Si el cable de alimentación o el adaptador CA/CC están dañados debe ser reemplazado por el fabricante, su agente autorizado o persona semejantemente cualificada para evitar cualquier peligro. Póngase en contacto con el Departamento de Atención al Cliente para organizar la sustitución del aparato.
- NO sumerja el producto en agua. NO utilice disolventes ni limpiadores abrasivos.
- NO utilice el producto si no funciona correctamente o si se ha dejado caer o está dañado en forma alguna.
- NO utilice faceLITE si está tomando algún medicamento que pueda causar fotosensibilidad. Si utiliza faceLITE y está tomando algún medicamento que pueda causar fotosensibilidad podría ocasionarle una reacción cutánea grave.
- La fotosensibilidad es un efecto secundario común de algunos medicamentos. Estos pueden incluir algunos antibióticos, medicamentos de quimioterapia y diuréticos. Si tiene alguna duda sobre los medicamentos que está tomando consulte a su profesional sanitario.
- NO utilice faceLITE para el tratamiento de ninguna otra condición, exceptuando las enumeradas en las indicaciones de uso.
- NO utilice faceLITE si está embarazada, está planeando quedarse embarazada o dando pecho. faceLITE NO ha sido testado en mujeres embarazadas o dando pecho y por lo tanto, el riesgo para el feto, neonato o mujeres embarazadas es desconocido.
- NO utilice el sistema LED faceLITE si sufre Lupus eritematoso, eczema fotosensible o albinismo. Si utiliza el sistema de LED de faceLite para el tratamiento del lupus eritematoso, el eczema fotosensible o el albinismo podría ocasionarle una reacción grave de la piel.
- NO utilice faceLITE si sufre algún trastorno de fotosensibilidad (sensibilización a la luz).
- Antes de usar faceLITE debe realizar un test de sensibilización.

- NO utilice faceLITE de ningún otro modo que no se especifique exactamente en estas instrucciones de uso.
- APAGUE y RETIRE faceLITE inmediatamente si siente que desprende demasiado calor o si nota calor incómodo en la piel.
- Utilice faceLITE solamente con las mascarillas de hidrogel de la marca recomendada o suministradas para su uso con faceLITE. Hay disponibles otras mascarillas, pero no han sido testadas con el sistema faceLITE.
- NO utilice faceLITE sin primero quitarse cremas, lociones o maquillaje. Algunos ingredientes contenidos en estos productos podrían causar sensibilización a la luz o podrían reducir el efecto del tratamiento.
- NUNCA utilice faceLITE cerca del agua o donde pueda derramarse agua sobre el producto. NO utilice faceLITE si piensa que ha entrado en contacto con agua.
- Mantenga faceLITE lejos de superficies CALIENTES.
- NO intente modificar faceLITE en modo alguno. Modificar faceLITE invalidará la garantía. faceLITE no contiene ninguna pieza útil para el usuario.
- NO utilice faceLITE si la máscara, el controlador, el cable de carga están dañados en forma alguna.
- La correa del faceLITE contiene una mezcla de poliéster, nilón y licra. Si es alérgico a cualquiera de estos materiales, quizás no pueda utilizar la correa provista para la cabeza.
- NO utilice la máscara del faceLITE si sufre de dolores de cabeza inducidos por la luz.
- No inserte un enchufe frontal en una toma sin el adaptador no está conectado.

INTRODUCCIÓN

Debido a la pérdida de colágeno y tejido elástico según envejecemos, la piel se vuelve más delgada, seca y flácida y desarrolla arrugas. El envejecimiento cutáneo también es mucho más susceptible de desarrollar manchas marrones y pigmentación. Adicionalmente, la dermis de la piel puede perder de un 20 a un 80% de su espesor durante el proceso de envejecimiento.

faceLITE utiliza dos longitudes de onda de luz constatadas; 633 nm (luz roja) y 830 nm (cerca de la luz infrarroja). En estudios clínicos se ha constatado que estas dos longitudes de onda estimulan las células que producen colágeno y elastina mediante un proceso llamado fotobiomodulación.

faceLITE ha sido diseñado para dirigir la luz directamente a la piel, asegurando que la máxima cantidad de luz se dirija a los objetivos celulares y no se desperdicie.

CONOZCA LA UNIDAD

- | | | | | | |
|---|--------------------------|---|---|----|-------------------------|
| 1 | Máscara facial | 5 | Clavija USB-C | 8 | Correa para la cabeza |
| 2 | Controlador | 6 | Clavija USB | 9 | Bolsa de transporte |
| 3 | Encendido/
Apagado | 7 | Adaptador y
cuatro conectores,
RU, EU, China y
EE. UU. | 10 | Protectores
oculares |
| 4 | Luces indicadoras
LED | | | | |

PRUEBA EN LA PIEL

Antes de realizar el primer tratamiento debe llevar a cabo una test de sensibilización (prueba en la piel).

1. Coloque faceLITE sobre el área interior del brazo.
2. Si en cualquier momento siente demasiado CALOR o incomodidad en la piel, DEJE de usar el aparato inmediatamente.
3. Después del tratamiento espere al menos 6 horas. Si la piel en la parte interior del brazo aparece roja y/o le produce picor, faceLITE no es apto para usted.

PROTECTORES OCULARES

Mientras que la luz que utiliza el faceLITE es completamente segura, podría ser que la luz le resulte demasiado intensa. Si las luces LED le resultan un poco intensas, puede utilizar los protectores oculares opcionales para mejorar los niveles de comodidad. Los protectores oculares se ajustan fácilmente en los agujeros para los ojos.




CARGA

Para cargar el faceLITE inserte el adaptador de corriente en la clavija USB-C del controlador. Enchufe el adaptador CA/CC a la fuente de alimentación de red y enciéndalo. Los 3 LED en la unidad de control empezarán a parpadear indicando que se está cargando. Cuando esté completamente cargado los 3 LED permanecerán iluminados.

Aviso: Recargue siempre cuando el último LED empiece a parpadear. faceLITE no funciona mientras se está cargando.

INTRODUCCIÓN

Antes de cada uso, con el aparato apagado, limpie la máscara del faceLITE. Véanse las instrucciones de limpieza. faceLITE incluye una correa ajustable que permite llevar cómodamente la máscara.



TRATAMIENTOS

Para obtener los mejores resultados realizar el tratamiento 3-5 días a la semana durante un periodo máximo de 4 semanas. Los tratamientos de mantenimiento deben realizarse según sean necesarios, según el estilo de vida y la condición de la piel.

Tratamiento con faceLITE:

1. Limpie y exfolie la piel para eliminar los restos de los productos para el cuidado de la piel.
2. Para ajustar la máscara, inserte la correa en los agujeros a ambos lados de la máscara y únala utilizando los cierres en cada extremo de la correa (véase la ilustración más arriba).
3. Mientras que la luz que utiliza el faceLITE es completamente segura, podría ser que la luz le resulte demasiado intensa. Si las luces LED le resultan un poco intensas, puede utilizar los protectores oculares opcionales para mejorar los niveles de comodidad. Los protectores oculares se ajustan fácilmente en los agujeros para los ojos.
4. Coloque el faceLITE sobre la cabeza y la cara, ajuste las correas si fuese necesario.
5. Para encender pulse el botón de encendido/apagado. El aparato se desconectará automáticamente después de diez minutos. Puede parar el tratamiento en cualquier momento pulsando el botón de encendido/apagado.
6. Al final del tratamiento quítese la máscara.
7. Aplíquese su hidratante y protector solar habituales.

Aviso: La piel puede aparecer roja inmediatamente después del tratamiento. La piel recobrará su color normal después de 1-2 horas.

Tratamiento con mascarilla de hidrogel (opcional):

faceLITE puede combinarse con tratamientos de mascarillas de hidrogel para mejorar los resultados y los beneficios. Por favor, consulte las instrucciones incluidas con la mascarilla.

La mascarilla de hidrogel se aplica después de limpiar la piel y antes de colocarse faceLITE sobre la cara. Retire la mascarilla de hidrogel del envase y colóquela directamente sobre la piel. Alise las arrugas o pliegues de la mascarilla.

Utilícela durante el tratamiento de luz completo de 10 minutos. La mascarilla de hidrogel puede dejarse aplicada durante 30 minutos.

LIMPIEZA

Antes de cada uso, con el aparato apagado, limpie la máscara facial siguiendo las instrucciones de limpieza más abajo.

1. Compruebe que el aparato NO se está cargando antes de limpiarlo.
2. Limpie la máscara facial con una toallita de base acuosa o un paño limpio húmedo. Las manchas difíciles pueden eliminarse limpiando la máscara con una solución de 70% de alcohol. NO utilice ningún otro producto de limpieza ya que estos podrían dañar las superficies plásticas.
3. Limpie el controlador con un paño limpio húmedo.

ALMACENAMIENTO:

Guarde el faceLITE a temperatura ambiente en un lugar seco. Utilice la bolsa de transporte incluida. Evite guardar el faceLITE en un lugar en el que haya polvo, expuesto a la luz solar directa o en condiciones de humedad.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Posible causa	Solución
El faceLITE no emite luz roja o infrarroja	No está cargado	Enchufe el conector en el adaptador de corriente, asegurándose que los conectores están acoplados y deje que se cargue hasta que los tres indicadores LED en el controlador permanezcan encendidos SIN parpadear.
El faceLITE no emite luz roja o infrarroja	El aparato está conectado a la red.	Desenchufe el conector USB-C del controlador.
Los LED NO se APAGAN trascurridos 10 minutos.	El aparato está defectuoso.	Devuélvalo al proveedor.
Los LED parpadean durante el tratamiento.	El aparato está defectuoso.	Devuélvalo al proveedor.

ELIMINACIÓN













La Directiva de la Unión Europea (2012/19/UE) relativa a los residuos de equipos eléctricos y electrónicos (RAEE) ha sido desarrollada al objeto de reciclar productos utilizando las mejores técnicas disponibles de recuperación y reciclaje para minimizar el impacto sobre el medio ambiente, tratar cualquier sustancia peligrosa y evitar el uso cada vez más frecuente de vertederos. Este producto está clasificado como equipo eléctrico o electrónico por ello, por favor asegúrese que al final de la vida útil del producto este se elimine en la forma correcta conforme a los requerimientos de las autoridades locales. NO debe deshacerse de él tirándolo con la basura doméstica.

ESPECIFICACIONES

Entrada del controlador: 5 V, 800mA 

Entrada de la máscara: 5 V, 450mA (CC)

- | | | | |
|---|--|---|---|
|  | El producto cumple la legislación actual de la UE. |  | Unidad de alimentación extraíble IEC 60417-6181 |
|  | Lea con atención estas instrucciones antes de usar y guárdelas para un uso futuro. |  | Este símbolo indica el conector USB. |
|  | Este producto solo debe usarse en interiores. |  | Este símbolo significa que el aparato utiliza una pila de polímero de litio hierro. |
|  | Este símbolo significa que debe guardar el aparato lejos de la luz solar directa. |  | Símbolo Clase III (IEC 60417-5180) |
|  | Corriente continua |  | Aislamiento clase II |

**UK
CA**

Peso: 366g (controlador y máscara facial)

LEDS:

Rojo: 630 nm +/-10 nm.

Infrarrojo cercano: 830 nm +/-17,5 nm

Dimensiones totales del aparato:

Máscara facial: 406 mm máx (an) x 196 mm máx (a)

Controlador: 23 mm máx (diá) x 104 mm (l)

Programa / tiempo de tratamiento:

10 minutos

Temperatura de funcionamiento:

0° C a 40° C

Temperatura de almacenamiento y transporte:

-5° C a 55° C

Humedad de funcionamiento:

30% a 95% sin condensación

Humedad de almacenamiento y transporte:

20% a 85% sin condensación

ATENCIÓN AL CLIENTE

Si desea hacernos alguna consulta, por favor póngase en contacto con nosotros en: online@riobeauty.com

Para pedir accesorios adicionales, visite www.riobeauty.com o póngase en contacto con su distribuidor local.

GARANTÍA

Para registrar la garantía de dos años en línea visite:
www.riobeauty.com/warranty_online.htm

RU RP: The Dezac Group Ltd, PO Box 17, Cheltenham, Inglaterra GL53 7ET

EU RP: The Dezac Group (Europe) B.V. Azura, Saturnusstraat 46-62, 2132 HB Hoofddorp, Países Bajos

AVISOS

- **Leia todas as instruções cuidadosamente e guarde-as para futura referência.**
- Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idades a partir dos 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência, desde que sejam supervisionadas ou que recebam instruções para utilizarem o aparelho de forma segura e desde que compreendam os perigos associados. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e manutenção não devem ser efetuadas por crianças sem supervisão.
- Este dispositivo deve ser utilizado apenas com o adaptador fornecido SK01T-0500100Z. Unidade de alimentação amovível CEI 60417-6181.
- Se o cabo de alimentação ou o adaptador estiverem danificados, devem ser substituídos pelo fabricante, por um agente autorizado ou por uma pessoa devidamente qualificada, para evitar qualquer risco. Contacte o Apoio ao Cliente para pedir uma substituição.
- Não coloque o aparelho dentro de água. NÃO utilize produtos de limpeza abrasivos ou solventes.
- NÃO utilize este produto se não estiver a funcionar corretamente, se tiver caído ou se tiver sofrido qualquer tipo de danos.
- NÃO utilize o faceLITE caso esteja a tomar qualquer medicamento que possa causar fotossensibilidade. A utilização do faceLITE enquanto está a tomar qualquer medicamento que possa causar fotossensibilidade pode provocar uma reação cutânea grave.
- A fotossensibilidade é um efeito secundário comum de vários medicamentos. Alguns desses medicamentos são antibióticos, medicamentos de quimioterapia e diuréticos. Se tem dúvidas acerca de qualquer medicamento que possa estar a tomar, consulte o seu médico.
- NÃO utilize o faceLITE no tratamento de quaisquer outras patologias para além das indicadas nas instruções de utilização.
- NÃO utilize o faceLITE caso esteja grávida, a planejar engravidar ou a amamentar. O faceLITE NÃO foi testado em mulheres grávidas ou lactantes, por isso, não se conhecem os riscos para o feto, para o recém-nascido ou para a mulher grávida.
- NÃO utilize o sistema LED faceLITE se sofrer de lúpus eritematoso, eczema fotossensível ou albinismo. Se utilizar o sistema LED faceLITE para tratar lúpus eritematoso, eczema fotossensível ou albinismo, pode provocar uma reação cutânea grave.
- NÃO utilize o faceLITE caso padeça de qualquer sensibilidade à luz.
- Faça um teste de sensibilidade antes de utilizar o faceLITE.

- NÃO utilize o faceLITE de qualquer outra forma que não as indicadas nestas instruções.
- DESLIGUE e REMOVA o faceLITE de imediato caso este fique quente ou sinta a pele desconfortavelmente quente.
- Utilize o faceLITE apenas com as máscaras de hidrogel recomendadas ou disponibilizadas com o mesmo. Existem outras máscaras no mercado, mas não foram testadas com o sistema faceLITE.
- ANTES DE UTILIZAR o faceLITE, remova cremes, loções ou maquilhagem. Alguns ingredientes existentes nesses produtos podem provocar sensibilidade à luz ou podem reduzir o efeito do tratamento.
- NUNCA utilize o faceLITE perto de água ou num local onde possa cair água sobre o produto. Se acha que o faceLITE esteve em contacto com água, NÃO o utilize.
- Mantenha o faceLITE afastado de superfícies QUENTES.
- NÃO tente fazer quaisquer alterações ao faceLITE. Qualquer alteração ao faceLITE vai anular a garantia. O faceLITE não inclui peças reparáveis.
- NÃO utilize o faceLITE se a máscara, o controlador ou o cabo de carregamento tiverem sofrido qualquer tipo de dano.
- A fita do faceLITE contém uma mistura de poliéster, nylon e licra. Se for alérgico a algum destes materiais, poderá não conseguir utilizar a fita para a cabeça fornecida.
- NÃO utilize a máscara LED faceLITE se sofrer de dores de cabeça provocadas pela luz.
- Não introduza a parte frontal de uma ficha numa tomada sem o adaptador ligado.

INTRODUÇÃO

Devido à perda de colagénio e de tecido elástico à medida que envelhecemos, a pele torna-se mais fina e seca, ficando descaída e com rugas. A pele envelhecida também é muito mais suscetível ao desenvolvimento de manchas castanhas e pigmentação. Além disso, a derme pode perder entre 20% a 80% da sua espessura durante o processo de envelhecimento.

O faceLITE utiliza dois comprimentos de onda de luz testados: 633 nm (luz vermelha) e 830 nm (luz infravermelha próxima). Foi demonstrado em estudos clínicos que estes comprimentos de onda estimulam as células produtoras de colagénio e de elastina através de um processo denominado fotobiomodulação.

O faceLITE foi concebido para proporcionar luz diretamente à pele, garantindo que a máxima quantidade de luz atinge os respetivos alvos celulares e não é desperdiçada.

A SUA UNIDADE

- | | | |
|-------------------------|--|------------------------|
| ❶ Máscara facial | ❷ Ficha USB | ❸ Fita para a cabeça |
| ❹ Controlador | ❺ Adaptador e quatro conectores: Reino Unido, União Europeia, China e E.U.A. | ❻ Bolsa de transporte |
| ❼ Ligar/Desligar | | ❼ Proteções para olhos |
| ❽ Luzes LED indicadoras | | |
| ❾ Ficha USB-C | | |

TESTE DE SENSIBILIDADE CUTÂNEA

Antes de efetuar o primeiro tratamento, faça um teste de sensibilidade cutânea.

1. Coloque o faceLITE sobre a zona interior do braço.
2. Se, a qualquer momento, sentir a pele QUENTE ou sentir desconforto, PARE de utilizar o dispositivo imediatamente.
3. Após o tratamento, aguarde, pelo menos, 6 horas. Se a pele da zona interior do braço ficar vermelha e/ou sentir comichão, não utilize o faceLITE.

PROTEÇÕES PARA OLHOS

Embora a luz utilizada pelo faceLITE seja totalmente segura, pode achar as luzes muito brilhantes. Se for o caso, pode utilizar as proteções para olhos para um maior conforto. As proteções para olhos são simples de colocar diretamente nas cavidades dos olhos.




CARREGAMENTO

Para carregar o faceLITE, ligue o adaptador à ficha USB-C do controlador. Ligue o adaptador à corrente elétrica e ligue o aparelho. Os 3 LED na unidade de controlo começam a piscar para indicar que está a carregar. Quando estiver totalmente carregado, os três LED ficam ligados sem piscar.

Nota: coloque o aparelho a carregar assim que o último LED começar a piscar. O faceLITE não funciona durante o carregamento.

COMO UTILIZAR

Antes de cada utilização, limpe a máscara do faceLITE com o dispositivo desligado. Consulte as instruções de limpeza. O faceLITE inclui uma fita ajustável que lhe permite utilizar a máscara com conforto.



TRATAMENTOS

Para melhores resultados, efetue o tratamento 3 a 5 dias por semana, no mínimo durante 4 semanas. Os tratamentos de manutenção devem ser efetuados conforme necessário, de acordo com o estilo de vida e o estado da pele.

Tratamento com o faceLITE:

1. Limpe e exfolie a pele para remover quaisquer vestígios de produtos de cuidados da pele.
2. Para colocar a máscara, passe a fita através dos orifícios de cada lado e feche com o velcro (veja a ilustração acima).
3. Embora a luz utilizada pelo faceLITE seja totalmente segura, pode achar as luzes muito brilhantes. Se for o caso, pode utilizar as proteções para olhos para um maior conforto. As proteções para olhos são simples de colocar diretamente nas cavidades dos olhos.
4. Passe a cabeça pelo interior da fita do faceLITE e coloque-o na cara; ajuste a fita, se necessário.
5. Prima o botão Ligar/Desligar para ligar. O dispositivo desliga automaticamente após 10 minutos. Pode premir o botão Ligar/Desligar a qualquer momento para interromper o tratamento.
6. No final do tratamento retire a máscara.
7. Aplique o hidratante e o protetor solar que utiliza habitualmente.

Nota: a pele pode ficar vermelha imediatamente após o tratamento. Deverá voltar ao normal dentro de 1 a 2 horas.

Tratamento com máscara de hidrogel (opcional):

Para melhores resultados e benefícios, o faceLITE pode ser combinado com tratamentos com a máscara de hidrogel. Consulte as instruções fornecidas com a máscara.

A máscara de hidrogel é aplicada após limpar a pele e antes de colocar o faceLITE sobre o rosto. Retire a máscara de hidrogel da embalagem e coloque-a diretamente sobre a pele. Alise quaisquer rugas ou dobras na máscara.

Utilize durante os 10 minutos de tratamento com luz. Pode deixar a máscara de hidrogel na pele até 30 minutos.

LIMPEZA

Antes de cada utilização, com o dispositivo desligado, limpe a máscara facial seguindo as instruções de limpeza abaixo.

1. O dispositivo **NÃO** pode estar a carregar quando fizer a limpeza.
2. Limpe a máscara facial com um toalhete à base de água ou com um pano húmido e limpo. Quaisquer manchas persistentes podem ser removidas cuidadosamente com álcool a 70%. **NÃO** utilize quaisquer outros produtos de limpeza, visto que estes podem danificar os plásticos.
3. Limpe o controlador com um pano húmido e limpo.

ARMAZENAMENTO

Guarde o faceLITE à temperatura ambiente e num local seco. Utilize a bolsa de transporte fornecida. Evite guardar o faceLITE em locais com pó, exposição direta à luz solar ou humidade.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Problema	Causa possível	Solução
A luz vermelha ou infravermelha não acende no faceLITE	Bateria descarregada	Ligue o controlador ao adaptador, com o respetivo conector ligado, e deixe a carregar até que o LED indicador no controlador fique acesso SEM piscar.
A luz vermelha ou infravermelha não acende no faceLITE	Dispositivo ligado à corrente elétrica	Desligue a ficha USB-C do controlador.
Os LED NÃO DESLIGAM após 10 minutos.	Dispositivo danificado.	Devolva ao fornecedor.
Os LED piscam durante o tratamento.	Dispositivo danificado.	Devolva ao fornecedor.

ELIMINAÇÃO



A Diretiva de Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos (REEE) (2012/19/UE) foi acionada para a reciclagem de produtos através das melhores técnicas de recuperação e reciclagem disponíveis, de modo a minimizar o impacto no ambiente, tratar substâncias perigosas e evitar o aumento de aterros sanitários. O produto está classificado como Equipamento Elétrico ou Eletrónico. Como tal, garanta que no fim da sua vida útil é eliminado de forma correta, de acordo com as exigências legais locais. **NÃO** deve ser eliminado juntamente com o lixo doméstico.

ESPECIFICAÇÕES

Entrada do controlador: 5 V 800 mA 

Entrada da máscara: 5 V 450 mA (CC)



Este produto está em conformidade com a legislação atual de produtos da UE.



Leia cuidadosamente estas instruções antes de utilizar o aparelho e guarde-as para futura referência.



Este produto destina-se apenas a utilização em espaços interiores.



Este símbolo significa que deve manter o dispositivo afastado da luz solar direta.



Corrente contínua



Unidade de alimentação amovível
CEI 60417-6181



Este símbolo indica a ficha USB.



Este símbolo indica que o dispositivo utiliza uma bateria de polímero de iões de lítio.



Símbolo de Classe III
(CEI 60417-5180)



Isolamento de Classe II



Peso: 366 g (controlador e máscara facial)

LED:

Vermelho: 630 nm +/- 10 nm.
Infravermelho próximo: 830 nm +/- 17,5 nm

Dimensões totais do dispositivo:

Máscara facial: 406 mm máx. (l) x 196 mm máx. (a)
Controlador: 23 mm máx. (d) x 104 mm (c)

**Duração do programa/
tratamento:**

10 minutos

Temperatura de funcionamento:

0 °C a 40 °C

**Temperatura de armazenamento
e transporte:**

-5 °C a 55 °C

Humidade de funcionamento:

30% a 95% sem condensação

**Humidade de armazenamento
e transporte:**

20% a 85% sem condensação

APOIO AO CLIENTE

Se tiver alguma questão, entre em contacto connosco através do e-mail: online@riobeauty.com

Para encomendar acessórios adicionais, visite www.riobeauty.com ou contacte o seu distribuidor local.

GARANTIA

Para registar a sua garantia de dois anos online, visite: www.riobeauty.com/warranty_online.htm

Representante no Reino Unido: The Dezac Group Ltd, PO Box 17, Cheltenham Spa, Inglaterra GL53 7ET

Representante na União Europeia: The Dezac Group (Europe) B.V. Azura, Saturnusstraat 46-62, 2132 HB Hoofddorp, Países Baixos

AVVERTENZE

- **Leggere attentamente tutte le istruzioni e conservarle per un eventuale utilizzo futuro.**
- Questo apparecchio può essere utilizzato dai bambini a partire dagli 8 anni di età e da persone con ridotte funzionalità fisiche, sensoriali o mentali - o non esperte nell'uso del prodotto - solo se supervisionati da adulti o dopo avere ricevuto le istruzioni necessarie a garantire l'utilizzo sicuro dell'apparecchio ed evitare possibili rischi derivanti dall'uso dello stesso. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Non consentire ai bambini di eseguire la pulizia e la manutenzione di questo apparecchio senza supervisione.
- Questo apparecchio deve essere usato solo con l'adattatore di rete fornito SK01T-0500100Z. Alimentatore staccabile IEC 60417-6181.
- Se il cavo di alimentazione o l'adattatore CA/CC sono danneggiati, devono essere sostituiti dal produttore o da un suo centro assistenza autorizzato o da una persona con una qualifica simile al fine di evitare pericoli. Contattare l'Assistenza clienti per richiedere le parti di ricambio.
- Non immergere il prodotto in acqua. **NON** usare solventi né detersivi abrasivi.
- **NON** utilizzare questo prodotto se non funziona correttamente, se è caduto o risulta danneggiato.
- **NON** usare faceLITE si stanno assumendo farmaci che possono causare fotosensibilità. Se si usa faceLITE e si stanno assumendo farmaci che possono causare fotosensibilità, si potrebbe avere una grave reazione cutanea.
- La fotosensibilità è un effetto collaterale comune a vari farmaci. Tra cui alcuni antibiotici, farmaci chemioterapici e diuretici. Se non si è sicuri di qualche farmaco che si stia assumendo, consultare il proprio medico.
- **NON** utilizzare faceLITE per trattare altre condizioni oltre a quelle elencate nelle indicazioni per l'uso.
- **NON** utilizzare faceLITE in caso di gravidanza, se si prevede di essere incinte o di allattare. faceLITE **NON** è stato testato su donne in gravidanza o che allattano al seno e pertanto il rischio per il feto, il neonato o le donne in gravidanza non è noto.
- **NON** usare il sistema faceLite LED se si soffre di Lupus eritematoso, eczema fotosensibile o albinismo. Se si utilizza il sistema faceLite LED per il trattamento del lupus eritematoso, dell'eczema fotosensibile o dell'albinismo, si può provocare una grave reazione cutanea.
- **NON** usare faceLITE se si soffre di qualsiasi disturbo di fotosensibilità (sensibilizzazione alla luce).
- Prima di utilizzare faceLITE è necessario eseguire un test di sensibilizzazione.

- NON utilizzare faceLITE in modo diverso da quanto specificato nelle presenti istruzioni per l'uso.
- SPEGNERE e RIMUOVERE immediatamente faceLITE se si percepisce un certo calore o se si sente la pelle sgradevolmente calda.
- Utilizzare faceLITE solo con le maschere Hydrogel consigliate o fornite per l'uso in concomitanza con faceLITE. Sono disponibili altre maschere, ma non sono state testate con il sistema faceLITE.
- NON usare faceLITE senza aver prima rimosso creme, lozioni o qualsiasi traccia di trucco. Alcuni ingredienti di questi prodotti possono causare una leggera sensibilizzazione o possono ridurre l'effetto del trattamento.
- Non utilizzare MAI faceLITE vicino all'acqua o dove dell'acqua possa essere versata sul prodotto. NON usare faceLITE se si pensa che sia venuto a contatto con acqua.
- Tenere faceLITE lontano da superfici CALDE.
- NON tentare di modificare faceLITE in nessun modo. La modifica di faceLITE ne invalida la garanzia. faceLITE non contiene parti riparabili.
- NON utilizzare faceLITE se la maschera, il controller, il cavo di ricarica sono in qualche modo danneggiati.
- La cinghietta faceLITE contiene una miscela di poliestere, nylon e lycra. Se si è allergici a uno di questi materiali, potrebbe non essere possibile utilizzare la cinghietta per la testa fornita.
- NON usare faceLITE LED se si soffre di mal di testa indotto dalla luce.
- Non inserire una spina frontale in una presa quando l'adattatore non è collegato.

INTRODUZIONE

A causa della perdita di collagene e di elasticità dei tessuti con l'avanzare dell'età, la pelle diventa più sottile e secca con formazione di cedimenti e rughe. Con l'invecchiamento la pelle è anche molto più propensa a sviluppare macchie e pigmentazione marroni. Inoltre, il derma della pelle può perdere dal 20 all'80% del suo spessore durante il processo di invecchiamento.

faceLITE utilizza due lunghezze d'onda della luce comprovate; 633nm (luce rossa) e 830nm (vicino alla luce infrarossa). In degli studi clinici si è dimostrato che queste lunghezze d'onda stimolano le cellule di produzione di collagene ed elastina attraverso un processo chiamato fotobiomodulazione.

faceLITE è stato progettato per fornire luce direttamente sulla pelle, assicurando che la massima quantità di luce colpisca i suoi bersagli cellulari senza essere sprecata.

COMPONENTI

- | | | | | | |
|---|----------------------|---|--|----|-------------------------|
| 1 | Maschera per il viso | 6 | Preso USB | 8 | Cinghietta per la testa |
| 2 | Controller | 7 | Adattatore e quattro connettori, Regno Unito, UE, Cina e USA | 9 | Borsa per il trasporto |
| 3 | On/Off | | | 10 | Bordi protezione occhi |
| 4 | Spie LED | | | | |
| 5 | Preso USB-C | | | | |

PATCH TEST

Prima di eseguire il primo trattamento è necessario eseguire un test di sensibilità (prova allergica).

1. Mettere faceLITE sulla parte interna del braccio.
2. Se in qualsiasi momento si sente la pelle CALDA o fastidio, interrompere immediatamente l'utilizzo del dispositivo.
3. Dopo il trattamento, attendere almeno 6 ore. Se la pelle della parte interna del braccio appare arrossata e/o pruriginosa, non usare faceLITE.

BORDI PROTEZIONE OCCHI

Sebbene le luci utilizzate nel faceLITE siano completamente sicure, potrebbero essere percepite come abbastanza intense. Se si pensa che le luci a LED siano un po' troppo intense, è possibile utilizzare i bordi protezione occhi opzionali per migliorare i livelli di comfort. I bordi protezione occhi vanno facilmente applicati direttamente nei fori per gli occhi.




RICARICA

Per caricare faceLITE, inserire l'alimentatore nella presa USB-C del controller. Collegare l'adattatore CA/CC a una presa di corrente e accenderlo. I 3 LED sulla centralina inizieranno a lampeggiare per indicare la ricarica. Quando è completamente carico, tutti e tre i LED saranno illuminati.

Nota: Ricaricare sempre quando l'ultimo LED inizia a lampeggiare. faceLITE non funzionerà durante la ricarica.

GUIDA INTRODUTTIVA

Prima di ogni utilizzo, a dispositivo spento, pulire la maschera faceLITE. Vedere le istruzioni per la pulizia. faceLITE è dotato di una cinghietta regolabile che consente di indossare comodamente la maschera.



TRATTAMENTI

Per ottenere i migliori risultati, effettuare il trattamento 3- 5 giorni a settimana per un minimo di 4 settimane. I trattamenti di manutenzione devono essere eseguiti secondo necessità, in base allo stile di vita e alle condizioni della pelle.

Trattamento faceLITE:

1. Detergere ed esfoliare la pelle per rimuovere eventuali tracce di trattamenti.
2. Per indossare la maschera, infilare la cinghietta attraverso i fori su entrambi i lati della maschera e unire le estremità usando il gancio e le estremità del loop (vedere la figura precedente).
3. Sebbene le luci utilizzate nel faceLITE siano completamente sicure, potrebbero essere percepite come abbastanza intense. Se si pensa che le luci a LED siano un po' troppo intense, è possibile utilizzare i bordi protezione occhi opzionali per migliorare i livelli di comfort. I bordi protezione occhi vanno facilmente applicati direttamente nei fori per gli occhi.
4. Posizionare il dispositivo faceLITE sulla testa e sul viso, regolare la cinghietta se necessario.
5. Premere il tasto di accensione/spegnimento per accendere. Il dispositivo si spegnerà automaticamente dopo dieci minuti. È possibile interrompere il trattamento in qualsiasi momento premendo il tasto On/Off.
6. Alla fine del trattamento rimuovere la maschera.
7. Applicare la normale crema idratante e crema solare.

Nota: Immediatamente dopo il trattamento la pelle può arrossarsi. Dovrebbe tornare alla normalità nel giro di 1-2 ore.

Trattamento con maschera Hyrdogel (opzionale):

Per avere risultati e benefici migliori faceLITE può essere combinato con trattamenti che prevedono l'uso di maschere Hydrogel . Si prega di rivedere tutte le istruzioni fornite con la maschera.

La maschera Hydrogel viene applicata dopo aver pulito la pelle e prima di posizionare faceLITE sul viso. Rimuovere la maschera Hydrogel dalla confezione e posizionarla direttamente sulla pelle. Sistemare eventuali grinze o pieghe nella maschera.

Utilizzare il trattamento con la luce in tutto per 10 minuti. La maschera Hydrogel può essere lasciata accesa per un massimo di 30 minuti.

PULIZIA

Prima di ogni utilizzo, a dispositivo spento, pulire la maschera per il viso seguendo le istruzioni di pulizia riportate di seguito.

1. Assicurarsi che il dispositivo NON sia in fase di ricarica durante la pulizia.
2. Pulire la maschera per il viso con un panno imbevuto in acqua o un panno pulito umido. Le macchie ostinate possono essere rimosse strofinando delicatamente con alcool al 70%. NON usare altri prodotti detergenti in quanto potrebbero danneggiare la plastica.
3. Pulire il controller con un panno pulito e umido.

CONSERVAZIONE

Conservare faceLITE a temperatura ambiente e in un luogo asciutto. Utilizzare la borsa per il trasporto in dotazione. Evitare di conservare faceLITE dove possa essere presente della polvere, alla luce solare diretta o in condizioni di umidità.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Problema	Possibile causa	Soluzione
Nessuna luce rossa o infrarossa proveniente da faceLITE	Non caricato	Collegare il controller all'adattatore di alimentazione assicurandosi che i connettori siano collegati e lasciare in carica fino a quando i tre LED indicatori sul controller rimangono accesi e NON lampeggiano.
Nessuna luce rossa o infrarossa proveniente da faceLITE.	Dispositivo collegato alla rete.	Scollegare il connettore USB-C dal controller.
I LED NON si spengono dopo 10 minuti.	Il dispositivo è difettoso.	Restituirlo al fornitore.
I LED sfarfallano durante il trattamento.	Il dispositivo è difettoso.	Restituirlo al fornitore.

SMALTIMENTO



La direttiva 2012/19/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) è stata introdotta per favorire il riciclo dei prodotti utilizzando le migliori tecniche di recupero e riciclo, al fine di minimizzare l'impatto sull'ambiente, di trattare adeguatamente le sostanze tossiche e di evitare il proliferare di discariche. Il prodotto è classificato come apparecchiatura elettrica ed elettronica. Pertanto si raccomanda di assicurarsi che, al termine del suo ciclo di vita, il prodotto venga smaltito nel modo corretto, in conformità alle prescrizioni delle autorità locali. NON smaltire questo prodotto con i rifiuti domestici.

SPECIFICHE TECNICHE

Ingresso controller: 5V 800mA 

Ingresso maschera: 5V 450mA (CC)



Il prodotto è conforme alle attuali normative UE sui prodotti di questo tipo.



Leggere attentamente le istruzioni prima di procedere all'uso e conservarle per un eventuale utilizzo futuro.



Questo prodotto deve essere usato esclusivamente in ambienti interni.



Questo simbolo significa che bisogna tenere il dispositivo lontano dalla luce solare diretta.



Corrente continua



Alimentatore staccabile IEC 60417-6181



Questo simbolo indica il connettore USB.



Questo simbolo indica che il dispositivo utilizza una batteria ai polimeri di ioni di litio.



Simbolo classe III (IEC 60417-5180)



Classe isolamento II



Peso: 366g (controller e maschera per il viso)

LED:

Rosso: 630nm +/-10nm.

Vicino all'infrarosso: 830nm +/-17,5nm

Dimensioni totali del dispositivo:

Maschera per il viso: 406 mm

max (a) x 196 mm max (h)

Controller: 23mm max (dia) x

104mm (l)

Programma / durata del trattamento:

10 minuti

Temperatura di esercizio:

Da 0°C a 40°C

Temperatura per la conservazione e il trasporto:

Da -5°C a 55°C

Umidità di esercizio:

Dal 30% al 95% senza condensa

Umidità per la conservazione e il trasporto:

Dal 20% al 85% senza condensa

ASSISTENZA CLIENTI

In caso di domande, contattarci al seguente indirizzo: online@riobeauty.com

Per il riordino di ulteriori accessori, visitare il sito www.riobeauty.com o contattare il distributore di zona.

GARANZIA

Per registrare online la garanzia di due anni, visitare il sito:

www.riobeauty.com/warranty_online.htm

RP Regno Unito: The Dezac Group Ltd, PO Box 17, Cheltenham Spa, Gran Bretagna GL53 7ET

RP UE: The Dezac Group (Europe) B.V. Azura,

Saturnusstraat 46- 62, 2132 HB Hoofddorp, Paesi Bassi



UK Product RP: The Dezac Group Ltd, PO Box 17, Cheltenham Spa, England, GL53 7ET

EU Product RP: The Dezac Group (Europe) B.V. Azura, Saturnusstraat 46-62, 2132 HB Hoofddorp, Netherlands

©The Dezac Group Ltd 2021, PO Box 17, Cheltenham Spa, England GL53 7ET

www.riobeauty.com

1-IN-FCLT2-EU/1.0