

# Silk'n®

## REVIT ESSENTIAL

### H4201




- DE BEDIENUNGSANLEITUNG
- FR MODE D'EMPLOI
- IT MANUALE D'USO
- SL PRIROČNIK ZA UPORABNIKA

DE

FR

IT

SL



## **Rechtlicher Hinweis**

Invention Works B.V. behält sich das Recht vor, Änderungen an seinen Produkten oder Spezifikationen zur Verbesserung von Leistung, Betriebssicherheit oder Herstellbarkeit vorzunehmen. Durch Invention Works B.V. bereitgestellte Informationen werden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung als korrekt und verlässlich angesehen. Die Invention Works B.V. übernimmt allerdings keine Verantwortung für deren Verwendung. Es wird weder stillschweigend noch unter einem Patent oder unter Patentrechten der Invention Works B.V. eine Lizenz eingeräumt.

Kein Teil dieses Dokuments darf in irgendeiner Form oder mit elektronischen oder mechanischen Mitteln für irgendwelche Zwecke ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung der Invention Works B.V. reproduziert oder übertragen werden. Änderungen der Daten ohne Vorankündigung sind vorbehalten.

Die Silkn Beauty Ltd. verfügt über Patente sowie anhängige Patentanmeldungen, Handelsmarken, Urheberrechte oder sonstige Rechte geistigen Eigentums, welche Gegenstand dieses Dokumentes sind. Die Bereitstellung dieses Dokumentes gibt Ihnen keinerlei Lizenz für diese Patente, Handelsmarken, Urheberrechte oder sonstigen Rechte geistigen Eigentums, sofern dies nicht ausdrücklich in einer schriftlichen Vereinbarung von Silkn Beauty Ltd. geregelt ist. Änderung der technischen Daten ohne Vorankündigung vorbehalten.

Silk'n und das Silk'n-Logo sind eingetragene Warenzeichen der Silkn Beauty Ltd.

Invention Works B.V.  
Galileïstraat 17, 3029 AL Rotterdam, Die Niederlande  
[www.silkn.eu](http://www.silkn.eu) - [info@silkn.eu](mailto:info@silkn.eu)

# Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Lieferumfang/Geräteteile</b>	<b>5</b>
<b>2</b>	<b>Allgemeines</b>	<b>5</b>
2.1	Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren	5
2.2	Symbolerklärung	5
<b>3</b>	<b>Sicherheit</b>	<b>7</b>
3.1	Bestimmungsgemäßer Gebrauch	7
3.2	Sicherheitshinweise	7
<b>4</b>	<b>Produkt und Lieferumfang prüfen</b>	<b>13</b>
<b>5</b>	<b>Grundlegendes zum Produkt</b>	<b>13</b>
<b>6</b>	<b>Mögliche Nebenwirkungen</b>	<b>14</b>
<b>7</b>	<b>Anwendung vorbereiten</b>	<b>14</b>
7.1	Anwendungsbereiche	14
7.2	Aufsätze anbringen und wechseln	15
<b>8</b>	<b>Bedienung</b>	<b>16</b>
8.1	Empfohlene Vorkehrungen	16
8.2	Anwendungsschritte	16
<b>9</b>	<b>Reinigung und Wartung</b>	<b>17</b>
9.1	Haupteinheit und Aufsätze reinigen	17
9.2	Filter reinigen und wechseln	17
<b>10</b>	<b>Aufbewahrung</b>	<b>18</b>
<b>11</b>	<b>Fehlersuche</b>	<b>18</b>
<b>12</b>	<b>Technische Daten</b>	<b>18</b>
<b>13</b>	<b>Entsorgung</b>	<b>20</b>
13.1	Verpackung entsorgen	20
13.2	Produkt entsorgen	20
<b>14</b>	<b>Garantieinformationen</b>	<b>21</b>
<b>15</b>	<b>Kundenservice</b>	<b>21</b>

# I Lieferumfang/Geräteteile

- |                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| 1 Aufsatz (Fein/Grob), 2×* | 5 Steuerungstaste (⏻)        |
| 2 Gummikappe, 4×*          | 6 Netzteilanschluss          |
| 3 Filter, 3 l ×*           | 7 AC/DC-Netzteil (mit Kabel) |
| 4 Haupteinheit             |                              |

\*Ein Stück ist bereits an der Haupteinheit montiert.

## 2 Allgemeines

### 2.1 Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren



Diese Bedienungsanleitung gehört zu diesem ReVit Essential (im Folgenden „Produkt“ genannt). Sie enthält wichtige Informationen zur Inbetriebnahme und Benutzung.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden. Dies gilt insbesondere für die Sicherheitshinweise. Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann zu Verletzungen oder zu Schäden am Produkt führen. Die Bedienungsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung zur späteren Nutzung auf. Wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung mit.

### 2.2 Symbolerklärung

Die folgenden Symbole und Signalwörter werden in dieser Bedienungsanleitung, auf dem Produkt oder auf der Verpackung verwendet.

#### **WARNUNG!**

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

#### **HINWEIS!**

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.



Dieses Signalsymbol liefert Ihnen nützliche Zusatzinformationen zum Umgang und Gebrauch.



Konformitätserklärung: Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.



Dieses Symbol kennzeichnet elektrische Geräte, die zur Schutzklasse III gehören (Haupteinheit).



Dieses Symbol gibt die Polarität des Stroms am Netzteilanschluss an.



Mit diesem Symbol gekennzeichnete Geräte sind nur für den Gebrauch im Haushalt geeignet (in trockenen Innenräumen).



Dieses Symbol kennzeichnet die Bemessungsspannung und den Bemessungsstrom für Gleichstrom.

**IP20**

Das AC/DC-Netzteil ist gegen Festkörper bis 12 mm Größe geschützt.



Das internationale Effizienzkennzeichen gibt an, dass die Stromversorgung die Anforderungen der Stufe VI erfüllt (AC/DC-Netzteil).



Das AC/DC-Netzteil ist mit einem kurzschlussfesten Sicherheitstrafo ausgestattet.



Das AC/DC-Netzteil verfügt über ein Schaltnetzteil.



Dieses Symbol kennzeichnet elektrische Geräte der Schutzklasse II (AC/DC-Netzteil).



Wenn das Netzteil beschädigt ist oder die Stifte verbogen sind, müssen Sie das Netzteil entsorgen und dürfen es nicht weiter verwenden.

Die Kennzeichnung „GS“ steht für „geprüfte Sicherheit“. Produkte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, erfüllen die Vorgaben des Produktsicherheitsgesetzes (ProdSG) (AC/DC-Netzteil).



## 3 Sicherheit

### 3.1 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Produkt ist ein Gerät für den freien Handel und dient ausschließlich dem Peeling der oberen Hautschicht für ein frischeres Erscheinungsbild. Es ist für die Anwendung von Gesicht, Hals und Händen vorgesehen. Fahle und von der Sonne geschädigte Haut kann damit ebenfalls behandelt werden.

Das Produkt ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet. Verwenden Sie das Produkt nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sach- oder Personenschäden führen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verletzungen, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

### 3.2 Sicherheitshinweise



#### **WARNUNG! STROMSCHLAGEGFAHR!**

- Schließen Sie das Produkt nur an, wenn die Netzspannung der Steckdose mit den Daten auf dem Typenschild des AC/DC-Netzteils übereinstimmt.
- Schließen Sie das AC/DC-Netzteil nur an eine leicht zugängliche Steckdose an, sodass Sie es bei einem Störfall schnell vom Stromnetz trennen können.
- Das Produkt darf nur mit dem mitgelieferten AC/DC-Netzteil verwendet werden. Verwenden Sie das AC/DC-Netzteil nicht für andere Zwecke.
- Wenn das Netzkabel des AC/DC-Netzteils beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder von ähnlich

qualifizierten Personen gewechselt werden, um Gefahren zu vermeiden.

- Verwenden Sie das AC/DC-Netzteil nie, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt ist, wenn es nicht ordnungsgemäß funktioniert oder wenn es in Wasser getaucht wurde. Trennen Sie in diesem Fall sofort das AC/DC-Netzteil.
- Öffnen Sie das Gehäuse nicht, sondern überlassen Sie die Reparatur Fachkräften. Wenden Sie sich dazu an den Kundendienst. Bei eigenständig durchgeführten Reparaturen, unsachgemäßem Anschluss oder falscher Bedienung sind Haftungs- und Garantieansprüche ausgeschlossen. In diesem Produkt befinden sich elektrische und mechanische Teile, die zum Schutz gegen Gefahrenquellen unerlässlich sind.
-  Halten Sie das Produkt und das AC/DC-Netzteil von Wasser oder Flüssigkeiten fern. Verwenden Sie es nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Waschbecken oder anderen mit Wasser gefüllten Gefäßen.
- Greifen Sie nicht nach dem Produkt oder dem AC/DC-Netzteil, wenn es ins Wasser gefallen ist. Trennen Sie es sofort von der Stromversorgung, bevor Sie danach greifen. Wenn Sie das Produkt und/oder das



AC/DC-Netzteil nicht von der Stromversorgung trennen, kann dies zu einem Stromschlag führen!

- Schalten Sie das Produkt immer aus, wenn Sie es nicht verwenden, wenn Sie es reinigen oder wenn eine Störung vorliegt. Trennen Sie immer das AC/DC-Netzteil von der Stromversorgung, wenn Sie das Produkt nicht verwenden.
- Fassen Sie das Gehäuse und das AC/DC-Netzteil niemals mit nassen oder feuchten Händen an.
- Stecken Sie keine Gegenstände in das Gehäuse.
- Ziehen Sie das AC/DC-Netzteil nicht am Kabel aus der Steckdose, sondern fassen Sie immer das Netzteil selbst an. Transportieren, ziehen oder tragen Sie das Produkt nie am Kabel.
- Halten Sie das Produkt und das AC/DC-Netzteil von offenen Flammen und heißen Oberflächen fern.
- Verlegen Sie das Kabel so, dass es nicht zur Stolperfalle wird.
- Knicken Sie das Kabel nicht, wickeln Sie es nicht um das Produkt und legen Sie es nicht über scharfe Kanten.
- Verwenden Sie das Produkt nur in Innenräumen.

**! WARNUNG! GEFAHREN FÜR KINDER UND PERSONEN MIT VERRINGERTEN PHYSISCHEN, SENSORISCHEN ODER MENTALEN FÄHIGKEITEN ODER MANGEL AN ERFAHRUNG UND WISSEN.**

- Das Produkt darf nicht von Kindern und Personen unter 16 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen bezüglich der Verwendung des Produkts verwendet werden. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von unbeaufsichtigten Kindern durchgeführt werden.
- Halten Sie Kinder unter 8 Jahren vom Produkt und dem AC/DC-Netzteil fern.
- Stellen Sie sicher, dass Kinder nicht mit der Kunststoffverpackung spielen. Sie können sich beim Spielen darin verfangen und ersticken.
- Das Produkt enthält Kleinteile. Halten Sie sie von Kleinkindern fern.

**! WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR!**

- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Folgendes auf Sie zutrifft:

- Sie haben Rosazea.
- Bei Ihnen liegen schlecht eingestellte endokrine Störungen wie Diabetes und Schilddrüsenprobleme vor.
- Ihr Hautzustand ist aufgrund von Diabetes, systemischen oder Stoffwechselerkrankungen unnormal.
- Sie haben innerhalb der letzten 3 Monate eine Strahlungs- oder Chemotherapie erhalten, oder Bereiche Ihrer Haut weisen bösartige Tumore auf.
- Sie haben innerhalb der letzten 6 Monate ärztlich verschriebene Medikamente auf Ihrer Haut angewandt.
- Laut Aussage Ihres Arztes oder Hautarztes ist die Anwendung in Ihrem Zustand nicht sicher.
- Behandeln Sie keine Bereiche mit:
  - Aktiven Ekzemen, Schuppenflechte, Wunden, offenen Wunden oder Infektionen (Bläschen), Leberflecken oder Warzen, unnormalem Hautzustand infolge von systemischen oder Stoffwechselerkrankungen (z. B. Diabetes).
  - Herpesausbrüchen in der Vergangenheit.
  - Traumatisierter oder verletzter Haut.
  - Kürzlichem ungeschütztem Kontakt mit der Sonne (1 Tag warten) oder wenn

Ihre Haut gebräunt oder von der Sonne verbrannt ist (3 Tage warten).

- Verwenden Sie das Produkt nicht auf den Brustwarzen oder im Genitalbereich.
- Verwenden Sie den Modus mit geringer Saugkraft, wenn Sie sich unwohl fühlen.
- Verwenden Sie das Produkt ab sofort nicht mehr, wenn sich Ihre Haut stark rötet.
- Legen Sie vor den Anwendungen Ihren gesamten Schmuck ab.
- Schützen Sie Ihre Haut mit dem Lichtschutzfaktor 30 oder höher, wenn Sie Ihre Haut nach der Verwendung des Produkts der Sonne aussetzen.

## **HINWEIS! BESCHÄDIGUNGSGEFAHR!**

- Verwenden Sie keine Adapter, Aufsätze oder Zubehörteile, die nicht vom Hersteller empfohlen wurden.
- Stellen Sie das Produkt nicht an den Rand einer Oberfläche, um ein Herunterfallen zu verhindern.
- Verwenden Sie das Produkt nicht mehr, wenn die Kunststoffteile gerissen, gebrochen oder deformiert sind.
- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten sowie scharfe oder metallische Reinigungsutensilien wie Messer, harte Spachtel und dergleichen.

## 4 Produkt und Lieferumfang prüfen

### HINWEIS! BESCHÄDIGUNGSGEFAHR!

- Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, kann das Produkt schnell beschädigt werden. Gehen Sie beim Öffnen sehr vorsichtig vor.
1. Nehmen Sie das Produkt aus der Verpackung.
  2. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist (siehe **Abb. A**).
  3. Prüfen Sie, ob das Produkt oder die Einzelteile Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, benutzen Sie das Produkt nicht. Wenden Sie sich an unseren Kundenservice.

## 5 Grundlegendes zum Produkt

Bei dem Produkt handelt es sich um ein Therapiegerät mit Zweifachwirkung, das für den Hausgebrauch konzipiert ist. Es kombiniert ein Mikrodermabrasions-Peeling mit einer Vakuumstimulierung.

### Mikrodermabrasions-Peeling

- Fördert das sanfte, nicht abrasive Peeling für eine glattere, frischere Haut.
- Trägt zur Verbesserung des Hauttons, der Hauttextur und der Hautelastizität bei.
- Hilft dabei, feine sichtbare Linien um die Augen herum, Altersflecken und oberflächliche Narben zu reduzieren.

### Vakuumstimulierung

- Trägt zur Stimulierung der Blutzirkulation für eine glattere, jünger wirkende Haut bei.
- Bringt einige Unreinheiten an die Oberfläche.
- Erfasst tote Hautzellen für deren Entfernung.

## 6 Mögliche Nebenwirkungen


Wenn Sie alle Anweisungen befolgen und alle Warnungen beachten, kommt es nur selten zu Komplikationen und Nebenwirkungen. Ein gewisses Risiko ist mit allen Kosmetikprodukten verbunden, einschließlich derer, die für den Hausgebrauch konzipiert sind. Daher ist es wichtig, dass Sie die Risiken und Komplikationen verstehen, die auftreten können. Wenden Sie sich an Ihren Arzt, wenn bei Ihnen dauerhafte Symptome auftreten.

Nebenwirkung	Risiko
<b>Fleckenbildung:</b> Möglicherweise kommt es zu einer leichten Fleckenbildung. Diese Flecken sollten nach 2 bis 3 Tagen verschwinden.	Gering
<b>Hautrötung:</b> Möglicherweise weiten sich die oberflächlichen Blutkapillare. Dies kann für ein paar Tage zu einer Rötung führen. Zudem weisen einige Kapillare möglicherweise rote Flecken auf, die mit der Zeit ebenfalls abklingen. Kühlen Sie in diesen Fällen den Bereich umgehend mit kaltem Wasser.	Gering

## 7 Anwendung vorbereiten

### 7.1 Anwendungsbereiche

Machen Sie sich mit diesen Anwendungsbereichen und den entsprechenden Anwendungsempfehlungen vertraut.

Anwendungsbereich	Empfehlung
Stirn, Wangen und Kinn 	Bewegen Sie das Produkt von der Mitte ausgehend nach außen über die Haut.

Anwendungsbereich	Empfehlung
<p>Augen und Nase</p> 	<p>Machen Sie im Bereich um die Augenbrauen herum kurze Aufwärtsbewegungen. Meiden Sie die Augenlider. Beginnen Sie für die Bereiche unter den Augen neben der Nase, und führen Sie das Produkt nach außen in Richtung Haaransatz. Machen Sie im Bereich der Nase gerade Abwärtsbewegungen, und folgen Sie dabei der Krümmung der Nase und der Kontur der Wangenknochen.</p>
<p>Hals</p> 	<p>Machen Sie im gesamten Bereich des Halses sanfte Abwärtsbewegungen.</p>

## 7.2 Aufsätze anbringen und wechseln

Das Produkt verfügt über zwei Aufsätze (Fein und Grob, Angabe auf dem Aufsatz) **1**. Es wird empfohlen, mit dem feinen Aufsatz zu beginnen.

**i** Verwenden Sie den feinen Aufsatz zur allgemeinen Anwendung oder zur abschließenden Feinbearbeitung und den groben Aufsatz für das Grob-Peeling.

So bringen Sie Aufsätze an und wechseln sie:

1. Stellen Sie sicher, dass die Haupteinheit **4** nicht mit dem AC/DC-Netzteil **7** verbunden ist.
2. Entfernen Sie den aktuellen Aufsatz von der Haupteinheit, indem Sie ihn vorsichtig abziehen.
3. Bringen Sie den anderen Aufsatz an der Haupteinheit an. Stellen Sie vor dem Gebrauch sicher, dass der Aufsatz fest sitzt.

## 8 Bedienung

### 8.1 Empfohlene Vorkehrungen

- Führen Sie vor der erstmaligen Anwendung eines Bereichs einen punktuellen Test in einem kleinen Hautbereich durch. Setzen Sie die Anwendung fort, wenn keine Nebenwirkungen auftreten.
- Es wird empfohlen, mit dem Modus mit geringer Saugkraft zu beginnen und nach 2 bis 3 Anwendungen in den Modus mit hoher Saugkraft zu wechseln. Wenn Sie sich in irgendeiner Art und Weise unwohl fühlen, behandeln Sie den jeweiligen Bereich im Modus mit geringer Saugkraft.
- Bearbeiten Sie die einzelnen Bereiche zunächst 2 bis 4 mal. Wenn sich Ihre Haut an die Anwendung gewöhnt hat, können Sie auf 4 bis 6 mal erhöhen.
- Es wird empfohlen, das Produkt maximal zweimal wöchentlich zu verwenden.
- Beenden Sie die Anwendung sofort, wenn Sie sich unwohl fühlen.

### 8.2 Anwendungsschritte

1. Stellen Sie sicher, dass Ihre Haut sauber, trocken und frei von Puder, Creme oder Gel ist.
2. Stellen Sie sicher, dass die Gummikappe **2**, der Filter **3** und der Aufsatz **1** sicher an der Haupteinheit **4** angebracht sind. Es wird empfohlen, mit dem feinen Aufsatz zu beginnen (siehe Abschnitt „Aufsätze anbringen und wechseln“).
3. Schließen Sie das Kabel des AC/DC-Netzteils **7** an den Netzteilanschluss **6** an.
4. Schließen Sie das AC/DC-Netzteil an eine Steckdose an.
5. Drücken Sie die Steuerungstaste (⏻) **5**, um das Produkt einzuschalten. Das Produkt ist bereit für den Gebrauch im Modus mit geringer Saugkraft.
6. Drücken Sie den Aufsatz fest auf Ihre Haut, sodass Sie das Saugen spüren. Behandeln Sie die einzelnen Bereiche wie im Abschnitt „Anwendungsbereiche“ beschrieben.
7. Drücken Sie ggf. erneut die Steuerungstaste (⏻), um vom Modus mit geringer Saugkraft in den Modus mit hoher Saugkraft zu wechseln.
8. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie die Steuerungstaste (⏻) ein- oder zweimal, um das Produkt auszuschalten (je nach aktuellem Saugmodus).



9. Trennen Sie das AC/DC-Netzteil vom Netzteilanschluss und von der Steckdose.



Vermeiden Sie nach der Anwendung direktes Sonnenlicht, und tragen Sie Sonnenschutzfaktor 30 oder höher auf. Sie können auch eine Gesichtsmaske auflegen oder eine Tages- oder Nachtcreme auftragen.

## 9 Reinigung und Wartung

### 9.1 Haupteinheit und Aufsätze reinigen

1. Trennen Sie das Produkt von der Steckdose.
2. Wischen Sie die Haupteinheit **4** mit einem feuchten Tuch ab. Wischen Sie sie dann mit einem trockenen Tuch vollständig trocken.
3. Wenn Sie die Aufsätze **1** reinigen möchten, entfernen Sie sie zunächst von der Haupteinheit. Waschen Sie die Aufsätze mit Wasser und Seife, und trocknen Sie sie dann gründlich ab. Es wird empfohlen, die Aufsätze alle 6 Monate oder früher zu wechseln, wenn die Schleifenden der Aufsätze beschädigt sind.

### 9.2 Filter reinigen und wechseln

Der Filter **3** muss infolge der Anhäufung abgestorbener Hautzellen gereinigt oder gewechselt werden. Es wird empfohlen, dies nach jeweils ein paar Anwendungen zu tun.

1. Ziehen Sie den Aufsatz vorsichtig von der Haupteinheit ab.
2. Entfernen Sie die Gummikappe **2** und dann den Filter.
3. Wenn Sie den Filter reinigen möchten, bürsten Sie Rückstände mit einer weichen Bürste ab, und bringen Sie ihn dann wieder an der Haupteinheit an. Wenn Sie einen Filter wechseln möchten, entfernen Sie den aktuellen Filter, und setzen Sie einen neuen ein.
4. Bringen Sie die Gummikappe wieder an, und befestigen Sie dann den Aufsatz wieder an der Haupteinheit. Stellen Sie dabei sicher, dass die beiden Komponenten fest miteinander verbunden sind.



Auf unserer Website unter „[www.silkn.eu](http://www.silkn.eu)“ können Sie neue Filter und Aufsätze kaufen. Wenn Sie Ersatz-Gummikappen oder AC/DC-Netzteile benötigen, wenden Sie sich an den Kundendienst.

## 10 Aufbewahrung

Vor der Aufbewahrung müssen alle Teile vollständig trocken sein. Bewahren Sie das Produkt an einem sauberen und trockenen Ort auf, der vor Hitze und direktem Sonnenlicht geschützt ist.

## 11 Fehlersuche

Einige Probleme werden möglicherweise durch geringfügige Störungen verursacht, die Sie selbst beheben können. Befolgen Sie dazu die Anweisungen in der folgenden Tabelle. Sollte sich das Problem damit nicht beheben lassen, wenden Sie sich an den Kundendienst. Reparieren Sie das Produkt nicht selbst.

Störung	Mögliche Ursache und Lösung
Das Produkt funktioniert nicht.	Stellen Sie sicher, dass das AC/DC-Netzteil ordnungsgemäß an das Produkt und eine Steckdose angeschlossen ist.
Ich spüre keinen Saugeffekt, wenn das Produkt meine Haut berührt.	Stellen Sie sicher, dass das Produkt eingeschaltet ist, und überprüfen Sie, ob der Filter, die Gummikappe und der Aufsatz korrekt an der Haupteinheit angebracht sind.

## 12 Technische Daten

Modell:	H4201
Technologie:	Vakuum-Aufsatz
Eingangsleistung:	12 V --- 0,2 A
Schutzklasse:	III
Gewicht:	110 g
Schutzart:	IPX0

Transport und Aufbewahrung zwischen den Anwendungen und Aufbewahrungsbedingungen

Temperatur:	-40 °C bis +70 °C
Relative Luftfeuchte:	10 % bis 90 %
Atmosphärischer Druck:	500 bis 1060 hPa

**DE** Betriebsbedingungen

Temperatur:	10 °C bis 35 °C
Relative Luftfeuchte:	30 % bis 75 %
Atmosphärischer Druck:	700 bis 1060 hPa

**AC/DC-Netzteil**

Modellnummer:	EHI200-0500WG (EU) EHI200-0500WE (GB)
Eingang:	100–240 V~ 50/60 Hz 0,2 A
Ausgang:	12 V --- 0,5 A 6,0 W
Ausgangsleistung:	6,0 W
Schutzklasse:	II
Schutzart:	IP20

<b>Veröffentlichte Daten</b>	<b>Wert und Genauigkeit</b>	<b>Einheit</b>
Name oder Marke des Herstellers, Handelsregister- nummer und Anschrift:	Xiamen Eahunt Electronics Co., Ltd. Room 755, Venture Building, Venture Park, Torch High-tech Zone, Xiamen, Fujian, P.R. China	
Modellkennzeichnung:	EHI200-0500WG (EU) EHI200-0500WE (GB)	
Eingangsspannung:	100–240	V
Eingangswechselstrom- frequenz:	50/60	Hz
Ausgangsspannung:	12	V
Ausgangsstrom:	0,5	A
Ausgangsleistung:	6	W
Durchschnittliche Effizienz im Betrieb:	81,89	%

Veröffentlichte Daten	Wert und Genauigkeit	Einheit
Effizienz bei niedriger Last (10 %):	79,97	%
Stromverbrauch bei Nulllast:	0,032	W

## 13 Entsorgung

### 13.1 Verpackung entsorgen



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung.

### 13.2 Produkt entsorgen

(Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen)  
WEEE-Reg.-Nr. DE 31619958



**Altgeräte dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden!**

Sollte das Produkt einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher gesetzlich verpflichtet,

**Altgeräte getrennt vom Hausmüll, z. B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils oder neu jetzt auch im Handel**

**abzugeben.** Damit wird gewährleistet, dass Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Deswegen sind Elektrogeräte mit dem hier abgebildeten Symbol gekennzeichnet.

## DE 14 Garantieinformationen

Dieses Produkt wird nach den europäischen Regelungen und Gesetzen von einer 3-Jahres-Garantie abgedeckt. Der Umfang der Garantie auf dieses Produkt beschränkt sich auf technische Mängel, die durch fehlerhafte Produktionsprozesse verursacht wurden. Wenn Sie Anspruch auf Garantie erheben wollen, achten Sie bitte darauf, bei unserem Kundenservice Anweisungen einzuholen. Er kann Ihr Problem vielleicht lösen, ohne dass das Produkt an das Geschäft oder unser Servicezentrum zurückgeschickt werden muss. Unser Kundenservice hilft Ihnen immer gern!

## 15 Kundenservice

Weitere Informationen über die Produkte von Silk'n finden Sie auf Ihrer regionalen Silk'n-Webseite: [www.silkn.eu](http://www.silkn.eu). Wenn das Gerät beschädigt oder defekt ist, eine Reparatur benötigt oder Sie unsere Hilfe brauchen, wenden Sie sich bitte an das Silk'n-Servicezentrum in Ihrer Nähe. Sie können dieses Benutzerhandbuch auch von [www.silkn.eu](http://www.silkn.eu) als PDF herunterladen.

Zeitlos Service Center  
c/o M+R Spedag Group  
Hirsrütiweg, CH-4303 Kaiseraugst

Service Nummer: 00800-09 34 85 67 (Hotline kostenfrei)

E-Mail: [info@zeitlos-vertrieb.de](mailto:info@zeitlos-vertrieb.de)

## Mention légale

Invention Works B.V. se réserve le droit de modifier ses produits ou les spécifications de ces derniers afin d'améliorer leur performance, fiabilité ou mise en production. Les informations fournies par Invention Works B.V. sont réputées exactes et fiables au moment de l'impression du présent document. Toutefois, Invention Works B.V. décline toute responsabilité quant à l'usage qui en est fait. Aucune licence n'est accordée implicitement ni dans le cadre d'un brevet ou de droits sur des brevets de Invention Works B.V.

Aucune partie de ce document ne peut être reproduite ou transmise sous quelque forme ni par quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, sans le consentement écrit exprès de Invention Works B.V. Les données sont sujettes à modification sans préavis.

Silk'n Beauty Ltd. détient des brevets et des demandes de brevets en cours, des marques déposées, des droits d'auteur et d'autres droits de propriété intellectuelle portant sur les questions traitées dans le présent document. La remise de ce document ne vous donne aucun droit de licence sur ces brevets, marques déposées, droits d'auteur et autres droits de propriété intellectuelle, sauf mention contraire clairement stipulée dans un accord écrit conclu avec Silk'n Beauty Ltd. Les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

Silk'n et le logo de Silk'n sont des marques enregistrées de Silk'n Beauty Ltd.

Invention Works B.V.  
Galileïstraat 17, 3029 AL Rotterdam, Pays-Bas  
www.silkn.eu – info@silkn.eu

# Table des matières

FR

<b>I</b>	<b>Contenu de la livraison/pièces de l'appareil</b>	<b>24</b>
<b>2</b>	<b>Généralités</b>	<b>24</b>
2.1	Lire et conserver le mode d'emploi	24
2.2	Explication des symboles	24
<b>3</b>	<b>Sécurité</b>	<b>26</b>
3.1	Utilisation conforme à l'usage prévu	26
3.2	Consignes de sécurité	26
<b>4</b>	<b>Vérifier le produit et le contenu de la livraison</b>	<b>32</b>
<b>5</b>	<b>Informations de base sur le produit</b>	<b>32</b>
<b>6</b>	<b>Effets secondaires possibles</b>	<b>33</b>
<b>7</b>	<b>Préparer la séance</b>	<b>33</b>
7.1	Zones de séance	33
7.2	Fixation et changement des embouts	34
<b>8</b>	<b>Manipulation</b>	<b>34</b>
8.1	Précautions recommandées	34
8.2	Étapes du soin	35
<b>9</b>	<b>Nettoyage et entretien</b>	<b>36</b>
9.1	Nettoyer l'unité principale et les embouts	36
9.2	Nettoyer et remplacer le filtre	36
<b>10</b>	<b>Rangement</b>	<b>36</b>
<b>11</b>	<b>Recherche d'erreurs</b>	<b>37</b>
<b>12</b>	<b>Données techniques</b>	<b>37</b>
<b>13</b>	<b>Élimination</b>	<b>39</b>
13.1	Éliminer l'emballage	39
13.2	Éliminer le produit	39
<b>14</b>	<b>Garantie</b>	<b>39</b>
<b>15</b>	<b>Service à la clientèle</b>	<b>40</b>

# I Contenu de la livraison/pièces de l'appareil

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| 1 Embout (fin/gros grain), 2×* | 5 Touche de commande (⏻)                 |
| 2 Capuchon en caoutchouc, 4×*  | 6 Connecteur d'alimentation              |
| 3 Filtre, 3 l ×*               | 7 Bloc d'alimentation CA/CC (avec câble) |
| 4 Unité principale             |  |

\*Une pièce est déjà montée sur l'unité principale.

## 2 Généralités

### 2.1 Lire et conserver le mode d'emploi



Ce mode d'emploi fait partie de ce ReVit Essential (appelé « produit » ci-après). Il contient des informations importantes pour la mise en service et l'utilisation.

Veillez lire d'abord le mode d'emploi attentivement avant d'utiliser le produit. Ceci concerne en particulier les consignes de sécurité. Le non-respect de ce mode d'emploi peut provoquer des blessures ou endommager le produit. Le mode d'emploi est basé sur les normes et réglementations en vigueur dans l'Union européenne. À l'étranger, veuillez également respecter les directives et lois spécifiques au pays. Conservez le mode d'emploi pour des utilisations futures. Si vous transmettez le produit à des tiers, joignez obligatoirement ce mode d'emploi.

### 2.2 Explication des symboles

Les symboles et mots signalétiques suivants sont utilisés dans ce mode d'emploi, sur le produit ou sur l'emballage.

#### AVERTISSEMENT !

Ce symbole/mot signalétique indique qu'il existe un risque de degré moyen qui, si on ne l'évite pas, peut entraîner la mort ou une blessure grave.

#### AVIS !

Ce mot signalétique met en garde contre de possibles dommages matériels.





Ce symbole vous fournit des informations supplémentaires utiles sur la manipulation et l'utilisation.



Déclaration de conformité : Les produits portant ce symbole satisfont à toutes les dispositions communautaires de l'Espace économique européen.



Ce symbole désigne des appareils électriques de la classe de protection III (unité principale).



Ce symbole indique la polarité du courant sur la fiche d'alimentation.



Les appareils désignés par ce symbole conviennent uniquement pour une utilisation dans le ménage (dans des espaces intérieurs secs).



Ce symbole indique la tension nominale et le courant nominal pour le courant continu.

**IP20**

Le bloc d'alimentation CA/CC est protégé contre les corps solides jusqu'à 12 mm.



Le sigle international d'efficacité indique que l'alimentation électrique répond aux exigences du niveau VI (bloc d'alimentation CA/CC).



Le bloc d'alimentation CA/CC est équipé d'un transformateur de sécurité protégé contre les courts-circuits.



Le bloc d'alimentation CA/CC dispose d'une fiche à interrupteur.



Ce symbole désigne des appareils électriques de la classe de protection II (bloc d'alimentation CA/CC).



Si le bloc d'alimentation est endommagé ou que les broches sont pliées, il convient de ne plus utiliser le bloc d'alimentation et de l'éliminer.



Le symbole « GS » signifie « sécurité vérifiée ». Les produits portant ce symbole satisfont aux exigences de la loi allemande sur la sécurité des produits (ProdSG) (bloc d'alimentation CA/CC).

## 3 Sécurité

### 3.1 Utilisation conforme à l'usage prévu

Le produit est un appareil pour le libre-échange et sert exclusivement à gommer la couche supérieure de la peau pour un aspect plus frais. Il est destiné au séchage du visage, du cou et des mains. La peau pâle et la peau abîmée par le soleil peuvent également être traitées avec ce produit.


Ce produit est exclusivement destiné à l'usage privé et n'est pas adapté à une utilisation professionnelle. Utilisez le produit uniquement de la façon décrite dans ce mode d'emploi. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme à l'usage prévu et peut provoquer des dommages matériels ou corporels. Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages ou les blessures résultant d'une utilisation non conforme ou incorrecte.

### 3.2 Consignes de sécurité



#### **AVERTISSEMENT ! RISQUE D'ÉLECTROCUTION !**

- Ne branchez le produit que quand la tension réseau de la prise de courant correspond aux données indiquées sur la plaque signalétique du bloc d'alimentation CA/CC.
- Ne branchez le bloc d'alimentation CA/CC que sur une prise de courant facilement accessible afin de pouvoir le couper rapidement du réseau électrique en cas de panne.
- L'appareil ne doit être utilisé qu'avec le bloc d'alimentation CA/CC fourni. N'utilisez pas le bloc d'alimentation CA/CC à d'autres fins.

- Si le câble électrique du bloc d'alimentation CA/CC est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une autre personne qualifiée similaire pour éviter tout risque.
- N'utilisez jamais le bloc d'alimentation CA/CC si le câble ou la fiche est endommagé(e), ne fonctionne pas correctement ou a été immergé(e) dans l'eau. Dans ce cas, débranchez immédiatement le bloc d'alimentation CA/CC.
- N'ouvrez pas le boîtier, demandez à des spécialistes d'effectuer la réparation. Veuillez vous adresser pour cela au service après-vente. Nous déclinons toute responsabilité et toute garantie en cas de réparations effectuées de votre propre chef, de branchement non conforme ou d'utilisation incorrecte. Dans ce produit se trouvent des pièces électriques et mécaniques indispensables pour la protection contre des sources de risque.
-  Tenez le produit et le bloc d'alimentation CA/CC à l'écart de l'eau et des liquides. Ne l'utilisez pas à proximité de baignoires, douches, lavabos ou autres récipients remplis d'eau.
- Ne vous saisissez pas du produit ou du

bloc d'alimentation CA/CC s'il est tombé dans l'eau. Débranchez-le de l'alimentation électrique immédiatement avant de l'attraper. Ne pas débrancher l'appareil et/ou le bloc d'alimentation CA/CC peut provoquer un choc électrique !

- Arrêtez toujours le produit lorsque vous ne l'utilisez pas, lorsque vous le nettoyez ou en cas de panne. Débranchez toujours le bloc d'alimentation CA/CC de la prise électrique lorsque vous n'utilisez pas le produit.
- Ne manipulez jamais le boîtier ou le bloc d'alimentation CA/CC avec les mains mouillées ou humides.
- Ne placez pas d'objets dans le boîtier.
- Ne retirez jamais le bloc d'alimentation CA/CC de la prise de courant en tirant sur le câble, mais saisissez toujours le bloc lui-même. Ne transportez, ne tirez ou ne portez jamais le produit par le câble.
- Tenez éloignés le produit et le bloc d'alimentation CA/CC des flammes et des surfaces chaudes.
- Placez le câble de façon à ce que personne ne trébuche dedans.
- Ne pliez pas le câble, ne l'enroulez pas et ne le posez pas sur des bords coupants.
- N'utilisez le produit que dans des espaces intérieurs.



**AVERTISSEMENT ! DANGER  
POUR LES ENFANTS ET  
PERSONNES À CAPACITÉS  
PHYSIQUES, SENSORIELLES  
OU MENTALES RÉDUITES OU  
MANQUANT D'EXPÉRIENCE ET DE  
CONNAISSANCES.**

- Le produit ne doit pas être utilisé par des enfants et des personnes de moins de 16 ans, ou par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées ou un manque d'expérience et de connaissances sur l'utilisation du produit. Les enfants ne doivent pas jouer avec le produit. Le nettoyage et l'entretien utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Tenez les enfants de moins de 8 ans éloignés du produit et du bloc d'alimentation CA/CC.
- Assurez-vous que les enfants ne jouent pas avec l'emballage en plastique. Ils peuvent s'y emmêler et s'étouffer en jouant avec.
- Le produit contient de petites pièces. Tenez-les éloignées des tout-petits.

## AVERTISSEMENT ! RISQUE DE BLESSURE !

- N'utilisez pas le produit si vous êtes dans l'un des cas suivants :
  - Vous avez la rosacée.
  - Vous souffrez de troubles endocriniens mal contrôlés comme le diabète et des problèmes thyroïdiens.
  - Votre peau est dans un état anormal en raison du diabète ou de maladies systémiques ou métaboliques.
  - Vous avez reçu de la radiothérapie ou de la chimiothérapie au cours des 3 derniers mois, ou des zones de votre peau ont des tumeurs malignes.
  - Vous avez utilisé des médicaments prescrits par un médecin sur votre peau au cours des 6 derniers mois.
  - Selon votre médecin ou dermatologue, le séchage n'est pas sûr au vu de votre état.
- Ne traitez aucune zone qui présente l'une des situations suivantes :
  - Eczéma actif, psoriasis, plaies, plaies ouvertes ou infections (ampoules), grains de beauté ou verrues, affection cutanée anormale due à des maladies systémiques ou métaboliques (par ex. diabète).
  - Antécédents d'éruptions d'herpès.

- Peau traumatisée ou blessée.
- Contact récent avec le soleil sans protection (attendre 1 jour) ou si votre peau est bronzée ou brûlée par le soleil (attendre 3 jours).
- N'utilisez pas le produit sur les mamelons ou dans la région génitale.
- Utilisez le mode faible aspiration si vous vous sentez mal à l'aise.
- N'utilisez pas le produit si votre peau rougit fortement.
- Enlevez tous vos bijoux avant les séances.
- Protégez votre peau avec un produit solaire à indice 30 ou plus si vous vous exposez au soleil après avoir utilisé le produit.

## **AVIS ! RISQUE D'ENDOMMAGEMENT !**

- N'utilisez pas d'adaptateurs, d'embouts ou d'accessoires non recommandés par le fabricant.
- Ne placez pas le produit sur le bord d'une surface pour éviter qu'il ne tombe.
- N'utilisez plus le produit si des pièces sont fissurées, cassées ou déformées.
- N'utilisez aucun produit de nettoyage agressif, aucune brosse métallique ou en nylon, ainsi qu'aucun ustensile de nettoyage tranchant ou métallique tel qu'un couteau, une spatule dure ou un objet similaire.

## 4 Vérifier le produit et le contenu de la livraison

### AVIS ! RISQUE D'ENDOMMAGEMENT !

- Si vous ouvrez négligemment l'emballage avec un couteau aiguisé ou à l'aide d'autres objets pointus, vous risquez rapidement d'endommager le produit. Ouvrez l'emballage avec précaution.
1. Retirez le produit de l'emballage.
  2. Vérifiez si la livraison est complète (voir **fig. A**).
  3. Contrôlez si le produit ou les différentes pièces présentent des dommages. Si c'est le cas, n'utilisez pas le produit. Adressez-vous à notre service à la clientèle.

## 5 Informations de base sur le produit

Le produit est un appareil de thérapie à double action conçu pour un usage domestique. Il combine un peeling par microdermabrasion et une stimulation sous vide.

### Peeling par microdermabrasion

- Favorise un peeling doux et non abrasif pour une peau plus lisse et plus fraîche.
- Contribue à l'amélioration du teint, de la texture et de l'élasticité de la peau.
- Aide à réduire les ridules visibles autour des yeux, les taches de vieillesse et les cicatrices superficielles.

### Stimulation sous vide

- Aide à stimuler la circulation sanguine pour une peau d'apparence plus lisse et plus jeune.
- Fait remonter quelques impuretés à la surface.
- Capture les cellules mortes de la peau pour les éliminer.



## 6 Effets secondaires possibles


Si vous suivez toutes les instructions et mises en garde, les complications et les effets secondaires sont rares. Un certain risque est associé à tous les produits cosmétiques, y compris ceux conçus pour un usage domestique. Il est donc important que vous compreniez les risques et les complications qui peuvent survenir. Contactez votre médecin si vous présentez des symptômes durables.

Effet secondaire	Risque
<b>Formation de taches :</b> il peut y avoir une légère formation de taches. Ces taches devraient disparaître après 2 à 3 jours.	Faible
<b>Rougeur de la peau :</b> les capillaires sanguins superficiels peuvent se dilater. Cela peut entraîner des rougeurs pendant quelques jours. De plus, certains capillaires peuvent présenter des taches rouges qui s'atténuent avec le temps. Dans ce cas, refroidissez immédiatement la zone avec de l'eau froide.	Faible

## 7 Préparer le séance

### 7.1 Zones de séance

Familiarisez-vous avec ces zones de séance et les recommandations correspondantes.

Zone de séance	Recommandation
Front, joues et menton 	Déplacez le produit sur la peau du centre vers l'extérieur.

Zone de séance	Recommandation
<p>Yeux et nez</p> 	<p>Faites de courts mouvements vers le haut dans la zone autour des sourcils. Évitez les paupières. Pour les zones situées sous les yeux, commencez près du nez, puis guidez le produit vers l'extérieur en direction de la ligne des cheveux. Effectuez des mouvements droits vers le bas dans la zone du nez, en suivant la courbure du nez et le contour des pommettes.</p>
<p>Cou</p> 	<p>Faites de légers mouvements vers le bas dans tout le cou.</p>

## 7.2 Fixation et changement des embouts

Le produit a deux embouts (fin et à gros grain, indication sur l'embout) **1**. Il est recommandé de commencer par l'embout fin.



Utilisez l'embout fin pour le séance général ou la finition et l'embout à gros grain pour le peeling global.

Voici comment fixer et changer les embouts :

1. Assurez-vous que l'unité principale **4** ne soit pas branchée au bloc d'alimentation CA/CC **7**.
2. Retirez l'embout actuellement enclenché sur l'unité principale en le tirant doucement vers l'extérieur.
3. Fixez l'autre embout à l'unité principale. Avant l'utilisation, assurez-vous que l'embout soit correctement fixé.

## 8 Manipulation

### 8.1 Précautions recommandées

- Effectuez un test ponctuel sur une petite surface de peau avant de traiter une zone pour la première fois. Continuez le séance si aucun effet secondaire ne se produit.

- Il est recommandé de commencer par le mode faible aspiration et de passer au mode aspiration forte après 2 à 3 séances. Si vous vous sentez mal à l'aise de quelque façon que ce soit, traitez la zone en question en mode faible aspiration.
- Traitez d'abord chaque zone 2 à 4 fois. Une fois que votre peau s'est habituée au séance, vous pouvez passer à 4 à 6 fois.
- Il est recommandé d'utiliser le produit au maximum deux fois par semaine.
- Cessez immédiatement le séance si vous ne vous sentez pas bien.

## 8.2 Étapes du soin

1. Assurez-vous que votre peau soit propre, sèche et exempte de poudre, crème ou gel.
2. Assurez-vous que le capuchon en caoutchouc (2), le filtre (3) et l'embout (1) soient solidement fixés à l'unité principale (4). Il est recommandé de commencer par l'embout fin (voir chapitre « Fixation et changement des embouts »).
3. Branchez le câble du bloc d'alimentation CA/CC (7) dans le connecteur d'alimentation (6).
4. Branchez le bloc d'alimentation CA/CC sur une prise de courant.
5. Appuyez sur la touche de commande (⏻) (5) pour allumer le produit. Le produit est prêt à l'emploi en mode faible aspiration.
6. Appuyez fermement l'embout sur votre peau de façon à ce que vous sentiez la succion. Traitez les différentes zones comme décrit dans le chapitre « Zones de séance ».
7. Si nécessaire, appuyez à nouveau sur la touche de commande (⏻) pour passer du mode aspiration faible au mode aspiration forte.
8. Une fois que vous avez terminé, appuyez une ou deux fois sur la touche de commande (⏻) pour éteindre le produit (en fonction du mode d'aspiration en cours).
9. Débranchez le bloc d'alimentation CA/CC de l'appareil et de la prise de courant.



Évitez la lumière directe du soleil après le séance et appliquez un produit solaire d'indice 30 ou plus. Vous pouvez également mettre un masque ou appliquer une crème de jour ou de nuit.

## 9 Nettoyage et entretien

### 9.1 Nettoyer l'unité principale et les embouts

1. Débranchez le produit de la prise de courant.
2. Essuyez l'unité principale **4** avec un chiffon humide. Séchez-la ensuite complètement avec un chiffon sec.
3. Si vous voulez nettoyer les embouts **1**, retirez-les d'abord de l'unité principale. Lavez les embouts avec de l'eau et du savon et séchez-les soigneusement.

Il est recommandé de changer les embouts tous les 6 mois ou plus tôt si les extrémités abrasives sont endommagées.

### 9.2 Nettoyer et remplacer le filtre

Le filtre **3** doit être nettoyé ou remplacé en raison de l'accumulation de cellules mortes. Il est recommandé de le faire tous les quelques séances.

1. Retirez avec précaution l'embout de l'unité principale.
2. Retirez le capuchon en caoutchouc **2** puis le filtre.
3. Si vous voulez nettoyer le filtre, brossez les résidus avec une brosse douce, puis refixez-le à l'unité principale. Si vous voulez changer un filtre, retirez le filtre actuel et insérez-en un nouveau.
4. Remplacez le capuchon en caoutchouc, puis rattachiez l'embout à l'unité principale. Veillez à ce que les deux éléments soient solidement fixés l'un à l'autre.



Vous pouvez acheter de nouveaux filtres et embouts sur notre site Internet [www.silkn.eu](http://www.silkn.eu). Si vous avez besoin de remplacer les capuchons en caoutchouc ou le bloc d'alimentation CA/CC, contactez le service à la clientèle.

## 10 Rangement

Avant le rangement, toutes les pièces doivent être complètement sèches. Rangez le produit dans un endroit propre et sec, à l'abri de la chaleur et de la lumière directe du soleil.

## 11 Recherche d'erreurs

FR

Certains problèmes sont probablement causés par des perturbations mineurs que vous pouvez éliminer par vous-même. Suivez pour ceci les instructions dans le tableau suivant. Si le problème ne peut pas être résolu ainsi, adressez-vous au service à la clientèle. Ne réparez pas le produit vous-même.

Panne	Cause possible et solution
Le produit ne fonctionne pas.	Assurez-vous que le bloc d'alimentation CA/CC soit bien branché au produit et à une prise de courant.
Je ne ressens aucun effet de succion lorsque le produit touche ma peau.	Assurez-vous que le produit soit allumé et que le filtre, le capuchon en caoutchouc et l'embout soient correctement fixés sur l'unité principale.

## 12 Données techniques

Modèle :	H4201
Technologie :	embout sous vide
Puissance d'entrée :	12 V === 0,2 A
Classe de protection :	III
Poids :	110 g
Type de protection :	IPX0
Transport et stockage entre les utilisations et conditions de stockage	
Température :	-40 °C à +70 °C
Humidité relative :	10 % à 90 %
Pression atmosphérique :	500 à 1060 hPa
Conditions d'utilisation	
Température :	10 °C à +35 °C
Humidité relative :	30 % à 75 %
Pression atmosphérique :	700 à 1060 hPa

## Bloc d'alimentation CA/CC

Numéro de modèle :	EHI 200-0500WG (UE) EHI 200-0500WE (GB)
Entrée :	100–240 V~ 50/60 Hz 0,2 A
Sortie :	12 V === 0,5 A 6,0 W
Puissance de sortie :	6,0 W
Classe de protection :	II
Type de protection :	IP20

Données publiées	Valeur et précision	Unité
Nom ou marque commerciale du fabricant, N° de registre du commerce et adresse :	Xiamen Eahunt Electronics Co., Ltd. Room 755, Venture Building, Venture Park, Torch High-tech Zone, Xiamen, Fujian, P.R. China	
Identification du modèle :	EHI 200-0500WG (UE) EHI 200-0500WE (GB)	
Tension d'entrée :	100–240	V
Fréquence de la tension d'entrée alternative :	50/60	Hz
Tension de sortie :	12	V
Courant de sortie :	0,5	A
Puissance de sortie :	6	W
Efficacité moyenne en usage :	81,89	%
Efficacité à faible charge (10 %) :	79,97	%
Consommation électrique à vide :	0,032	W

## 13 Élimination

FR

### 13.1 Éliminer l'emballage



Éliminez l'emballage selon les types de matériaux. Mettez les déchets en papier, en carton et en pellicule dans la collecte des matières recyclables.


### 13.2 Éliminer le produit

(Applicable dans l'Union européenne et dans d'autres pays européens avec des systèmes de collecte séparée selon les matières à recycler)



**Les appareils usagés ne doivent pas être jetés dans les ordures ménagères !**

Si un jour, le produit ne pouvait plus être utilisé, **éliminez-le selon les prescriptions en vigueur dans votre région/département ou pays.**

 Ceci garantit un recyclage approprié des appareils usagés dans un circuit d'élimination respectueux de l'environnement. C'est pour cette raison que les appareils électriques portent le symbole présenté ici.

## 14 Garantie

Ce produit est couvert par une garantie de 3 ans conformément aux règlements et loi européens. La garantie de ce produit est limitée aux défauts techniques causés par des procédés de production défectueux. Si vous souhaitez faire valoir votre garantie, veuillez vous adresser à notre Service à la clientèle pour obtenir des instructions. Le service sera peut-être en mesure de résoudre votre problème sans que vous ayez besoin de ramener votre produit au magasin ou à votre centre de service. Notre Service à la clientèle se fait toujours un plaisir de vous servir !

## 15 Service à la clientèle

Pour de plus amples renseignements sur les produits Silk'n, veuillez visiter votre site Internet Silk'n local : [www.silkn.eu](http://www.silkn.eu).  
Si votre appareil est endommagé, a besoin de réparations ou pour toute autre assistance, veuillez contacter votre Service à la clientèle Silk'n le plus proche. Ce manuel est également à votre disposition en version PDF, téléchargeable à partir du site [www.silkn.eu](http://www.silkn.eu).

Zeitlos Service Center  
c/o M+R Spedag Group  
Hirsrütiweg, CH-4303 Kaiseraugst

Numéro du service: 00800-09 34 85 67  
(Support téléphonique gratuit)

E-Mail: [info@zeitlos-vertrieb.de](mailto:info@zeitlos-vertrieb.de)



## Avviso legale

IT

Invention Works B.V. si riserva il diritto di modificare i propri prodotti o di aggiornarne le specifiche al fine di migliorare le prestazioni, l'affidabilità o la fattibilità degli stessi. Le informazioni fornite da Invention Works B.V. sono da considerarsi accurate e affidabili al momento della pubblicazione. Invention Works B.V. declina tuttavia qualsiasi responsabilità derivante dal loro utilizzo. Nessuna licenza è concessa per implicazione o ai sensi di brevetti o diritti su brevetti di Invention Works B.V.

Nessuna parte del presente documento può essere riprodotta o trasmessa per qualsiasi scopo, in qualsivoglia forma o con qualsiasi mezzo, elettronico o meccanico, senza previo consenso scritto da parte di Invention Works B.V. I dati sono suscettibili di modifica senza preavviso.

Silk'n Beauty Ltd. è in possesso di brevetti e domande di brevetto in sospeso, marchi di fabbrica, diritti d'autore o altri diritti di proprietà intellettuale concernenti l'oggetto del presente documento. La consegna del presente documento non comporta la concessione di alcuna licenza in relazione a tali brevetti, marchi di fabbrica, diritti d'autore o altri diritti di proprietà intellettuale, salvo qualora espressamente specificato in un accordo scritto concluso con Silk'n Beauty Ltd. Le specifiche sono suscettibili di modifica senza preavviso.

Silk'n e il logo Silk'n sono marchi di fabbrica registrati di Silk'n Beauty Ltd.

Invention Works B.V.  
Galileistraat 17, 3029 AL Rotterdam, Paesi Bassi  
[www.silkn.eu](http://www.silkn.eu) – [info@silkn.eu](mailto:info@silkn.eu)

# Sommario

<b>1</b>	<b>Dotazione/parti dell'apparecchio</b>	<b>43</b>
<b>2</b>	<b>Informazioni generali</b>	<b>43</b>
2.1	Leggere e conservare il manuale d'uso	43
2.2	Spiegazione dei simboli	43
<b>3</b>	<b>Sicurezza</b>	<b>45</b>
3.1	Utilizzo conforme all'uso previsto	45
3.2	Avvertenze di sicurezza	45
<b>4</b>	<b>Controllo del prodotto e della dotazione</b>	<b>50</b>
<b>5</b>	<b>Informazioni di base sul prodotto</b>	<b>51</b>
<b>6</b>	<b>Possibili effetti collaterali</b>	<b>51</b>
<b>7</b>	<b>Preparazione al trattamento</b>	<b>52</b>
7.1	Aree di trattamento	52
7.2	Applicazione e cambio delle punte per trattamento	53
<b>8</b>	<b>Utilizzo</b>	<b>53</b>
8.1	Precauzioni consigliate	53
8.2	Fasi del trattamento	53
<b>9</b>	<b>Pulizia e manutenzione</b>	<b>54</b>
9.1	Pulizia dell'unità principale e delle punte per trattamento	54
9.2	Pulizia e sostituzione del filtro	54
<b>10</b>	<b>Conservazione</b>	<b>55</b>
<b>11</b>	<b>Risoluzione anomalie</b>	<b>55</b>
<b>12</b>	<b>Dati tecnici</b>	<b>56</b>
<b>13</b>	<b>Smaltimento</b>	<b>57</b>
13.1	Smaltimento dell'imballaggio	57
13.2	Smaltimento del prodotto	58
<b>14</b>	<b>Garanzia</b>	<b>58</b>
<b>15</b>	<b>Servizio di assistenza clienti</b>	<b>58</b>

# I Dotazione/parti dell'apparecchio

- |   |                                 |
|---|---------------------------------|
| 1 Punta per trattamento (sottile/grande), 2×* | 5 Pulsante di comando (⏻)       |
| 2 Cappuccio di gomma, 4×*                     | 6 Attacco dell'alimentatore     |
| 3 Filtro, 3 l ×*                              | 7 Alimentatore AC/DC (con cavo) |
| 4 Unità principale                            |                                 |

\*Un pezzo è già montato sull'unità principale.

## 2 Informazioni generali

### 2.1 Leggere e conservare il manuale d'uso



Il presente manuale d'uso è parte integrante di ReVit Essential (di seguito denominato "prodotto"). Contiene informazioni importanti relative alla messa in funzione e all'utilizzo.

Prima di utilizzare il prodotto leggere attentamente il manuale d'uso, in particolare le avvertenze di sicurezza. Il mancato rispetto del presente manuale d'uso può provocare lesioni personali o danni al prodotto. Il manuale d'uso si basa sulle norme e direttive vigenti nell'Unione europea. All'estero rispettare anche le direttive e le normative nazionali. Conservare il manuale d'uso per usi futuri. In caso di cessione del prodotto a terzi, consegnare assolutamente anche il manuale d'uso.

### 2.2 Spiegazione dei simboli

Nel manuale d'uso, sul prodotto o sull'imballaggio sono riportati i seguenti simboli e le seguenti parole d'avvertimento.

#### **AVVERTIMENTO!**

Questo simbolo/parola d'avvertimento indica un pericolo a rischio medio che, se non evitato, può avere come conseguenza la morte o lesioni gravi.

#### **AVVISO!**

Questa parola d'avvertimento indica possibili danni materiali.



Questo simbolo fornisce informazioni aggiuntive utili per la manipolazione e l'uso.



Dichiarazione di conformità: I prodotti etichettati con questo simbolo sono conformi a tutte le norme comunitarie applicabili nello Spazio economico europeo.



Questo simbolo contrassegna dispositivi elettrici con classe di protezione III (unità principale).



Questo simbolo indica la polarità nell'alimentatore USB.



Gli apparecchi contrassegnati con questo simbolo sono adatti solo per l'uso domestico (in ambienti interni asciutti).



Questo simbolo indica la tensione nominale e la corrente nominale della corrente continua.

**IP20**

L'alimentatore AC/DC è protetto contro l'intrusione di particelle solide fino a 12 mm di dimensioni.



Il marchio internazionale di efficienza indica che l'alimentazione soddisfa i requisiti del livello VI (alimentatore AC/DC).



L'alimentatore AC/DC è dotato di un trasformatore di sicurezza a prova di cortocircuito.



L'alimentatore AC/DC dispone di alimentazione a commutazione.



Questo simbolo contrassegna i dispositivi elettrici con classe di protezione II (alimentatore AC/DC).



Se l'alimentatore di corrente è danneggiato o i pin sono piegati, smaltire l'alimentatore di corrente e interrompere ogni suo ulteriore uso.



La marcatura "GS" sta per "sicurezza testata". I prodotti contrassegnati con questo simbolo soddisfano i requisiti della legge tedesca sulla sicurezza dei prodotti (ProdSG) (alimentatore AC/DC).

## 3 Sicurezza

### 3.1 Utilizzo conforme all'uso previsto

IT

Il prodotto è un apparecchio destinato al libero commercio ed esplica esclusivamente una funzione esfoliante dello strato superiore dell'epidermide donando un aspetto più giovane e fresco. È destinato al trattamento di viso, collo e mani. Anche la pelle affaticata o danneggiata dal sole può essere trattata con questo prodotto.

Il prodotto è destinato esclusivamente all'uso privato e non a quello in ambito commerciale. Utilizzare il prodotto solo come descritto nel presente manuale d'uso. Ogni altro utilizzo è da intendersi come non conforme all'uso previsto e può provocare danni materiali o lesioni personali. Il produttore declina ogni responsabilità per danni o lesioni derivanti da un utilizzo scorretto o non conforme all'uso previsto.

### 3.2 Avvertenze di sicurezza



#### **AVVERTIMENTO! PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE!**

- Collegare il prodotto alla rete elettrica solo se la tensione di rete della presa di corrente corrisponde ai dati riportati sulla targhetta dell'alimentatore AC/DC.
- Collegare l'alimentatore AC/DC solo a una presa di corrente facilmente accessibile, in modo da poterlo staccare rapidamente dalla rete elettrica in caso di malfunzionamento.
- Il prodotto può essere utilizzato solo con l'alimentatore AC/DC fornito in dotazione. Non usare l'alimentatore AC/DC per scopi diversi.
- Se il cavo dell'alimentatore AC/DC è danneggiato, per scongiurare pericoli

deve essere sostituito dal produttore, dal suo servizio clienti o da altro personale parimenti qualificato.

- Non utilizzare mai l'alimentatore AC/DC se ha il cavo o la spina danneggiati, se non funziona regolarmente o se è stato immerso in acqua. In tal caso, scollegare subito l'alimentatore AC/DC.
- Non aprire il corpo esterno dell'apparecchio, bensì far eseguire la riparazione da personale qualificato. Rivolgersi all'assistenza post-vendita. In caso di riparazioni eseguite in proprio, allacciamento non corretto o errato utilizzo, si escludono responsabilità e diritti di garanzia. Questo prodotto contiene parti elettriche e meccaniche che sono essenziali per la protezione da fonti di pericolo.
-  Tenere il prodotto e l'alimentatore AC/DC lontani da acqua o altri liquidi. Non usare il prodotto in prossimità di vasche da bagno, docce, lavandini o altri contenitori pieni d'acqua.
- Non toccare il prodotto o l'alimentatore AC/DC se sono caduti in acqua. Prima di toccarli, scollegarli subito dalla rete elettrica. Se il prodotto e/o l'alimentatore AC/DC non vengono scollegati dalla rete elettrica, si può verificare una scarica elettrica!

- Spegnere sempre il prodotto in caso di inutilizzo, pulizia o guasti. Scollegare sempre l'alimentatore AC/DC dalla rete elettrica quando il prodotto non è in uso.
- Non toccare mai il corpo dell'apparecchio e l'alimentatore AC/DC con le mani bagnate o umide.
- Non inserire oggetti nel corpo dell'apparecchio.
- Non scollegare l'alimentatore AC/DC dalla presa di corrente afferrandolo per il cavo, ma afferrare sempre l'alimentatore stesso. Non trasportare, tirare o sollevare il prodotto afferrando il cavo.
- Tenere il prodotto e l'alimentatore AC/DC lontani da fiamme libere e superfici calde.
- Posare il cavo in modo tale che non costituisca pericolo di inciampo.
- Non piegare il cavo, non avvolgerlo intorno al prodotto e non posarlo lungo spigoli vivi.
- Utilizzare l'apparecchio solo in ambienti chiusi.



**AVVERTIMENTO! PERICOLI PER BAMBINI E PERSONE CON RIDOTTE CAPACITÀ FISICHE, SENSORIALI O MENTALI O CON SCARSA ESPERIENZA E COMPETENZA.**

- Il prodotto non può essere utilizzato da

bambini e da persone al di sotto dei 16 anni. Non può inoltre essere utilizzato da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con scarsa esperienza e competenza circa l'uso del prodotto. Ai bambini non è consentito giocare con il prodotto. La pulizia e la manutenzione di competenza dell'utilizzatore non devono essere eseguite da bambini senza la sorveglianza di un adulto.

- Tenere i bambini di età inferiore agli otto anni lontani dal prodotto e dall'alimentatore AC/DC.
- Assicurarsi che i bambini non giochino con l'imballaggio di plastica. Giocandovi, potrebbero restarvi intrappolati e soffocare.
- Il prodotto contiene piccoli pezzi: tenerli lontani dalla portata dei bambini piccoli.

 **AVVERTIMENTO! PERICOLO DI LESIONI!**

- Non utilizzare il prodotto nei seguenti casi:
  - Rosacea.
  - Disturbi endocrini non trattati, come diabete e problemi tiroidei.
  - Anomalie dell'epidermide dovute a diabete o a patologie sistemiche o del metabolismo.
  - Radioterapia o chemioterapia effettuata



negli ultimi tre mesi; tumori maligni in alcune aree della pelle.

- Applicazione di medicinali sulla pelle negli ultimi sei mesi (dietro prescrizione medica).
- Parere del medico o del dermatologo che, nelle condizioni attuali, ritengono il trattamento non sicuro.
- Evitare il trattamento su aree della pelle che presentano:
  - Eczemi attivi, psoriasi, ferite, ferite aperte o infezioni (vescicole), nei o verruche, anomalie dell'epidermide dovute a patologie sistemiche o del metabolismo (ad es. diabete).
  - Pregressi episodi di herpes.
  - Pelle traumatizzata o lesionata.
  - Recente esposizione al sole senza protezione (attendere un giorno) o pelle abbronzata o ustionata dal sole (attendere tre giorni).
- Non usare il prodotto sui capezzoli o nella zona genitale.
- Qualora si avverta fastidio, utilizzare la modalità a bassa potenza.
- Se la pelle si arrossa fortemente, interrompere subito l'uso del prodotto.
- Prima del trattamento, rimuovere tutti i gioielli.

- Qualora si esponga la pelle al sole dopo aver effettuato il trattamento, applicare un prodotto solare con fattore di protezione 30 o superiore.

## **AVVISO! PERICOLO DI DANNEGGIAMENTO!**

- Non utilizzare adattatori, componenti o accessori non consigliati dal produttore.
- Non collocare il prodotto ai margini di una superficie: potrebbe cadere!
- Non utilizzare più il prodotto se i suoi componenti in plastica sono strappati, rotti o deformati.
- Non usare detergenti abrasivi, spazzole con setole metalliche o di nylon e utensili di pulizia affilati o metallici come coltelli, spazzole dure e simili.

## **4 Controllo del prodotto e della dotazione**

### **AVVISO! PERICOLO DI DANNEGGIAMENTO!**

- Aprendo l'imballaggio con un coltello affilato o altri oggetti appuntiti senza prestare opportuna cautela, si rischia di danneggiare il prodotto. Prestare attenzione durante l'apertura dell'imballaggio.

1. Estrarre il prodotto dall'imballaggio.
2. Controllare se la fornitura è completa (vedi **Fig. A**).
3. Controllare se il prodotto o i singoli pezzi sono danneggiati; in tale eventualità, non utilizzarli e rivolgersi al nostro servizio clienti.

## 5 Informazioni di base sul prodotto

Il prodotto è un dispositivo terapeutico con una doppia azione, concepito per l'uso domestico, che combina la microdermoabrasione esfoliante con la stimolazione a vuoto.

### Microdermoabrasione esfoliante

- Favorisce un'esfoliazione delicata e non abrasiva rendendo la pelle più liscia e più fresca.
- Contribuisce a migliorare il tono, la texture e l'elasticità della pelle.
- Aiuta a ridurre le sottili linee visibili nel contorno occhi, le macchie dovute all'età e le cicatrici superficiali.

### Stimolazione a vuoto

- Contribuisce a stimolare la circolazione sanguigna donando una pelle più liscia e dall'aspetto più giovanile.
- Porta in superficie le impurità.
- Cattura e rimuove le cellule morte.

## 6 Possibili effetti collaterali

Se vengono rispettate tutte le indicazioni e le avvertenze, non si verificherà nessuna complicazione e nessun effetto collaterale. Tutti i prodotti cosmetici, compresi quelli per uso domestico, implicano un certo grado di rischio. È quindi importante comprendere i rischi e le complicazioni che potrebbero insorgere. Qualora si manifestino sintomi persistenti, rivolgersi al proprio medico.

Effetto collaterale	Rischio
<b>Comparsa di macchie:</b> potrebbero comparire delle leggere macchie che dovrebbero però scomparire dopo 2-3 giorni.	Basso

Effetto collaterale	Rischio
<p><b>Arrossamento cutaneo:</b> i capillari sanguigni potrebbero dilatarsi causando arrossamento per un paio di giorni. Inoltre, alcuni capillari potrebbero presentare macchie rosse che svaniranno anch'esse con il tempo. In queste eventualità, rinfrescare subito l'area con acqua fredda.</p>	<p>Basso</p>

## 7 Preparazione al trattamento

### 7.1 Aree di trattamento

Leggere bene le indicazioni relative alle aree da trattare e i relativi consigli per il trattamento.

Area da trattare	Consiglio
<p>Fronte, guance e mento</p> 	<p>Far scorrere il prodotto sulla pelle procedendo dal centro verso l'esterno.</p>
<p>Occhi e naso</p> 	<p>Nella zona intorno alle sopracciglia effettuare piccoli movimenti ascendenti. Evitare le palpebre. Nelle zone sotto gli occhi iniziare ai lati del naso e far scorrere il prodotto verso l'esterno, in direzione dell'attaccatura dei capelli. Nella zona del naso compiere movimenti rettilinei discendenti, seguendo la curva delle narici e il contorno degli zigomi.</p>
<p>Collo</p> 	<p>Nell'intera area del collo effettuare delicati movimenti discendenti.</p>

## 7.2 Applicazione e cambio delle punte per trattamento

Il prodotto è dotato di due punte per trattamento **1** (una sottile e una grande, come indicato sulle punte stesse). Si consiglia di iniziare il trattamento con quella sottile.

- i** Utilizzare la punta sottile per il trattamento generale o per i ritocchi finali, e la punta grande per l'esfoliazione più grossolana.

Applicare e cambiare le punte come di seguito indicato:

1. Accertarsi che l'unità principale **4** non sia collegata all'alimentatore AC/DC **7**.
2. Rimuovere dall'unità principale la punta per trattamento attualmente in uso, estraendola con cautela.
3. Applicare sull'unità principale l'altra punta per trattamento. Prima dell'utilizzo assicurarsi che la punta sia saldamente inserita.

## 8 Utilizzo

### 8.1 Precauzioni consigliate

- Prima di procedere al primo trattamento in una data area, effettuare un test su una piccola porzione di pelle. Se non si manifestano effetti collaterali, proseguire il trattamento.
- Si consiglia di iniziare in modalità a bassa potenza per poi passare alla modalità a più alta potenza dopo 2-3 trattamenti. Qualora si avverta un fastidio di qualsiasi genere, trattare l'area usando la modalità a bassa potenza.
- All'inizio trattare le singole aree da 2 a 4 volte; quando la pelle si sarà abituata al trattamento, sarà possibile aumentare fino a 4-6 volte.
- Si consiglia di utilizzare il prodotto al massimo due volte alla settimana.
- In caso di fastidio, interrompere subito il trattamento.

### 8.2 Fasi del trattamento

1. Accertarsi che la pelle sia pulita, asciutta ed esente da cipria, crema o gel.
2. Accertarsi che sull'unità principale **4** siano applicati saldamente il cappuccio di gomma **2**, il filtro **3** e la punta per trattamento **1**.

Si consiglia di iniziare il trattamento con la punta per

trattamento sottile (vedi paragrafo “Applicazione e cambio delle punte per trattamento”).

3. Collegare il cavo dell'alimentatore AC/DC **7** all'attacco dell'alimentatore **6**.
4. Inserire l'alimentatore AC/DC in una presa.
5. Per accendere il prodotto, premere il pulsante di comando (**⏻**) **5**. Il prodotto si trova già nella modalità a bassa potenza.
6. Premere la punta per trattamento sulla pelle in modo da avvertire l'azione aspirante. Trattare le singole aree come descritto al paragrafo “Aree di trattamento”.
7. Per passare dalla modalità a bassa potenza a quella ad alta potenza premere nuovamente il pulsante di comando (**⏻**).
8. Per spegnere il prodotto al termine del trattamento, premere il pulsante di comando (**⏻**) una o due volte a seconda della modalità di aspirazione.
9. Scollegare l'alimentatore AC/DC dall'attacco e dalla presa di corrente.



Dopo il trattamento evitare di esporsi alla luce diretta del sole e applicare una protezione solare con fattore di protezione 30 o superiore. È anche possibile applicare una maschera per il viso oppure una crema da giorno o da notte.

## 9 Pulizia e manutenzione

### 9.1 Pulizia dell'unità principale e delle punte per trattamento

1. Scollegare il prodotto dalla presa di corrente.
2. Pulire l'unità principale **4** strofinandola con un panno umido, poi asciugarla completamente con un panno asciutto.
3. Se si desidera pulire le punte per trattamento **1**, innanzitutto rimuoverle dall'unità principale. Lavare le punte per trattamento con acqua e sapone e poi asciugarle accuratamente.  
Si consiglia di sostituire le punte per trattamento ogni 6 mesi, o più spesso se le estremità leviganti sono danneggiate.

### 9.2 Pulizia e sostituzione del filtro

Il filtro **3** deve essere pulito o sostituito a causa dell'accumulo di cellule epidermiche morte. Si consiglia di farlo ogni due trattamenti.

1. Staccare con cautela la punta per trattamento dall'unità principale.

2. Rimuovere il cappuccio di gomma **2** e poi il filtro.
3. Se si desidera pulire il filtro, spazzolare via i residui con una spazzola morbida e poi applicarlo nuovamente sull'unità principale. Se invece si desidera sostituire un filtro, rimuovere il filtro usato e inserirne uno nuovo.
4. Rimettere il cappuccio di gomma al suo posto e poi riattaccare la punta per trattamento all'unità principale. Così facendo, accertarsi che i due componenti siano saldamente uniti.



Tramite il nostro sito "[www.silkn.eu](http://www.silkn.eu)" è possibile acquistare nuovi filtri e nuove punte per trattamento. I ricambi del cappuccio di gomma o dell'alimentatore AC/DC possono essere richiesti al nostro servizio clienti.

## 10 Conservazione

Prima della conservazione tutti i componenti devono essere completamente asciutti. Riporre il prodotto in un luogo pulito e asciutto, al riparo dal calore e dalla luce solare diretta.

## 11 Risoluzione anomalie

Alcuni problemi possono essere causati da difetti minori che è possibile eliminare da soli. Seguire le indicazioni elencate nella tabella sottostante. Se il problema non può essere risolto, si prega di contattare l'assistenza post-vendita. Non riparare autonomamente il prodotto.

<b>Problema</b>	<b>Possibile causa e rimedio</b>
Il prodotto non funziona.	Accertarsi che l'alimentatore AC/DC sia correttamente collegato al prodotto e a una presa di corrente.
Quando il prodotto tocca la pelle non si avverte alcun effetto aspirante.	Accertarsi che il prodotto sia acceso e controllare se il cappuccio di gomma, il filtro e la punta per trattamento sono correttamente applicati sull'unità principale.

## I2 Dati tecnici

Modello:	H4201
Tecnologia:	punta per stimolazione a vuoto
Potenza in entrata:	12 V === 0,2 A
Classe di protezione:	III
Peso:	110 g
Grado di protezione:	IPX0
Trasporto e conservazione tra un trattamento e l'altro e condizioni di conservazione	
Temperatura:	da -40 °C a +70 °C
Umidità ambientale relativa:	da 10 % a 90 %
Pressione atmosferica:	da 500 a 1060 hPa
Condizioni di esercizio	
Temperatura:	da 10 °C a +35 °C
Umidità ambientale relativa:	da 30 % a 75 %
Pressione atmosferica:	da 700 a 1060 hPa

### Alimentatore AC/DC

Numero modello:	EHI200-0500WG (UE) EHI200-0500WE (GB)
Ingresso:	100–240 V~ 50/60 Hz 0,2 A
Uscita:	12 V === 0,5 A 6,0 W
Potenza in uscita:	6,0 W
Classe di protezione:	II
Grado di protezione:	IP20



Dati pubblicati	Valore ed esattezza	Unità di misura
Nome o marchio del produttore, numero d'iscrizione nel registro delle imprese e indirizzo:	Xiamen Eahunt Electronics Co., Ltd. Room 755, Venture Building, Venture Park, Torch High-tech Zone, Xiamen, Fujian, P.R. China	
Identificativo del modello:	EHI 200-0500WG (UE) EHI 200-0500WE (GB)	
Tensione d'ingresso:	100–240	V
Frequenza della corrente alternata d'ingresso:	50/60	Hz
Tensione d'uscita:	12	V
Corrente in uscita:	0,5	A
Potenza in uscita:	6	W
Rendimento medio in modo attivo:	81,89	%
Rendimento a carico ridotto (10 %):	79,97	%
Consumo energetico a vuoto:	0,032	W

## 13 Smaltimento

### 13.1 Smaltimento dell'imballaggio



Smaltire l'imballaggio differenziandolo. Conferire il cartone alla carta da riciclo e pellicole nella plastica da riciclo.

### 13.2 Smaltimento del prodotto

(Applicabile nell'Unione europea e in altri Paesi europei con sistemi di raccolta differenziata.)



**Gli apparecchi dismessi non devono essere smaltiti nella normale spazzatura domestica!**

Qualora il prodotto non possa più essere utilizzato, **smaltirlo conformemente alle disposizioni vigenti nel proprio Paese o nella propria**

**regione.** In tal modo si garantisce che gli apparecchi dismessi vengono correttamente riciclati e si evitano ripercussioni negative sull'ambiente. Per questo motivo gli apparecchi elettrici vengono contrassegnati dal simbolo qui riprodotto.

## 14 Garanzia

Questo prodotto è coperto da una garanzia di 3 anni secondo le normative e le leggi europee. L'estensione di garanzia su questo prodotto è limitata ai difetti tecnici causati da processi di produzione difettosi. Nel caso in cui volesse avvalersi della garanzia, La invitiamo a contattare il nostro Servizio di assistenza clienti per le istruzioni del caso. Il personale addetto potrebbe essere in grado di risolvere il problema senza necessità di restituire il prodotto al negozio o di inviarlo al centro di assistenza. Il nostro Servizio di assistenza clienti sarà sempre lieto di aiutarLa!

## 15 Servizio di assistenza clienti

Per maggiori informazioni sui prodotti Silk'n, visitare il sito Silk'n: [www.silkn.eu](http://www.silkn.eu). Se il dispositivo è danneggiato, difettoso, deve essere riparato, oppure se Lei ha bisogno della nostra assistenza, La invitiamo a contattare il centro assistenza clienti Silk'n più vicino. È possibile anche scaricare questo manuale in formato PDF dal sito [www.silkn.eu](http://www.silkn.eu).

Zeitlos Service Center  
c/o M+R Spedag Group  
Hirsrütiweg, CH-4303 Kaiseraugst

Numero del servizio: 00800-09 34 85 67  
(Hotline di assistenza gratuita)

E-Mail: [info@zeitlos-vertrieb.de](mailto:info@zeitlos-vertrieb.de)

## Pravna opomba

SL

Podjetje Invention Works B.V. si pridržuje pravico do spremeni-  
njanja svojih izdelkov ali specifikacij za izboljšanje zmogljivosti,  
zanesljivosti ali proizvodljivosti. Informacije, ki jih navaja podjetje  
Invention Works B.V., se v trenutku objave smatrajo kot pravilne in  
zanesljive. Vendar pa podjetje Invention Works B.V. ne prevzema  
nobene odgovornosti za njihovo uporabo. Licenca se ne podeli niti  
po tihem sporazumu niti pod patentom ali pravicami do patenta  
podjetja Invention Works B.V.

Brez izrecnega pisnega dovoljenja podjetja Invention Works B.V. ni  
dovoljeno reproducirati ali prenesti nobenega dela tega dokumenta  
v kakršnikoli obliki ali z elektronskimi ali mehanskimi sredstvi.  
Pridržana je pravica do sprememb podatkov brez vnaprejšnjega  
obvestila.

Podjetje Silkn Beauty Ltd. poseduje patente ter še nerešene prijave  
patentov, blagovnih znamk, avtorskih pravic ali ostalih pravic do  
proizvodov umskega dela, kateri so predmet tega dokumenta.  
Posedovanje tega dokumenta vam ne daje nobene licence za  
te patente, blagovne znamke, avtorske pravice ali ostalih pravic  
do proizvodov umskega dela, v kolikor to ni izrecno določeno v  
pisnem dogovoru podjetja Silkn Beauty Ltd. Pridržana je pravica do  
sprememb tehničnih podatkov brez vnaprejšnjega obvestila.

Silk'n in logotip Silk'n sta registrirani blagovni znamki podjetja Silkn  
Beauty Ltd.

Invention Works B.V.

Galileïstraat 17, 3029 AL Rotterdam, Nizozemska  
www.silkn.eu – info@silkn.eu

# Kazalo vsebine

<b>1</b>	<b>Vsebina kompleta/deli naprave</b>	<b>61</b>
<b>2</b>	<b>Splošno</b>	<b>61</b>
2.1	Preberite priročnika za uporabnika in jih shranite	61
2.2	Razlaga simbolov	61
<b>3</b>	<b>Varnost</b>	<b>63</b>
3.1	Namenska uporaba	63
3.2	Varnostni napotki	63
<b>4</b>	<b>Preverite izdelek in vsebino kompleta</b>	<b>68</b>
<b>5</b>	<b>Osnovne informacije o izdelku</b>	<b>68</b>
<b>6</b>	<b>Možni stranski učinki</b>	<b>69</b>
<b>7</b>	<b>Priprava nege</b>	<b>69</b>
7.1	Območja nege	69
7.2	Namestitev in zamenjava nastavkov za nego	70
<b>8</b>	<b>Uporaba</b>	<b>70</b>
8.1	Priporočeni preventivni ukrepi	70
8.2	Koraki negovanja	71
<b>9</b>	<b>Čiščenje in vzdrževanje</b>	<b>71</b>
9.1	Čiščenje glavne postaje in nastavkov za nego	71
9.2	Čiščenje in zamenjava filtra	72
<b>10</b>	<b>Shranjevanje</b>	<b>72</b>
<b>11</b>	<b>Iskanje napak</b>	<b>72</b>
<b>12</b>	<b>Tehnični podatki</b>	<b>73</b>
<b>13</b>	<b>Odlaganje med odpadke</b>	<b>74</b>
13.1	Odlaganje embalaže med odpadke	74
13.2	Odlaganje izdelka med odpadke	74
<b>14</b>	<b>Informacije o garanciji</b>	<b>75</b>
<b>15</b>	<b>Storitev za stranke</b>	<b>75</b>

# I Vsebina kompleta/deli naprave

- 1 Nastavek za nego (fin/grob), 2 × \*
- 2 Gumijasti pokrovček, 4 × \*
- 3 Filter, 3 l × \*
- 4 Glavna enota
- 5 Krmilna tipka (⏻)
- 6 Priključek napajalnika
- 7 Napajalnik AC/DC (s kablom)

SL

\*En kos je že nameščen na glavni enoti.

## 2 Splošno

### 2.1 Preberite priročnika za uporabnika in jih shranite



Ta priročnik za uporabnika spadajo k tej napravi ReVit Essential (v nadaljevanju poimenovana „izdelek“). Vsebujejo pomembne informacije o začetku uporabe in ravnanju z izdelkom.

Preden začnete uporabljati izdelek, skrbno

preberite navodila za uporabo. To zlasti velja za varnostne napotke. Neupoštevanje teh navodil za uporabo lahko privede do telesnih poškodb ali škode na izdelku. Osnova navodil za uporabo so standardi in predpisi, ki veljajo v Evropski uniji. V tujini upoštevajte tudi predpise in zakone posamezne države. Navodila za uporabo shranite, da jih boste lahko uporabili pozneje. Če izdelek izročite tretjim osebam, jim hkrati z njim obvezno izročite ta navodila za uporabo.

### 2.2 Razlaga simbolov

V teh navodilih za uporabo, na izdelku ali embalaži boste zasledili naslednje simbole in opozorilne besede.



## OPOZORILO!

Ta opozorilni simbol/beseda označuje nevarnost s srednjo stopnjo tveganja, zaradi katere lahko, če se ji ne izognemo, pride do smrti ali hudih telesnih poškodb.

## OBVESTILO!

Ta opozorilna beseda opozarja na možnost materialne škode.



Ta opozorilni simbol vam podaja koristne dodatne informacije o ravnanju in uporabi.



Izjava o skladnosti: Izdelki, označeni s tem simbolom, izpolnjujejo vse potrebne predpise Skupnosti v Evropskem gospodarskem prostoru.



S tem simbolom so označene električne naprave razreda zaščite III (glavna enota).



Ta simbol navede polarnost toka na priključku za napajalnik.



Naprave, označene s tem simbolom, so primerne samo za uporabo v gospodinjstvu (v suhih notranjih prostorih).



Ta simbol označuje naznačeno napetost in naznačen tok za enosmerni tok.

**IP20**

Napajalnik AC/DC je zaščiten pred tujki do velikosti 12 mm.



Mednarodna oznaka učinkovitosti navaja, da napajanje izpolnjuje zahteve stopnje VI (napajalnik AC/DC).



Napajalnik AC/DC je opremljen z varnostnim transformatorjem, odpornim na kratek stik.



Napajalnik AC/DC ima stikalni napajalnik.



S tem simbolom so označene električne naprave razreda zaščite II (napajalnik AC/DC).



Če je električni del poškodovan ali so zatiči upognjeni, morate električni del zavreči in ga ne smete več uporabljati.



Beseda „GS“ pomeni preverjeno varnost. Izdelki, ki so označeni s tem simbolom, izpolnjujejo zahteve nemškega zakona o varnosti izdelkov (ProdSG) (napajalnik AC/DC).

## 3 Varnost

### 3.1 Namenska uporaba

SL

Izdelek je naprava za prosto trgovino in je namenjena izključno za piling vrhnjega sloja kože za osvežujoč videz. Predvidena je za nego obraza, vratu in rok. Bledo kožo in kožo, poškodovano zaradi sonca, je mogoče prav tako negovati z njim.


Izdelek je namenjen izključno za zasebno uporabo v gospodinjstvu in ni primeren za komercialne namene. Izdelek uporabljajte samo na način, kot je opisan v navodilih za uporabo. Vsakršna drugačna uporaba je nenamenska in lahko privede do materialne škode ali celo poškodb ljudi. Proizvajalec ne prevzema nobenega jamstva za telesne poškodbe ali škodo, nastalo zaradi nenamenske ali napačne uporabe.

### 3.2 Varnostni napotki



#### **OPOZORILO! NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA!**

- Izdelek na električno omrežje priklopite le, če se električna napetost električne vtičnice ujema s podatki na tipski ploščici napajalnika AC/DC.
- Napajalnik AC/DC priklopite le v dobro dostopno električno vtičnico, da ga boste v primeru motnje lahko hitro izklopili iz električnega omrežja.
- Izdelek se sme uporabljati samo s priloženim napajalnikom AC/DC. Napajalnika AC/DC ne uporabljajte za druge namene.
- Če je električni kabel napajalnika AC/DC poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, njegova storitev za stranke ali podobno usposobljena oseba, da se preprečijo nevarnosti.

- Nikoli ne uporabljajte napajalnika AC/DC, če sta poškodovana kabel ali vtič, če ne deluje pravilno, ali če je bil potopljen v vodo. V tem primeru napajalnik AC/DC takoj izklopite iz električnega omrežja.
- Ne odpirajte ohišja, temveč popravilo prepustite strokovnjakom. V ta namen se obrnite na storitev za stranke. V primeru samostojno izvedenih popravil, neustreznega priklopa ali nepravilne uporabe bodo jamstveni in garancijski zahtevki zavrženi. Izdelek ima vgrajene električne in mehanske dele, ki so nujno potrebni za zaščito pred nevarnimi tveganji.
-  Izdelka in napajalnika AC/DC ne izpostavljajte vodi ali tekočinam. Ne uporabljajte ga v bližini kopalnih kadi, prh, umivalnikov ali drugih posod, ki vsebujejo vodo.
- Ne segajte za izdelkom ali napajalnikom AC/DC, če pade v vodo. Takoj ga ločite od električnega omrežja, preden sežete za njim. Če izdelka in napajalnika AC/DC ne ločite od napajanja, lahko to pripelje do električnega udara!
- Izdelek vedno izklopite, če ga ne uporabljate, ga čistite, ali če je prisotna motnja. Napajalnik AC/DC vedno ločite od napajanja, če izdelka ne uporabljate.



- Ohišja in napajalnika AC/DC se nikoli ne dotikajte z mokrimi ali vlažnimi rokami.
- Ne potiskajte nobenih delov v ohišje.
- Napajalnika AC/DC nikoli ne izvlecite iz električne vtičnice za kabel, temveč vedno za sam napajalnik. Izdelka nikoli ne prenašajte, vlecite ali nosite za kabel.
- Izdelka in napajalnika AC/DC ne približujte odprtemu ognju in vročim površinam.
- Kabel položite tako, da se obenj ne bo mogel nihče spotakniti.
- Kabla ne prepogibajte, ovijajte ga okrog izdelka in ga ne polagajte čez ostre robove.
- Izdelek uporabljajte le v notranjih prostorih.



**OPOZORILO! NEVARNOSTI ZA OTROKE IN OSEBE Z OMEJENIMI FIZIČNIMI, ZAZNAVNI MI ALI DUŠEVNIMI SPOSOBNOSTMI ALI S POMANJKANJEM IZKUŠENJ IN ZNANJA.**

- Izdelka ne smejo uporabljati otroci, mlajši od 16 let, in osebe z zmanjšanimi telesnimi, zaznavnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja glede uporabe izdelka. Otroci se ne smejo igrati z izdelkom. Nenadzorovani otroci ne smejo čistiti in vzdrževati izdelka.

- Otrokom, mlajšim od osem let, preprečite dostop do izdelka in napajalnika AC/DC.
- Poskrbite, da se otroci ne bodo igrali s plastično embalažno folijo. Med igranjem se lahko zapletejo vanjo in se zadušijo.
- Izdelek vsebuje majhne dele. Poskrbite, da ne pridejo v otroške roke.

## **OPOZORILO! NEVARNOST TELESNIH POŠKODB!**

- Izdelka ne uporabljajte, če se naslednje nanaša na vas:
  - Imate rozaceo.
  - Imate slabo prilagojene endokrine motnje, kot so diabetes in težave s ščitnico.
  - Vaše stanje kože zaradi diabetesa, sistemskih ali presnovnih bolezni ni normalno.
  - V obdobju zadnjih treh mesecev ste prejeli obsevanja ali kemoterapijo ali območja vaše kože kažejo maligne tumorje.
  - V obdobju zadnjih šestih mesecev ste na kožo nanašali zdravila, ki jih je predpisal zdravnik.
  - Po mnenju vašega zdravnika ali dermatologa obdelava v vašem stanju ni varna.

- Ne negujte območij z:
  - aktivnimi ekcemi, luskavico, ranami, odprtimi ranami ali okužbami (mehurčki), znamenji ali bradavicami, nenormalnim stanjem kože zaradi sistemskih ali presnovnih bolezni (npr. diabetes).
  - Izbruhom herpesa v preteklosti.
  - Travmatizirano ali poškodovano kožo.
  - Kožo, ki je bila pred kratkim nezaščitena v stiku s soncem (počakajte en dan) ali če je koža porjavela ali opečena od sonca (počakajte tri dni).
- Izdelka ne uporabljajte na bradavicah ali v predelu spolovil.
- Če se ne počutite dobro, uporabite način z manjšo sesalno močjo.
- Nemudoma prenehajte uporabljati izdelek, če vaša koža preveč pordeči.
- Pred nego odstranite ves nakit.
- Kožo zaščitite z zaščitnim faktorjem 30 ali višjim, če boste kožo po uporabi izdelka izpostavljali soncu.

## **OBVESTILO! NEVARNOST POŠKODB!**

- Ne uporabljajte adapterjev, nastavkov ali delov pribora, ki jih proizvajalec ni priporočil.
- Izdelka ne postavljajte na rob površine, da preprečite padec na tla.

- Izdelka ne uporabljajte več, če so njegovi plastični deli razpokani, zlomljeni ali preoblikovani.
- Pri čiščenju ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev, krtač s kovinskimi ali najlonskimi ščetinami ter ostrih ali kovinskih pripomočkov za čiščenje, kot so noži, trde lopatice in podobno.

## 4 Preverite izdelek in vsebino kompleta

### OBVESTILO! NEVARNOST POŠKODB!

- Če embalažo neprevidno odprete z ostrim nožem ali drugimi koničastimi predmeti, lahko hitro poškodujete izdelek. Embalažo odpirajte zelo previdno.
1. Vzemite izdelek iz embalaže.
  2. Preverite, ali so v kompletu vsi deli (glejte **sl. A**).
  3. Preverite, ali so na izdelku ali posameznih delih vidne poškodbe. Če so, izdelka ne uporabljajte. Obrnite se na našo storitev za stranke.

## 5 Osnovne informacije o izdelku

Pri izdelku gre za terapevtsko napravo z dvojnim učinkovanjem, ki je zasnovana za uporabo doma. Kombinira mikrodermoabrazijski piling z vakuumsko stimulacijo.

### Mikrodermoabrazijski piling

- Podpira nežen, neabraziven piling za bolj gladko in bolj svežo kožo.
- Pripomore k izboljšanju tena kože, teksture kože in prožnosti kože.
- Pomaga pri zmanjšanju tankih vidnih črt okrog oči, starostnih peg in površinskih brazgotin.

## Vakuumska stimulacija

- Pripomore k stimulaciji pretoka krvi za bolj gladko kožo in mlajši videz kože.
- Prinese nekatere nečistoče na površino.
- Zajame mrtve kožne celice, da jih je mogoče odstraniti.

## 6 Možni stranski učinki


Če sledite vsem navodilom in upoštevate vsa opozorila, le redko pride do zapletov in stranskih učinkov. Določeno tveganje je povezano z vsemi kozmetičnimi izdelki, vključno s tistimi, ki so zasnovani za uporabo doma. Zato je pomembno, da razumete tveganja in zaplete, ki se lahko pojavijo. Posvetujte se z zdravnikom, če pri vas nastopijo trajni simptomi.


Stranski učinki	Tveganje
<b>Nastajanje madežev:</b> morda se oblikujejo manjši madeži. Ti madeži bi morali izginiti po dveh do treh dneh.	Nizko
<b>Rdečica kože:</b> Morda se razširijo površinske kapilare. To lahko povzroči nekajdnevno rdečico. Poleg tega nekatere kapilare morda kažejo rdeče madeže, ki sčasoma prav tako izginejo. V teh primerih predel nemudoma ohladite s hladno vodo.	Nizko

## 7 Priprava nege

### 7.1 Območja nege

Seznajte se s temi območji nege in z ustreznimi priporočili za nego.

Območje nege	Priporočilo
Čelo, lici in brada 	Izdelek pomikajte od sredine navzven po koži.

Območje nege	Priporočilo
Oči in nos 	V predelu okrog obrvi se pomikajte s kratkimi premiki navzgor. Izogibajte se vekam. Na območjih pod očmi začnite ob nosu in izdelek vodite navzven v smeri lasišča. V območju nosu delajte ravne premike navzdol in pri tem sledite ukrivljenosti nosu in obrisu ličnic.
Vrat 	V celotnem območju vratu delajte nežne premike navzdol.

## 7.2 Namestitev in zamenjava nastavkov za nego

Izdelek ima dva nastavka za nego (fin in grob, navedbi na nastavku za nego) **1**. Priporočamo, da začnete s finim nastavkom za nego.



Fin nastavek za nego uporabljajte za splošno nego ali za zaključno fino nego in grobi nastavek za nego pa za grobi piling.

Nastavke za nego namestite in zamenjate na naslednji način:

1. Prepričajte se, da glavna enota **4** ni povezana z napajalnikom AC/DC **7**.
2. Odstranite trenutni nastavek za nego z glavne enote tako, da ga previdno povlečete z nje.
3. Namestite drugi nastavek za nego na glavno enoto. Pred uporabo se prepričajte, da je nastavek za nego trdno nameščen.

# 8 Uporaba

## 8.1 Priporočeni preventivni ukrepi

- Pred prvo nego določenega območja izvedite točkovni test na majhnem predelu kože. Nadaljujete z nego, če ni stranskih učinkov.
- Priporočamo, da začnete z načinom z manjšo sesalno močjo in nato po 2 do 3 negah preklopite v način z večjo sesalno močjo. Če se na kakršen koli način počutite nelagodno, za nego

posameznega območja uporabite način z manjšo sesalno močjo.

- Posamezna območja najprej obdelajte dvakrat do štirikrat. Ko se vaša koža navadi na nego, jo lahko povečate na štirikrat do šestkrat.
- Priporočljivo je, da izdelek uporabljate največ dvakrat na teden.
- Z nego takoj prekinite, če se ne počutite dobro.

SL

## 8.2 Koraki negovanja

1. Zagotovite, da je vaša koža čista, suha in brez pudra, kreme ali gela.
2. Prepričajte se, da so gumijasti pokrovček **2**, filter **3** in nastavek za nego **1** varno nameščeni na glavni enoti **4**.  
Priporočamo, da začnete s finim nastavkom za nego (glejte razdelek „Namestitvev in zamenjava nastavkov za nego“).
3. Kabel napajalnika AC/DC **7** priključite v priključek napajalnika **6**.
4. Napajalnik AC/DC priključite v električno vtičnico.
5. Pritisnite krmilno tipko (⏻) **5**, da vklopite izdelek. Izdelek je pripravljen za uporabo v načinu z manjšo sesalno močjo.
6. Pritisnite nastavek za nego trdno na vašo kožo tako, da občutite sesanje. Posamezna območja negujte tako, kot je opisano v razdelku „Območja nege“.
7. Ponovno pritisnite krmilno tipko (⏻), da preklopite iz načina z manjšo sesalno močjo v način z večjo sesalno močjo.
8. Ko končate, enkrat ali dvakrat pritisnite krmilno tipko (⏻), da izklopite izdelek (odvisno od trenutnega načina sesanja).
9. Izvlecite napajalnik AC/DC iz priključka napajalnika in električne vtičnice.



Po negi se izogibajte neposredni sončni svetlobi in na kožo nanesite kremo z zaščitnim faktorjem 30 ali višjim. Nanesete lahko tudi masko za obraz ali dnevno oz. nočno kremo.

## 9 Čiščenje in vzdrževanje

### 9.1 Čiščenje glavne postaje in nastavkov za nego

1. Ločite izdelek od električne vtičnice.
2. Glavno enoto **4** obrišite z vlažno krpo. Nato jo popolnoma osušite s suho krpo.
3. Če želite očistiti nastavka za nego **1**, ju najprej odstranite z glavne enote. Operite nastavka za nego z vodo in milom ter ju nato temeljito osušite.

Priporočljivo je, da nastavka za nego zamenjate vsakih šest mesecev ali prej, če so brusilni konci nastavkov poškodovani.

## 9.2 Čiščenje in zamenjava filtra

Filter **3** je treba zaradi kopičenja odmrlih kožnih celic očistiti ali zamenjati. Priporočljivo je, da to storite po nekaj negah.

1. Nastavek za nego previdno snemite z glavne enote.
2. Odstranite gumijast pokrovček **2** in nato še filter.
3. Če želite očistiti filter, odstranite ostanke z mehko krtačo in ga nato znova namestite na glavno enoto. Če želite zamenjati filter, odstranite trenutnega in vstavite novega.
4. Ponovno namestite gumijasti pokrovček in nato nastavek za nego znova pritrdite na glavno enoto. Pri tem se prepričajte, da sta komponenti trdno povezani med seboj.



Na našem spletnem mestu „[www.silkn.eu](http://www.silkn.eu)“ lahko kupite nove filtre in nastavke za nego. Če potrebujete nadomestne gumijaste pokrovčke ali napajalnike AC/DC, se obrnite na storitev za stranke.

## 10 Shranjevanje

Pred shranjevanjem morajo biti vsi deli popolnoma suhi. Izdelek hranite na čistem in suhem mestu, zaščitnega pred vročino in neposredno sončno svetlobo.

## 11 Iskanje napak

Nekatere težave utegnejo biti posledica majhnih motenj, ki jih lahko odpravite sami. Pri tem upoštevajte navodila v spodnji tabeli. Če vam težave ne uspe odpraviti s pomočjo spodnje tabele, se obrnite na storitev za stranke. Izdelka ne popravljajte sami.

Motnja	Možen vzrok in rešitev
Izdelek ne deluje.	Prepričajte se, da je napajalnik AC/DC pravilno priključen na izdelek in električno vtičnico.
Ne čutim sesalnega učinka, ko se izdelek dotakne moje kože.	Prepričajte se, da je izdelek vklopljen, in preverite, ali so filter, gumijasti pokrovček in nastavek za nego pravilno nameščeni na glavni enoti.



## I2 Tehnični podatki

Model:	H420I
Tehnologija:	Vakuumski nastavek
Vhodna moč:	12 V === 0,2 A
Razred zaščite:	III
Teža:	110 g
Vrsta zaščite:	IPX0

Transport in shranjevanje med uporabi in pogoji shranjevanja

Temperatura:	od -40 °C do +70 °C
Relativna zračna vlaga:	od 10 % do 90 %
Atmosferski tlak:	od 500 do 1060 hPa

Pogoji za uporabo

Temperatura:	od 10 °C do 35 °C
Relativna zračna vlaga:	od 30 % do 75 %
Atmosferski tlak:	od 700 do 1060 hPa

### Napajalnik AC/DC

Številka modela:	EHI200-0500WG (EU) EHI200-0500WE (GB)
Vhod:	100–240 V~ 50/60 Hz 0,2 A
Izhod:	12 V === 0,5 A 6,0 W
Izhodna moč:	6,0 W
Razred zaščite:	II
Vrsta zaščite:	IP20

Objavljene informacije	Vrednost in natančnost	Enota
Naziv proizvajalca ali blagovna znamka, številka vpisa v register gospodarskih družb in naslov:	Xiamen Eahunt Electronics Co., Ltd. Room 755, Venture Building, Venture Park, Torch High-tech Zone, Xiamen, Fujian, P.R. China	

Identifikacijska oznaka model:	EHI 200-0500WG (EU) EHI 200-0500WE (GB)	
Vhodna napetost:	100–240	V
Frekvenca vhodne izmenične napetosti:	50/60	Hz
Izhodna napetost:	12	V
Izhodni tok:	0,5	A
Izhodna moč:	6	W
Povprečni izkoristek v aktivnem stanju:	81,89	%
Izkoristek pri nizki obremenitvi (10 %):	79,97	%
Poraba energije v stanju brez obremenitve:	0,032	W

SL

## 13 Odlaganje med odpadke

### 13.1 Odlaganje embalaže med odpadke



Embalažo odstranite med odpadke ločeno po vrstah materialov. Lepenko in karton odložite med odpadni papir, folije pa med odpadke za recikliranje.

### 13.2 Odlaganje izdelka med odpadke

(Velja v Evropski uniji in drugih evropskih državah s sistemi za ločeno zbiranje sekundarnih surovin)



**Odpadnih naprav ne smete zavreči med običajne gospodinske odpadke!**

Če izdelka ne morete več uporabljati, **ga odstranite v skladu s predpisi, ki veljajo za odlaganje med odpadke v vaši državi.** Na ta način se zagotovi,

da bodo odpadne naprave strokovno reciklirane in negativni vplivi na okolje preprečeni. Zato so električne naprave označene s tukaj prikazanim simbolom.

## 14 Informacije o garanciji

Ta izdelek ima 3-letno garancijo v skladu z evropskimi določili in zakoni. Obseg garancije za ta izdelek je omejen na tehnične napake, ki nastanejo zaradi napačnih proizvodnih procesov. Če želite uveljaviti pravico do garancije, pazite, da pridobite navodila pri naši storitev za stranki. Morda lahko reši vašo težavo, ne da bi morali izdelek vrniti v trgovino ali naš servis. Naša poprodajna podpora vam vedno z veseljem pomaga!

SL

## 15 Storitev za stranke

Več informacij o izdelkih podjetja Silk'n najdete na vaši regionalni spletni strani podjetja Silk'n: [www.silkn.eu](http://www.silkn.eu). Če je naprava poškodovana ali okvarjena, če je potrebno popravilo ali če rabite našo pomoč, se obrnite na najbližji servis podjetja Silk'n. Ta uporabniški priročnik lahko prenesete tudi v obliki PDF s spletne strani [www.silkn.eu](http://www.silkn.eu).

Zeitlos Service Center  
c/o Relectronic Service  
Nova vas 78, SI-4201 ZG Besnica

Številka servisa: 00386 (0) 41 718378 (Po običajni tarifi fiksnega omrežja vašega ponudnika telefonije)

Fax: 00386 (0)42506200

E-pošta: [slo-service@zeitlos-vertrieb.de](mailto:slo-service@zeitlos-vertrieb.de)



2308\_003\_MULT1



# Silk'n<sup>®</sup>

Invention Works B.V.  
Galileistraat 17, 3029 AL Rotterdam  
The Netherlands

[www.silkn.eu](http://www.silkn.eu) • [info@silkn.eu](mailto:info@silkn.eu)

Silk'n UK Ltd.  
2nd Floor, De Burgh House  
Market Road, Wickford,  
Essex, SS12 0FD  
United Kingdom



© 2023 Silk'n Beauty Ltd. All rights reserved. Silk'n and the Silk'n logo are registered trademarks of Silk'n Beauty Ltd.